

NuBODY

NÜFACE®

USER MANUAL

ENSURE YOUR BEST RESULTS!

MANUEL D'UTILISATION

OBTENEZ LES MEILLEURS RÉSULTATS!

MANUAL DEL USUARIO

¡ASEGURA TUS MEJORES RESULTADOS!

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERZIELEN SIE OPTIMALE ERGEBNISSE!

사용 설명서

최상의 결과를 보장합니다!

SKIN TONING DEVICE

APPAREIL DE TONIFICATION DE LA PEAU

DISPOSITIVO DE TONIFICACIÓN DE LA PIEL


SKIN-TONING-GERÄT

피부 토닝 기기

TABLE OF CONTENTS
TABLE DES MATIÈRES
TABLA DE CONTENIDO
INHALTSVERZEICHNIS
목차

Getting to Know Your Device	2 - 3
Se Familiariser Avec L'appareil	2 - 3
Conociendo Su Dispositivo	2 - 3
Ihr Gerät	2 - 3
기기에 대해 알아보기	2 - 3
English	4 - 9
Français	10 - 15
Español	16 - 21
Deutsch	22 - 27
한국어	28 - 33
General Specifications	35
Informations Générales	35
Especificaciones Generales	35
Allgemeine Gerätespezifikationen	35
일반 사양	35

NĪFACE® NĪBODY



— 5

GETTING TO KNOW YOUR DEVICE SE FAMILIARISER AVEC L'APPAREIL CONOCIENDO SU DISPOSITIVO IHR GERÄT / 기기에 대해 알아보기

1) Dual function power button = Turns the device ON/OFF; intensity control up/down

Bouton d'alimentation à double fonction = allume ou éteint l'appareil (ON/OFF);

bouton de réglage de l'intensité (plus/moins)

Botón de encendido de doble función = Encendido/Apagado del dispositivo;

control de la intensidad Arriba/Abajo

Einschalttaste mit Doppelfunktion = EIN-/AUS-Schalter, Intensitätsregelung hoch/runter

듀얼 기능 전원 버튼 = 기기 켜기/끄기, 강도 조정 감/약

2) Blue LED intensity lights

Voyants lumineux à DEL bleus

Luces de intensidad LED azules

Blaue LED-Intensitätslichter

파란색 LED 강도 표시등

3) Spheres (Electrodes)

Sphères (électrodes)

Esferas (electrodos)

Kugeln (Elektroden)

구체(전극)

4) Soft-touch grip

Poignée douce au toucher

Empuñadura suave al tacto

Soft-Touch-Griff

소프트 터치 그립

5) NuFACE Microcurrent Activator

Activateur de microcourant NuFACE

Activador de Microcorriente NuFACE

NuFACE Mikrostrom-Aktiator

NuFACE 미세전류 활성화제

6) Power Adapter (Not Shown)

Adaptateur (non illustré)

Adaptador de corriente (no se muestra)

Netzadapter (nicht dargestellt)

전원 어댑터(표시되지 않음)

7 Energizing hum (Not Shown)

Bourdonnement énergisant (non illustré)

Zumbido energizante (no se muestra)

Betriebsgeräusch (Brummen, nicht dargestellt)

윙윙거리는 소리(표시되지 않음)

8) Speaker (not shown)

Haut-parleur (non illustré)

Zumbido energizante (no se muestra)

Lautsprecher (nicht dargestellt)

스피커(표시되지 않음)

INTENDED USE

The NuBODY Skin Toning Device is intended for body skin stimulation and is indicated for over-the-counter cosmetic use.

IMPORTANT INFORMATION

Use NuBODY only as described within this User Manual. The risks and dangers of using NuBODY in any way that does not follow this User Manual might be unknown.

Your NuFACE NuBODY Device has a unique serial number located on the back of the device. Record your serial number and register your device online at www.MyNuFACE.com. A registration link can be found at the bottom of the webpage.

CONTRAINDICATIONS FOR USE

- Do not use this device if you have a history of epilepsy or seizures.
- Do not use if you have had recent surgery or other surgical procedure – consult your healthcare provider.
- Do not use this device if you have a heart pacemaker, heart rhythm stimulator placed in your body (implanted defibrillator), or other electronic device put inside your body. Such use could cause electric shock, burns, electrical interference, or death.
- Do not use if you have any active cancer or over any suspicious or cancerous lesion – consult your healthcare provider.
- Do not use this device if you are pregnant because the safety of electrical stimulation during pregnancy has not been established.
- Do not use on infants and children under the age of 18, and keep device out of the reach of children.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Consult your healthcare provider if any of the contraindications above apply to you.

⚠ WARNINGS

- If you are under the care of a physician, consult your physician before using this device.
- Do not operate NuBODY device in the presence of electronic monitoring equipment (e.g., heart monitors, heart tracing) or in close proximity (e.g., 1 m) to shortwave, microwave or electromagnetic therapy equipment as it may cause the medical equipment to malfunction. Such equipment may produce instability in NuBODY device output and cause burns at the stimulation site.
- Stimulation should not be applied over or near cancerous wounds or open wounds such as rashes, red, swollen, infected, or inflamed areas or skin eruptions, e.g., phlebitis, thrombophlebitis, broken capillaries, varicose veins, etc.
- Stimulation should not be applied over your neck as this could cause severe muscle spasms resulting in closure of your airway, difficulty in breathing, or adverse effects on heart rhythm or blood pressure.
- Apply stimulation only to normal, intact, clean, healthy skin.

Consult your healthcare provider:

- if you experience an adverse reaction from using the device and discontinue use.
- before using the device if you have painful areas.

Do not apply stimulation / use the device:

- across your chest (thorax area) may increase the risk of cardiac fibrillation or other rhythmic disturbances, which could be lethal.
- on the head, face (including directly on the eyes and covering the mouth), neck (especially the carotid sinus), groin, upper back, chest area or crossing over the heart.
- over areas of skin that lack normal sensation.
- while sleeping, bathing or showering.
- when there is a tendency to bleed following acute injury or breaks in bones.



⚠ WARNINGS (CONTINUED)

- on the head, face (including directly on the eyes and covering the mouth), neck (especially the carotid sinus), groin, upper back, chest area or crossing over the heart.
- while driving, operating machinery, or during any activity in which uncontrollable muscle twitching may put the user or the public at unnecessary risk of injury.
- if it is not functioning normally, or not operating properly due to damage caused by dropping or accidental submersion in water.
- if you have a body-worn medical device such as an insulin pump.

Discontinue use:

- If the device begins to overheat, turn the device OFF immediately.
- Keep all electrical appliances (including the NuBODY device) away from water (including baths, showers, and sinks).
- Never drop or insert any object into any openings on the device.
- If you suspect the device to be malfunctioning, or not operating properly please contact NuFACE.
- Use of accessories, transducers and cables other than those specified, except for transducers and cables sold by the manufacturer of the NuBODY device as replacement parts for internal components, may result in increased emissions or decreased immunity of the system.
- Keep this device out of the reach of children and pets.
- Use of controls or adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein, may result in injury.
- Do not disassemble the device as this may cause damage, malfunction, electrical shock, fire, or injury. There are no user-serviceable parts inside. **Note: Disassembly voids the warranty.**

PRECAUTIONS

- The NuBODY device is designed for cosmetic use only and for individuals in good health. If this is not the case for you, please consult your doctor before use.
- The long-term effects of transcutaneous electrical stimulators are unknown.
 - If you have suspected or diagnosed heart disease, you should follow precautions recommended by your physician.
 - Use caution if stimulation is applied over the menstruating uterus.
 - You may experience skin irritation or hypersensitivity due to the electrical stimulation or electrical conductive medium (e.g., the NuFACE Microcurrent Activator). Irritation can usually be reduced by using an alternate conductive medium. If you suspect that you have had a negative reaction from using the electrical stimulation device, consult your doctor immediately.
 - Skin irritation and burns beneath the electrodes have been reported with the use of other powered muscle stimulators. If you experience skin irritation or burning, discontinue use immediately.
 - If using NuBODY causes persistent pain or discomfort, discontinue use immediately.
 - A slight tingling sensation may occur while using NuBODY. If you feel the current, apply more NuFACE Microcurrent Activator. Lowering the intensity may reduce or eliminate this sensation.
 - The lithium-ion battery of NuBODY is not removable by the user. If the device is to be disposed of, do not put it into a fire. Dispose of the device per local regulations.
 - Inspect the device and do not use the device if you see any signs of internal battery leaks.
 - Do not store NuBODY in the sun or on a hot surface. High temperatures may be damaging.
 - The device should be operated, transported and stored in the manner specified in this manual.
 - Failure to use and maintain the device in accordance with the instructions outlined in this manual will void the warranty.
 - Only use the external power supply provided with the NuBODY with the following specifications: **5VAC 1A**. The power adapter is marked NuFACE. Always position the power adapter so it is accessible in case it is needed to be disconnected from the mains.

NuBODY is intended for cosmetic use on the body as described. Any consequence resulting from misuse, application to other parts of the body or face, connection to improper voltage sources, dirty conductive solution or spheres or any other improper application is neither the responsibility of NuFACE nor its affiliates.

The NuFACE NuBODY has been designed to provide freedom from unacceptable risk when used under normal conditions and reasonably foreseeable hazards. Even in the event of complete loss of treatment function, NuBODY does not pose a risk to the User.



BEFORE USING YOUR NEW DEVICE

- 1) Remove your NuBODY and power adapter from the box.
- 2) Place your NuBODY on a counter or table top. Keep away from any source of water.
- 3) Connect the power adapter to the NuBODY. Plug adapter into the wall outlet to charge your device. **Note: NuBODY cannot be used while plugged into the outlet and will not turn ON while charging.**
- 4) **Important: Charge your NuBODY for approximately 16 hours before the first use.** The blue LED lights will blink, showing that your NuBODY is charging. All 3 blue LED lights will stay lit when NuBODY is fully charged.
- 5) **Important: Test your skin to make sure you are not sensitive to the NuFACE Microcurrent Activator.** To do so, apply a dime-sized amount of the NuFACE Microcurrent Activator on your forearm. Leave for 15–30 minutes before washing it off. If an allergic reaction (rash, redness, etc.) develops, immediately contact NuFACE for recommendations on alternate NuFACE Microcurrent Activators. You should not initiate treatment with the NuBODY device until your reaction to the NuFACE Microcurrent Activator has been resolved.
- 6) When NuBODY is ON it will emit an energizing hum. The default intensity is set at the minimum level.
- 7) Always ensure that all four [4] of the spheres remain in direct contact with the treatment area. Always glide upward with medium pressure without pulling or dragging the skin.
- 8) NuBODY emits a tonal beep every five (5) seconds to indicate when to move to the next position if desired. This beep will change to two (2) tonal beeps when the battery needs recharging. **Note: NuBODY will NOT contract the muscles. The current is soft, soothing, and mild when used correctly.**

DEVICE FEEDBACK — INDICATES

Ascending Beeps	Powered ON
Descending Beeps	Powered OFF
Tonal Beep	Intensity Adjusted
Dual-Tone Beep	End of Glide Interval

Two series of tonal beeps when device powers OFF indicates the battery requires charging

NUFACE MICROCURRENT ACTIVATOR

The essential first step to your microcurrent treatment to ensure optimal results. **Important: Always apply Microcurrent Activator when using the NuBODY Device.** Refer to packaging for use by date.

TREATMENT AREAS

The NuBODY Device is designed with four treatment spheres designed to stimulate the larger, denser areas of the body. Follow instructions below for best results and refer to your Quick Start for more detailed images.

TREATMENT TECHNIQUES

GLIDES:

To glide, place NuBODY at the starting point of a treatment area. When it beeps, slowly glide the device in an upward motion using medium pressure to the endpoint until the beep sounds (5 seconds).

HOLDS (Recommended for stubborn areas):

To hold, place NuBODY on the targeted area and hold in place for at least 2-3 beeps (10-15 seconds). Do not glide. You may treat multiple stubborn areas within the treatment area for up to 5 minutes.

HOW TO USE YOUR NUBODY DEVICE

Get ready to Smooth and Tone.

The instructions below are designed to provide the most effective results when followed correctly. **Note: For best results, you may choose to focus on a specific area of concern within the treatment area for the full 5 minute treatment cycle and then repeat over other areas as necessary.**

- 1) Cleanse the selected treatment area with an oil-free cleanser. **Note: Any cream, lotion, self tanner, and/or oil-based products on the skin can block the microcurrent.** **Note: Shave any excessive hair in the treatment area as it can create a tingling sensation.**
- 2) **Important: Apply a mask-like layer of NuFACE Microcurrent Activator in sections within the selected treatment area.** **Note: Always apply a NuFACE Microcurrent Activator when using your NuBODY Device. Reapply if skin becomes dry during treatment to avoid any uncomfortable sensations.**
- 3) Unplug the power adapter from your NuBODY device.
- 4) Turn ON NuBODY by pressing the ON/OFF button. Ascending tonal beeps will sound. Select your preferred intensity level.
- 5) Adjust the intensity level up or down by pressing the power button until you reach your comfort level. As you move between the three (3) intensity levels, NuBODY will emit a tonal beep and the number of blue LED lights will change.

Intensity Levels:

- Minimum Intensity: First Light Illuminated
- Medium Intensity: First 8 Second Lights Illuminated
- Maximum Intensity: All Three Lights Illuminated

- 6) Begin treatment by gliding the device in an upward motion as shown in the illustration below.
- 7) For stubborn areas, such as dimpled or uneven skin, hold the device on the target area for 2-3 beeps to provide a more targeted treatment.
- 8) Treat for 5 minutes until the device automatically powers OFF. You may continue to treat other areas for an additional 5 minutes per area.
- 9) After treatment is complete, massage any excess Microcurrent Activator into skin for additional skincare benefits.
- 10) Turn OFF the NuBODY Device after treatment. A descending audible beep is emitted notifying you that your device is turning OFF. See the "CLEANING" section for proper cleaning instructions. **Note: The NuBODY Device will automatically shut off after 5 minutes of use.**

Important: Download the NuFACE APP for additional how-to instructions, and customized treatment options. You can download it from the App store or the Google Play Store. To pair your device, in the App, click on 'Add Device' and follow the on-screen instructions to connect. The NuFACE app is available in many countries around the world and supports Chinese, Spanish, German, French, and Korean languages.

TREATMENT FREQUENCY

- Use 5 minutes a day per treatment area.
- For the first 60 days, use 5 times per week.
- After 60 days, use 2-3 times per week for maintenance.
- Allow 24 hours between treatments.

RESULTS

Results may vary based on skin type and skin condition. Best results are achieved with regular use. **This is not a weight loss product.**



CARING FOR YOUR DEVICE

Cleaning: Slightly dampen a soft, lint-free cloth with water or rubbing alcohol to clean your device after every treatment. **Do not immerse device in water at any time.**

Charging: Before first use, charge your NuBODY for 16 hours. For ideal battery life, the device should be continuously charged between treatments.

Battery Care: It is advised to store NuBODY connected to the plugged-in power adapter after each use. **Note: The rechargeable battery of NuBODY is not removable by the user.** Use caution prior to using the device if it has been stored or has not been used for extensive periods. Inspect the device and do not use the device if any signs of internal battery leaks are evident. **Important: If the device is to be disposed of, do not put into a fire. Dispose of the device and its batteries per local regulations.**

Troubleshooting: If your NuBODY is not turning ON, make sure the battery is fully charged. If not, charge your device for a full 16 hours.

If your device is still not working, if you need assistance, if you need to report unexpected events, or if you have any questions, please call NuFACE Client Services at 888-360-9171

WARRANTY

NuFACE® warrants that all NuFACE® NuBODY devices are free from manufacture defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of your original purchase. Our obligation under this Warranty is limited to replacement of the product which will not extend the period of your Warranty. This Warranty does not cover damage covered by abuse, improper care, application of harmful chemicals, product that may have been altered in any way, loss of the device and product purchased from an unauthorized seller. NO OTHER WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED, WHETHER OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OF MERCHANTABILITY OR OF ANY OTHER KIND, SHALL EXIST IN RESPECT TO SUCH PRODUCT.

For Devices Purchased in the US: For more information about your warranty or to initiate a warranty claim and receive a return authorization number, contact our Client Services Team via our website at www.MyNuFACE.com/warranty or by calling 888-360-9171. Must show receipt from an authorized seller as proof of purchase.

For Devices Purchased Outside of the US, International Returns and International Warranties: For all product purchased outside of the United States, warranty and returns are per your place of purchase—spa, retailer or distributor. Please consult your receipt or place of purchase for their return and warranty policy.



Conforms to IEC 60529, 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-2-10, 62366

SYMBOLS

One or more of the following markings may appear on the NuBODY Device, User Manual or packaging.

	European Conformity		Comply with European Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC
	European Representative		Product must be disposed of in accordance with the WEEE directive
	Part Number		FCC-approved equipment authorization mark
	Operator's Manual; Operating Instructions		Class II double insulated electrical device
	Refer to Instruction Manual/Booklet		

SYMBOLS (CONTINUED)

	Manufacturer
	Power On/Off
	Detachable power supply port
	Type BF applied part, which is equipment that provides a particular degree of protection against electric shock. Particularly regarding allowable leakage current and of the protective earth connection.

UTILISATION PRÉVUE

L'appareil de tonification de la peau NuBODY est spécialement conçu pour stimuler la peau du corps et convient à l'utilisation cosmétique en vente libre.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Utilisez l'appareil NuBODY conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation uniquement. Les risques et dangers associés à l'utilisation de l'appareil NuBODY d'une manière qui ne respecte pas les instructions de ce manuel sont inconnus.

Un numéro de série unique est situé au dos de votre appareil NuFACE NuBODY. Enregistrez votre numéro de série et votre appareil en ligne sur www.MjNuFACE.com. Un lien pour enregistrer votre appareil se situe en bas de cette page Web.

CONTRE-INDICATIONS D'UTILISATION

- N'utilisez pas cet appareil si vous avez déjà souffert de crises d'épilepsie ou de convulsions.
- N'utilisez pas cet appareil si vous avez récemment subi une chirurgie ou toute autre intervention chirurgicale. Consultez votre médecin.
- N'utilisez pas cet appareil si vous avez un stimulateur cardiaque, un stimulateur du rythme cardiaque implanté (défibrillateur implantable) ou tout autre appareil électronique implanté. Cela pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures, des interférences électriques ou la mort.
- N'utilisez pas cet appareil si vous souffrez d'un cancer et évitez son utilisation sur toute lésion suspecte ou cancéreuse. Consultez votre médecin.
- N'utilisez pas cet appareil si vous êtes enceinte, car l'absence de risques concernant la stimulation électrique pendant la grossesse n'a pas été établie.
- N'utilisez pas cet appareil sur des nourrissons ou des enfants de moins de 18 ans, et gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou avec un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil ou d'être supervisé par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- *Consultez votre professionnel de santé si l'une des contre-indications ci-dessus s'applique à vous.

⚠ AVERTISSEMENTS

- Si vous êtes suivie par un médecin, consultez-le ou la avant d'utiliser cet appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil NuBODY en présence d'équipement de surveillance électronique (ex: moniteur cardiaque, tracé du rythme cardiaque) ou à proximité (ex: à 1 mètre) d'un équipement de thérapie électromagnétique, à ondes courtes ou micro-ondes, car cela pourrait empêcher le bon fonctionnement de l'équipement médical. De tels équipements pourraient créer une instabilité au niveau du périphérique de sortie de l'appareil NuBODY et entraîner des brûlures dans la région stimulée.
- Aucune stimulation ne doit être appliquée sur ou à proximité de lésions cancéreuses ou de blessures ouvertes, telles que des zones rouges, enflées, infectées ou enflammées, ou des éruptions cutanées, telles que des phlébites, des thrombophlébites, des capillaires brisés, des varices, etc.
- Aucune stimulation ne doit être appliquée sur le cou, car cela pourrait provoquer des spasmes musculaires sévères entraînant la fermeture des voies respiratoires, des difficultés à respirer ou des effets indésirables pour le rythme cardiaque ou la pression artérielle.
- Utilisez l'appareil uniquement sur une peau normale, intacte, propre et en santé.

Veillez consulter votre professionnel de santé:

- si vous subissez une réaction indésirable lors de l'utilisation de l'appareil, et cessez l'utilisation.
- avant d'utiliser l'appareil si vous souffrez de douleurs sur certaines zones.

Ne pas appliquer de stimulation/utiliser l'appareil:

- sur votre poitrine (région du thorax); cela peut augmenter le risque de fibrillation cardiaque ou d'autres troubles du rythme cardiaque pouvant être mortels.
- sur la tête, le visage (y compris directement sur les yeux et la bouche), le cou (notamment le sinus carotidien), l'aine, le haut du dos, la poitrine ou au niveau du couer.



⚠ AVERTISSEMENTS (SUITE)

- sur les zones de peau qui sont dénuées de sensibilité normale ou sur les zones douloureuses.
- pendant le bain ou la douche.
- en cas de prédisposition à l'hémorragie à la suite d'une blessure aiguë ou à des fractures osseuses.
- pendant la conduite, l'utilisation de machines ou toute activité au cours de laquelle des contractions musculaires involontaires peuvent exposer l'utilisateur ou le public à un risque inutile de blessure.
- si l'appareil ne fonctionne pas correctement en raison de dommages causés par une chute ou une immersion dans l'eau.
- si vous portez un appareil médical sur votre corps, tel qu'une pompe à insuline.

Cesser toute utilisation:

- Si l'appareil commence à surchauffer, éteignez-le immédiatement.
- Tenez tous les appareils électriques (y compris l'appareil NuBODY) à l'écart de l'eau (notamment des baignoires, des douches et des lavabos).
- Ne laissez jamais tomber l'appareil et n'insérez jamais d'objet dans l'une de ses ouvertures.
- Si vous pensez que l'appareil fonctionne mal ou ne fonctionne pas correctement, dans ce cas, veuillez contacter NuFACE.
- L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés, à l'exception des transducteurs et des câbles vendus par le fabricant de l'appareil NuBODY, peut entraîner des émissions accrues, une protection du système diminuée ou une blessure.
- Conservez cet appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés, à l'exception des transducteurs et des câbles vendus par le fabricant de l'appareil NuBODY, peut entraîner des émissions accrues, une protection du système diminuée ou une blessure.
- Conservez cet appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- L'utilisation de commandes, réglages ou instructions autres que ceux spécifiés présente un risque de blessures.
- Ne démontez pas l'appareil, car cela pourrait causer des dommages, des dysfonctionnements, des décharges électriques, un feu ou des blessures. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. **Remarque: Le fait de démonter l'appareil annule toute garantie.**

PRÉCAUTIONS

- L'appareil NuBODY est conçu pour un usage cosmétique uniquement et à l'intention de personnes en bonne santé. Si ce n'est pas votre cas, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.
- Les effets à long terme des stimulateurs électriques transcutanés sont inconnus.
- Si vous pensez souffrir ou avez été diagnostiqué d'une maladie cardiaque, nous vous conseillons de suivre les recommandations de votre médecin.
- Soyez prudente si l'appareil est utilisé sur la région de l'utérus pendant la menstruation.
- Vous pouvez ressentir une irritation ou une hypersensibilité cutanée en raison des stimulations électriques ou du matériau conducteur d'électricité (l'activateur de microcourant NuFACE). Les irritations peuvent être atténuées en utilisant une autre solution conductrice. Si vous pensez avoir eu une réaction négative suite à l'utilisation de l'appareil de stimulation électrique, consultez immédiatement votre médecin.
- Des irritations cutanées et des brûlures engendrées par les électrodes ont été rapportées suite à l'utilisation d'autres stimulateurs électriques musculaires. Si vous ressentez des sensations de brûlure ou des irritations cutanées, cessez immédiatement l'utilisation.
- Si l'utilisation de l'appareil NuBODY provoque des douleurs ou un inconfort persistants, cessez immédiatement l'utilisation.
- Une légère sensation de picotement peut apparaître suite à l'utilisation de l'appareil NuBODY. Une diminution de l'intensité peut réduire ou éliminer cette sensation.
- La batterie au lithium-ion de l'appareil NuBODY n'est pas amovible par l'utilisateur. Si l'appareil doit être jeté, ne le placez pas dans un feu. Jetez l'appareil conformément aux réglementations locales.
- Examinez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous remarquez un quelconque signe de fuite de la batterie interne.
- Ne rangez pas l'appareil NuBODY dans un endroit exposé au soleil ou sur une surface chaude. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil.
- L'appareil doit être utilisé, transporté et rangé de la façon indiquée dans ce manuel d'utilisation.
- Une utilisation et un entretien de l'appareil non conformes aux instructions de ce manuel d'utilisation entraîneront l'annulation de la garantie.



PRÉCAUTIONS (SUITE)

• Utilisez uniquement le bloc d'alimentation externe fourni avec l'appareil NuBODY et les spécifications suivantes: SVAC 1A « NuFACE » est inscrit sur l'adaptateur de courant. Placez toujours l'adaptateur de façon accessible en cas de nécessité de le débrancher du secteur.

L'appareil NuBODY est destiné à un usage cosmétique sur le corps tel que décrit. NuFACE et ses affiliés ne peuvent être tenus responsables d'aucune conséquence résultant d'une mauvaise utilisation, d'une application à d'autres parties du corps ou du visage, d'une connexion à des sources de tension inappropriées, d'une solution conductrice ou de sphères souillées, ou toute autre application inappropriée.

Le NuFACE NuBODY a été conçu pour éviter tout risque inacceptable lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales et en présence de dangers raisonnablement prévisibles. Même en cas de perte d'efficacité totale du traitement, NuBODY ne pose aucun risque pour l'utilisateur.

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

Suivez ces étapes importantes avant de commencer à utiliser votre appareil.

- 1) Retirez votre appareil NuBODY et l'adaptateur de la boîte.
- 2) Placez votre appareil NuBODY sur un comptoir ou sur une table. Tenez-le éloigné de toute source d'eau.
- 3) Connectez l'adaptateur à l'appareil NuBODY. Branchez l'adaptateur à une prise murale pour charger votre appareil. **Remarque: L'appareil NuBODY ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché à une prise et ne s'allume pas pendant son chargement.**
- 4) **Important: Chargez l'appareil NuBODY pendant environ 16 heures avant la première utilisation.** Des voyants DEL bleus clignotent pour indiquer que l'appareil NuBODY est en cours de chargement. Lorsque l'appareil est entièrement chargé, tous les voyants DEL bleus restent illuminés.
- 5) **Important: faites un test cutané pour vous assurer que vous ne faites pas de réaction à l'activateur de microcourant NuFACE.** Pour ce faire, appliquez une quantité d'activateur de microcourant sur votre avant-bras et laissez-la reposer pendant 15 à 30 minutes avant de la rincer. Si une réaction allergique (éruption cutanée, rougeur, etc.) se développe, veuillez contacter immédiatement NuFACE pour obtenir des recommandations de formules NuFACE alternatives. Ne commencez pas le traitement avec l'appareil NuFACE NuBODY tant que votre problème de réaction allergique à l'activateur de courant n'a pas été résolu.
- 6) Lorsque l'appareil NuBODY est allumé, il émet un bourdonnement énergisant. L'intensité par défaut est réglée au niveau minimal.
- 7) Veillez à ce que les quatre (4) sphères restent en contact direct avec la zone de traitement. Glissez toujours l'appareil vers le haut en utilisant une pression moyenne, sans tirer la peau.
- 8) L'appareil NuBODY émet un bip sonore toutes les cinq (5) secondes pour indiquer quand passer à la zone de traitement suivante. Quand l'appareil émet deux (2) bips sonores, cela indique que la batterie doit être rechargée. **Remarque: L'appareil NuBODY NE contracte PAS les muscles. Lorsque l'appareil est utilisé correctement, le courant est doux, apaisant et léger.**

SONS DE L'APPAREIL ——— INDIQUE QUE...

Bips ascendants	————— L'appareil se met en marche
Bips descendants	————— L'appareil s'éteint
Bip sonore	————— L'intensité de l'appareil a été ajustée
Bip à deux tonalités	————— L'appareil doit être appliqué sur une nouvelle zone de traitement

Deux séries de bips sonores émis lorsque l'appareil s'éteint indiquent que la batterie doit être rechargée

ACTIVATEUR DE MICROCOURANT NUFACE

Le premier pas essentiel à votre traitement par microcourant pour vous garantir des résultats optimaux. **Important: appliquez toujours l'activateur de microcourant avant d'utiliser l'appareil NuBODY.** Se référer à l'emballage pour la date d'expiration.

ZONES DE TRAITEMENT

L'appareil NuBODY a été créé avec quatre sphères de traitement, conçues pour stimuler les régions plus grandes et plus denses du corps. Suivez les instructions ci-dessous pour obtenir les meilleurs résultats, et reportez-vous au Guide de démarrage rapide pour des images plus détaillées.

TECHNIQUES DE TRAITEMENT

FAIRE GLISSER L'APPAREIL:

Pour ce type de traitement, placez l'appareil NuBODY au point de départ d'une zone de traitement. Lorsqu'il émet un bip, faites glisser l'appareil lentement vers le haut, en direction de l'autre extrémité de la zone de traitement, en utilisant une pression moyenne, jusqu'à ce que l'appareil émette un bip (5 secondes).

TENIR L'APPAREIL SUR UNE ZONE CIBLÉE (Recommandé pour les zones difficiles):

Pour effectuer ce traitement, placez l'appareil NuBODY sur la zone ciblée et maintenez-le en place pendant au moins 2-3 bips (10-15 secondes). Ne faites pas glisser l'appareil. Vous pouvez traiter plusieurs zones difficiles au sein d'une même zone de traitement pendant 5 minutes maximum.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL NUBODY

Prêt-E pour Une Peau Lisse et Ferme?

Les instructions ci-dessous ont été rédigées pour fournir les résultats les plus efficaces si vous les suivez correctement. **Remarque: Pour de meilleurs résultats, vous pouvez choisir de vous concentrer sur une zone ciblée dans la zone de traitement pendant tout le cycle de traitement de 5 minutes, puis de répéter le traitement sur d'autres zones si nécessaire.**

1) Nettoyez la zone de traitement choisie avec un produit sans huile. **Remarque: Les crèmes, lotions, auto bronzants et tout autre produit à base d'huile sur la peau peuvent bloquer le microcourant. Remarque: Assurez-vous de raser les poils excessifs qui se trouvent dans la zone de traitement, car ils peuvent créer une sensation de picotement.**

2) **Important: appliquez une couche d'activateur de microcourant NuFACE une zone après l'autre lors du traitement.**

Remarque: Appliquez toujours l'activateur de microcourant NuFACE avant d'utiliser l'appareil NuBODY. Appliquez davantage de produit si la peau devient sèche au cours du traitement afin d'éviter toute sensation d'inconfort.

3) Débranchez l'adaptateur de votre appareil NuBODY.

4) Allumez l'appareil NuBODY en appuyant sur le bouton ON/OFF. Vous entendrez des bips sonores ascendants. Sélectionnez votre niveau d'intensité.

5) Réglez le niveau d'intensité à votre convenance en appuyant sur les boutons de réglage de l'intensité. Lorsque vous ajustez les réglages entre les trois (3) niveaux d'intensité, NuBODY émet un bip sonore et le nombre de voyants DEL bleus change.

Niveaux d'intensité:

- Intensité minimale: les deux voyants de gauche sont illuminés.
- Intensité moyenne: les trois voyants du milieu sont illuminés.
- Intensité maximale: les deux voyants de droite sont illuminés.

6) Démarrez le traitement en faisant glisser l'appareil vers le haut en appliquant une pression moyenne, comme indiqué ci-dessous.

7) Pour les zones difficiles, telles que la peau capitonée ou inégale, maintenez l'appareil sur la zone cible pendant 2-3 bips pour fournir un traitement plus ciblé.

8) Effectuez le traitement pendant 5 minutes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne automatiquement. Vous pouvez continuer à traiter d'autres zones pendant 5 minutes par zone.

9) Une fois le traitement terminé, faites pénétrer le reste l'Activateur de Microcourant E dans la peau pour encore plus de bienfaits.





COMMENT UTILISER L'APPAREIL NUBODY (SUITE)

10) Éteignez l'appareil NuBODY après le traitement. Un bip sonore descendant sera émis pour vous aviser que votre appareil s'éteint. Voir la section « Entretien » pour connaître les instructions d'entretien appropriées.

Remarque: l'appareil NuBODY s'éteindra automatiquement après 5 minutes d'utilisation.

DURÉE ET FRÉQUENCE DU TRAITEMENT

- Utilisez l'appareil pendant 5 minutes par jour sur chaque zone de traitement.
- Pendant les 60 premiers jours, utilisez l'appareil 5 jours par semaine.
- Après 60 jours, utilisez-le 2 à 3 fois par semaine pour maintenir les résultats.
- Faites une pause de 24 h entre les traitements.

RÉSULTATS

Les résultats sont susceptibles de varier selon le type et l'état de la peau. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une utilisation régulière. **Ce produit n'est pas conçu pour faire perdre du poids.**

PRENDRE SOIN DE SON APPAREIL

Nettoyage: Utilisez un chiffon doux, non pelucheux, légèrement humidifié avec de l'eau ou de l'alcool à friction pour nettoyer votre appareil après chaque traitement. **Ne jamais immerger l'appareil.**

Chargement: Avant la première utilisation, chargez votre appareil NuBODY pendant 16 heures. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, l'appareil doit être chargé en permanence entre les traitements.

Soin De La Batterie: Après chaque utilisation, il est conseillé de laisser l'appareil NuBODY branché à l'adaptateur quand vous ne l'utilisez pas.

Remarque: La batterie rechargeable de l'appareil NuBODY ne peut être retirée par l'utilisateur. rice. Soyez vigilant.e lorsque vous utilisez l'appareil après une longue période en entreposage ou sans utilisation.

Examinez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous remarquez un quelconque signe de fuite de la batterie interne. **Important: si vous devez vous débarrasser de l'appareil, ne le jetez pas dans un feu. Jetez l'appareil et ses batteries conformément à la réglementation locale.**

Dépannage: Si votre appareil NuBODY ne s'allume pas, assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Si ce n'est pas le cas, chargez votre appareil pendant 16 heures.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, si vous avez besoin d'aide, si vous devez signaler des effets indésirables ou si vous avez des questions, veuillez appeler le service client NuFACE au 888 360-9171.

GARANTIE

NuFACE® garantit tous ses appareils et NuFACE® NuBODY contre tout défaut de fabrication, de matériel et de main-d'œuvre pendant une durée de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Notre obligation en vertu de la présente Garantie se limite au remplacement du produit, qui ne prolongera en aucun cas la durée de votre Garantie. La présente Garantie ne couvre en aucun cas les dommages qui auront été provoqués par un usage non-conforme à celui prévu, un défaut d'entretien, l'application de produits chimiques nocifs, une quelconque modification de l'appareil, une perte de l'appareil, et ne sera en aucun cas applicable dans l'éventualité où l'appareil aurait été acheté auprès d'un vendeur non agréé. **AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE D'ADEQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE TOUT AUTRE TYPE QUE CE SOIT N'EST PROPOSÉE POUR LEDIT APPAREIL.**

Pour les appareils achetés aux États-Unis:

Pour plus d'informations sur votre garantie ou pour procéder à une demande de prise en charge sous garantie et obtenir un numéro d'autorisation de retour, contactez notre Service client par le biais de notre site Web: www.MyNuFACE.com/warranty ou par téléphone au (888)360-9171. Le reçu délivré par un revendeur agréé devra être présenté en guise de preuve d'achat.

Pour les appareils achetés hors des États-Unis et les retours et garanties à l'échelle internationale:

One or more of the following markings may appear on NuBODY, User Manual or packaging. Une ou plusieurs de ces indications peuvent apparaître sur l'appareil NuBODY, le manuel



FC 2A/GNA

Conforme aux normes IEC 60529, 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-2-10, 62366

SYMBOLES

Une ou plusieurs de ces indications peuvent apparaître sur l'appareil NuBODY, le manuel d'utilisation ou l'emballage.



Conformité européenne



Conforme à la directive européenne 2002/95/EC sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses.



Représentant européen



Numéro de pièce



Le produit doit être jeté conformément à la directive DEEE.



Manuel de l'utilisateur; Instructions d'utilisation



Autorisation de l'équipement par la FCC



Se reporter au manuel/livret d'instructions Fabricant



Appareil électrique à double isolation de classe II



Fabricant



Marche/Arrêt



Élément détachable du bloc d'alimentation



Pièce appliquée de type BF. Il s'agit d'un dispositif garantissant un certain degré de protection contre une décharge électrique, particulièrement en ce qui a trait aux courants de fuite autorisés et au raccordement du conducteur de protection.



USO PREVISTO

El NuBODY es un dispositivo de tonificación de la piel de venta libre diseñado para la estimulación de la piel del cuerpo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Utilice NuBODY solo como se describe en este Manual del usuario. Se desconocen los riesgos y peligros de usar el dispositivo NuBODY de cualquier otro modo diferente al consignado en este manual.

Su NuBODY tiene un número de serie exclusivo ubicado en la parte de atrás del dispositivo. Tome nota de su número de serie y registre su dispositivo en línea en www.MyNuFACE.com. Encontrará un enlace de registro en la parte inferior de la página web.

CONTRAINDICACIONES PARA EL USO

- No use este dispositivo si tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones.
- No lo use si ha tenido una cirugía reciente u otro procedimiento quirúrgico, consulte a su médico.
- No utilice este dispositivo si tiene un marcapasos cardíaco, un estimulador del ritmo cardíaco (desfibrilador implantado) u otro dispositivo electrónico en su cuerpo. Tal uso podría causar descargas eléctricas, quemaduras, interferencia eléctrica a la muerte.
- No lo use si tiene algún tipo de cáncer activo o sobre cualquier lesión sospechosa o cancerosa, consulte a su médico.
- No utilice este dispositivo si está embarazada porque no se ha establecido la seguridad de la estimulación eléctrica durante el embarazo.
- No lo utilice en bebés y niños menores de 18 años y mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está destinado al uso de personas (incluidos los menores) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, salvo que estén bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones de uso de una persona responsable de su seguridad.
- Los menores deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Consulte a su médico si se aplica a su caso alguna de las contraindicaciones anteriores.

⚠ ADVERTENCIAS

- Si está bajo el cuidado de un médico, consúltelo antes de usar este dispositivo.
- No opere el dispositivo NuBODY en presencia de equipos electrónicos de monitoreo (ej. monitores cardíacos, electrocardiogramas) o cerca (ej. 1 m) de equipos de onda corta, microondas o equipos de terapia electromagnética, dado que pueden afectar su funcionamiento. Tal equipo puede causar inestabilidad en la emisión del dispositivo NuBODY y ocasionar quemaduras en el sitio de estimulación.
- No utilice el dispositivo NuBODY en la cabeza, el rostro (incluso directamente en los ojos y cubriendo la boca), el cuello (especialmente el seno carotideo), la ingle, la parte superior de la espalda, la zona torácica o cruzando sobre el corazón.
- La estimulación no debe aplicarse sobre o cerca de heridas cancerosas o heridas abiertas, sarpullidos, áreas rojas, hinchadas, infectadas o inflamadas, o erupciones cutáneas; por ejemplo, fletitis, tromboflebitis, capilares rotos, venas varicosas, etc.
- La estimulación no se debe aplicar sobre el cuello, ya que podría causar espasmos musculares graves que resulten en el cierre de las vías respiratorias, dificultad para respirar o causar efectos adversos sobre el ritmo cardíaco o la presión arterial.
- Aplique estimulación solo sobre piel normal, intacta, limpia y saludable.

Consulte con su médico:

- si experimenta una reacción adversa al utilizar el dispositivo y suspenda su uso.
- antes de usar el dispositivo si tiene áreas dolorosas.

No aplique estimulación ni use el dispositivo:

- sobre su pecho (área del tórax), ya que puede aumentar el riesgo de fibrilación u otros trastornos del ritmo cardíaco, lo cual puede ser letal.
- en la cabeza, rostro (incluso directamente sobre los ojos o cubriendo la boca), cuello (especialmente el seno carotideo), ingle, parte superior de la espalda, pecho o sobre el corazón.
- en las áreas de la piel que no tengan sensibilidad normal o en áreas dolorosas.
- mientras duerme, se ducha o toma un baño de inmersión.



No lo use cerca de la glándula tiroides.

⚠ ADVERTENCIAS (CONTINUACIÓN)

- cuando hay tendencia a sangrar por una herida aguda o huesos propensos a quebrarse.
- mientras maneja, opera máquinas pesadas o durante toda actividad en que la contracción involuntaria de un músculo pueda exponer al usuario o al público a un riesgo innecesario
- si no funciona correctamente debido a daños causados por caídas o inmersión en agua.
- si tiene un dispositivo en su cuerpo tal como una bomba de insulina.

Cesser toute utilisation:

- Si el dispositivo comienza a sobrecalentarse, apáguelo inmediatamente (OFF).
- Mantenga todos los aparatos eléctricos (incluido el dispositivo NuBODY) alejados del agua (incluidos baños, duchas y lavabos).
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en alguna abertura del dispositivo. Devuelva el dispositivo a NuFACE para su examen y reparación si cree que no funciona correctamente.
- si sospecha que el dispositivo no está funcionando bien, por favor, contacte a NuFACE.
- El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados, excepto los transductores y cables vendidos por el fabricante del dispositivo NuBODY como piezas de repuesto para componentes internos, puede dar lugar a un aumento de las emisiones o a una disminución de la inmunidad del sistema.
- Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- El uso de controles o ajustes, o la ejecución de procedimientos distintos de los especificados en el presente documento, puede resultar en lesiones.
- No desmonte el dispositivo ya que esto puede causar daños, mal funcionamiento, descarga eléctrica, incendio o perjuicios. No hay ninguna pieza interior utilizable. **Nota: El desmontaje anula la garantía.**

PRÉCAUTIONS

- El dispositivo NuFACE NuBODY está diseñado solo para uso cosmético y de personas con buena salud.
- Se desconocen los efectos a largo plazo de los estimuladores eléctricos transcutáneos.
- Tenga cuidado si la estimulación se aplica sobre el útero cuando está menstruando.
- Puede experimentar irritación de la piel o hipersensibilidad debido a la estimulación eléctrica o al medio conductor eléctrico (por ejemplo, el Activador de Microcorriente NuFACE). La irritación generalmente se puede reducir mediante el uso de un medio conductor alternativo. Si sospecha que ha tenido una reacción negativa por el uso del dispositivo de estimulación eléctrica, consulte a su médico inmediatamente.
- Se ha informado de irritación de la piel y quemaduras en el lugar de aplicación de los electrodos con el uso de otros estimuladores musculares eléctricos. Si experimenta irritación o ardor en la piel, suspenda su uso inmediatamente.
- Si la utilización del dispositivo NuBODY le causa dolor o molestias persistentes, suspenda inmediatamente su uso.
- Puede sentir una leve sensación de hormigueo al usar el dispositivo NuBODY. Bajar la intensidad puede reducir o eliminar esta sensación.
- La batería de iones de litio de NuBODY no es extraíble por el usuario. Si va a desechar el dispositivo, no lo arroje al fuego. Deseche el dispositivo según las normativas locales.
- Inspeccione el dispositivo y no lo use si observa signos de fugas en la batería interna.
- No almacene NuBODY al sol o sobre una superficie caliente. Las altas temperaturas pueden ser perjudiciales.
- El dispositivo debe ser operado, transportado y almacenado de la manera especificada en este manual.
- Si no se utiliza y mantiene el dispositivo de acuerdo con las instrucciones descritas en este manual, se anulará la garantía.
- Utilice solo el cargador externo provisto con el NuBODY con las siguientes especificaciones: **5VAC 1A**. El adaptador de corriente tiene la marca NuFACE. Siempre ubique el adaptador de corriente al alcance de su mano por si necesita desconectarlo de la toma.

NuBODY está diseñado según se describe para uso cosmético en el cuerpo. Cualquier consecuencia resultante de su mal uso, aplicación a otras partes del cuerpo o el rostro, conexión a fuentes de voltaje inadecuadas, solución o esferas conductoras sucias o cualquier otra aplicación incorrecta no es responsabilidad de NuFACE ni sus afiliados.



ANTES DE USAR SU DISPOSITIVO NUEVO

Es importante que siga estos pasos antes de usar su dispositivo

- 1) Retire su dispositivo NuBODY y el adaptador de corriente de la caja.
- 2) Coloque su NuBODY en una superficie plana o en una mesa. Manténgalo alejado de cualquier fuente de agua.
- 3) Conecte el adaptador de corriente al NuBODY. Enchufe el adaptador a la toma de corriente para cargar el dispositivo. **Nota: NuBODY no se puede utilizar mientras está conectado a la toma de corriente y no se encenderá mientras se carga.**
- 4) **Importante: Cargue su NuBODY durante aproximadamente 16 horas antes del primer uso. Las luces LED azules parpadearán, mostrando que su NuBODY se está cargando.** Las luces LED azules parpadearán, mostrando que su NuBODY se está cargando. Las 3 luces LED azules permanecerán encendidas cuando NuBODY esté completamente cargado.

5) **Importante: realice una prueba en su piel para asegurarse de que no es sensible al producto**

Activador de Microcorriente NuFACE. Para hacerlo, frote una pequeña cantidad del tamaño de una moneda de diez centavos de Activador de Microcorriente en su antebrazo y déjela por 15-30 minutos antes de enjuagar. Si se desarrolla una reacción alérgica (erupción cutánea, enrojecimiento, etc.), comuníquese inmediatamente con NuFACE para recibir recomendaciones sobre fórmulas alternativas de NuFACE. No debe iniciar el tratamiento con el dispositivo NuBODY hasta que su reacción al Activador de Microcorriente no haya desaparecido.

6) Cuando NuBODY está encendido emitirá un zumbido energizante. La intensidad predeterminada está configurada al nivel mínimo.

7) Asegúrese siempre de que las cuatro [4] esferas permanezcan en contacto directo con el área de tratamiento. Siempre deslice hacia arriba ejerciendo una presión media sin tirar ni arrastrar la piel.

8) NuBODY emite un pitido tonal cada cinco (5) segundos para indicar cuándo pasar a la siguiente posición si lo desea. Este pitido cambiará a dos (2) pitidos tonales cuando la batería necesite recargarse. **Nota: NuBODY NO contraerá los músculos. La corriente es suave, calmante y ligera cuando se usa correctamente.**

RETROALIMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO – INDICAN

Pitidos ascendentes	Encendido
Pitidos descendentes	Apagado
Pitido tonal	Intensidad ajustada
Pitido tonal doble	Fin del intervalo de deslizamiento

Dos series de pitidos tonales cuando el dispositivo se apaga indica que la batería requiere carga

ACTIVADOR DE MICROCORRIENTE NUFACE

Es el primer paso esencial de su tratamiento de microcorriente para garantizar resultados óptimos. **Importante: Siempre aplique el Activador de Microcorriente cuando use el dispositivo NuBODY.** Consulte el embalaje para verificar la fecha. Consulte el embalaje para verificar la fecha.

ÁREAS DE TRATAMIENTO

El dispositivo NuBODY está diseñado con cuatro esferas de tratamiento concebidas para estimular las áreas más grandes y densas del cuerpo. Siga las instrucciones a continuación para obtener los mejores resultados y consulte la guía de Inicio rápido para imágenes más detalladas.

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DESLIZAMIENTO:

Para deslizar, coloque NuBODY en el punto de partida de un área de tratamiento. Cuando suene el pitido, deslice lentamente el dispositivo hacia el punto final con un movimiento hacia arriba utilizando una presión media, hasta que suene el pitido (5 segundos).

ANTES DE USAR SU DISPOSITIVO NUEVO (CONTINUACIÓN)

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO (Recomendada para áreas difíciles):

Para una aplicación sostenida, coloque NuBODY en el área objetivo y mantenga en el lugar durante al menos 2-3 pitidos (10-15 segundos). No deslice. Usted puede tratar varias áreas difíciles dentro del área de tratamiento durante un máximo de 5 minutos.

CÓMO USAR SU DISPOSITIVO NUBODY

¡Prepárese para Suavizar y Tonificar!

Las instrucciones a continuación están diseñadas para proporcionar los resultados más efectivos cuando se siguen correctamente. **Nota: Para obtener mejores resultados, puede optar por centrarse en un área específica de interés dentro del área de tratamiento durante un ciclo completo de 5 minutos y luego repetir sobre otras áreas según sea necesario.**

- 1) Limpie el área de tratamiento seleccionada con un limpiador sin aceite. **Nota: cualquier crema, loción, autobronceador y/o productos a base de aceite en la piel pueden bloquear la microcorriente.** Nota: Aftalar cualquier exceso de vello en el área de tratamiento, ya que la presencia de vello puede crear una sensación de hormigueo
- 2) **Importante: Aplique una capa de Activador de Microcorriente NuFACE del espesor de una máscara, sección por sección, a medida que realiza el tratamiento.** **Nota: siempre aplique el Activador de Microcorriente NuFACE cuando use el dispositivo NuBODY. Para evitar sensaciones incómodas, vuelva a reaplicarlo si la piel se seca durante el tratamiento.**
- 3) Desconecte el adaptador de corriente del dispositivo NuBODY.
- 4) Encienda NuBODY pulsando el botón ON/OFF. Sonará un pitido tonal ascendente. Seleccione el nivel de intensidad deseado.
- 5) Ajuste el nivel de intensidad hacia arriba o hacia abajo pulsando el botón de encendido hasta que alcance su nivel de confort. A medida que se mueve entre los tres (3) niveles de intensidad, NuBODY emitirá un pitido tonal y el número de luces LED azules cambiará.

Niveles de intensidad:

- Intensidad mínima: Primera luz iluminada
- Intensidad media: Primera y segunda luces iluminadas
- Intensidad máxima: Las tres luces iluminadas

6) Comience el tratamiento deslizando el dispositivo con un movimiento hacia arriba.

7) Para áreas difíciles, como piel despigada o con celulitis, sostenga el dispositivo en el área objetivo durante 2-3 pitidos para proporcionar un tratamiento más específico.

8) Trate durante 5 minutos hasta que el dispositivo se apague automáticamente. Puede continuar tratando otras áreas durante 5 minutos adicionales por área.

9) Una vez finalizado el tratamiento, masajee cualquier exceso de Activador de Microcorriente para obtener beneficios adicionales para su piel.

10) Apague el dispositivo NuBODY luego del tratamiento. El dispositivo emite un pitido audible descendente que le notifica que se está apagando. Consulte la sección "LIMPIEZA" para obtener instrucciones adecuadas de limpieza.

Nota: El dispositivo NuBODY se apagará automáticamente luego de 5 minutos de uso.

DURACIÓN Y FRECUENCIA DEL TRATAMIENTO

- Usar 5 minutos al día por área de tratamiento.
- Durante los primeros 60 días, utilice 5 días a la semana.
- Después de 60 días, utilice de 2 a 3 días a la semana para mantenimiento.
- Espere 24 horas entre tratamientos.

RESULTATS

Los resultados pueden variar según el tipo y la condición de la piel. Los mejores resultados se logran con el uso regular. **Este no es un producto para perder peso.**



CUIDADOS DE SU DISPOSITIVO

Limpieza: Use un paño suave, sin pelusa y ligeramente humedecido con agua o alcohol para limpiar su dispositivo después de cada tratamiento. **Nunca sumerja el dispositivo en agua.**

Cargando: Cargue su dispositivo NuBODY durante 16 horas antes de utilizarlo por primera vez. Para una duración de la batería ideal, el dispositivo debe cargarse continuamente entre tratamientos.

Cuidado De La Batería: Se recomienda almacenar NuBODY conectado a su enchufe adaptador de corriente después de cada uso.

Nota: La batería de iones de litio de NuBODY no es extraíble por el usuario. Tenga cuidado antes de usar el dispositivo si se ha almacenado o no se ha utilizado durante un período prolongado de tiempo.

Inspeccione el dispositivo y no lo use si observa signos de fugas en la batería interna.

Importante: Si va a desechar el dispositivo, no lo arroje al fuego. Deseche el dispositivo y sus baterías siguiendo las regulaciones locales

Solución De Problemas: Si su dispositivo NuBODY no se enciende, asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Si no es así, cargue el dispositivo durante 16 horas.

Si su dispositivo sigue sin funcionar, necesita ayuda o informar sobre eventos inesperados o si tiene alguna pregunta; por favor llame al Servicio al cliente de NuFACE al 888-360-9171.

GARANTÍA

NuFACE® garantiza que ninguno de los dispositivos NuFACE® NuBODY tiene defectos de fabricación en materiales ni en calidad durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Nuestra obligación con esta Garantía se limita a sustituir el producto que no ampliará el período de su Garantía. Esta Garantía no cubre el daño cubierto por abuso, uso inadecuado, aplicación de químicos dañinos, productos que hayan podido ser alterados de cualquier forma, pérdida del dispositivo o producto comprado de un vendedor no autorizado. NO EXISTIRÁ NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, YA SEA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE COMERCIABILIDAD O DE CUALQUIER OTRO TIPO, CON RESPECTO A DICHO PRODUCTO.

Para dispositivos comprados en EE. UU:

Para recibir más información sobre su garantía o para iniciar una reclamación de garantía y recibir un número de autorización de devolución, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través de nuestro sitio web en www.MyNuFACE.com/warranty o llamando al 888-360-9171. Debe mostrar el recibo de un vendedor autorizado como prueba de compra.

Para los dispositivos comprados fuera de EE.UU., devoluciones internacionales y garantías

internacionales: Para todos los productos comprados fuera de los Estados Unidos, la garantía y las devoluciones se harán en base a su lugar de compra: spa, minorista o distribuidor. Por favor, consulte el recibo o el lugar de compra para conocer su política de devolución y garantía.



Conforme a IEC 60529, 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-2-10, 62366

SÍMBOLOS

Una o más de las siguientes marcas pueden aparecer en su dispositivo NuBODY, el Manual del usuario o en el embalaje.

Conformidad Europea

Representante Europeo

Número de parte

Cumple con la Directiva Europea 2002/95/EC de Restricción de Sustancias Peligrosas

El producto debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE

Manual del usuario
Instrucciones de uso

Consulte el manual o el folleto de instrucciones

Fabricante

Encendido/apagado

Pieza de alimentación desmontable

Pieza aplicada tipo BF, que es un equipo que proporciona un grado particular de protección contra descargas eléctricas, particularmente con respecto a la corriente de fuga permitida y de la conexión a tierra de protección.

Equipo aprobado por FCC

Dispositivo eléctrico de doble aislamiento clase II

VERWENDUNGSZWECK

Das NuBODY Skin-Toning-Gerät ist für die Stimulation der Körperhaut vorgesehen und für die kosmetische Behandlung ohne ärztliche Verschreibung indiziert.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Verwenden Sie NuBODY ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Bei anderweitiger Verwendung könnten unbekannte Risiken und Gefahren auftreten.

Ihr NuFACE NuBODY-Gerät ist auf der Rückseite mit einer eindeutigen Seriennummer versehen. Notieren Sie sich die Seriennummer und registrieren Sie Ihr Gerät online unter www.MyNuFACE.com. Einen Link zur Registrierung finden Sie unten auf der Webseite.

KONTRAINDIKATIONEN

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie an Epilepsie oder Krampfanfällen leiden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie sich kürzlich einer Operation oder einem chirurgischen Eingriff unterzogen haben – kontaktieren Sie Ihren Arzt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen implantierten Defibrillator oder ein anderes elektronisches Gerät im Körper tragen. Dies könnte zu einem elektrischen Schock, Verbrennungen, elektrischen Störungen oder gar zum Tod führen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Krebs oder eine verdächtige oder kanzeröse Läsion haben – kontaktieren Sie Ihren Arzt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht während der Schwangerschaft. Die Sicherheit von einer Stimulation während der Schwangerschaft ist nicht bewiesen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei Kleinkindern und Kindern unter 18 Jahren. Bewahren Sie dieses Gerät außer Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen geeignet, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder angewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kontaktieren Sie Ihren Arzt, falls eine der oben genannten Kontraindikationen auf Sie zutrifft.

⚠ WARNHINWEISE

- Falls Sie in ärztlicher Behandlung sind, kontaktieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- Verwenden Sie das NuBODY-Gerät nicht in Gegenwart elektronischer Überwachungsgeräte (z. B. Herzmonitore oder EKG-Geräte) oder in unmittelbarer Nähe (d. h. ca. 1 m) zu Kurzwellen-, Mikrowellen- oder elektromagnetischen Therapiegeräten, da die Funktionsfähigkeit der medizinischen Geräte gestört werden könnte. Darüber hinaus könnten sich diese Geräte auf die Stabilität der Geräteleistung von NuBODY auswirken und Verbrennungen im Stimulationsbereich hervorrufen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht über oder in der Nähe von kanzerösen oder offenen Wunden wie Hautreizungen und roter, geschwullener, infizierter oder entzündeter Haut oder Hautausschlägen wie Phlebitis, Thrombophlebitis, Couperose, Krampfadern usw.
- Wenn Sie keine Stimulation im Halsbereich an, da dies schwere Muskelkrämpfe auslösen könnte, die einen Verschluss der Atemwege, Atemprobleme oder negative Auswirkungen auf den Herzrhythmus oder den Blutdruck zur Folge haben könnte.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt:

- wenn Sie eine unerwünschte Reaktion feststellen, und stellen Sie die Verwendung ein.
- vor der Anwendung des Geräts, wenn Sie schmerzhaft Hautstellen besitzen.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- über dem Brustkorb (Thoraxbereich), da dies das Risiko von Herzflimmern oder anderen Rhythmusstörungen erhöht, was tödlich sein kann.
- auf dem Kopf, im Gesicht (auch direkt auf den Augen und dem Mund), am Hals (insbesondere am Sinus carotici), in der Leiste, am oberen Rücken, im Brustbereich oder über dem Herzen.
- im Augenbereich (kreisförmiger Muskel innerhalb des Orbitalrandes), an den Schläfen, im Brustbereich oder der Leiste gegenüber.
- während dem Schlafen, Baden oder Duschen.



⚠ WARNHINWEISE (FORTSETZUNG)

- bei Blutungsgefahr nach akuten Verletzungen oder Knochenbrüchen.
- während des Fahrens, beim Bedienen von Maschinen oder bei jeder anderen Tätigkeit, bei der unwillkürliche Muskelkontraktionen den Benutzer oder die Allgemeinheit einem unnötigen Verletzungsrisiko aussetzen können.
- wenn das Gerät aufgrund von Schäden, Fallenlassen oder Wasserkontakt nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- wenn Sie ein medizinisches Gerät wie eine Insulinpumpe am Körper tragen.

Stellen Sie die Verwendung ein:

- wenn das Gerät überhitzt. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall sofort aus.
- Halten Sie alle elektrischen Geräte (einschließlich des NuBODY-Geräts und aller NuFACE-Geräte) von Wasser fern (einschließlich Badewannen, Duschen und Waschbecken).
- Führen Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.
- wenn Sie vermuten, dass das Gerät nicht oder nicht richtig funktioniert. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an NuFACE.
- Die Verwendung von nicht spezifiziertem Zubehör, Wandlern und Kabeln, mit Ausnahme der vom Hersteller des Mini- Geräts verkauften Wandler und Kabel, kann zu erhöhten Emissionen, verminderter Störfestigkeit des Systems oder zu Verletzungen führen.
- Bewahren Sie dieses Gerät außer Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, kann zu Verletzungen führen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, da dies zu Schäden, Fehlfunktionen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen führen kann. Die Geräteteile können nicht vom Benutzer ersetzt oder repariert werden. **Hinweis: Die Garantie erlischt mit dem Auseinandernehmen des Geräts.**

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Das NuBODY-Gerät ist ausschließlich für den kosmetischen Gebrauch und nur für Menschen mit gutem Gesundheitszustand entwickelt. Falls dies nicht auf Sie zutrifft, kontaktieren Sie vor der Verwendung bitte Ihren Arzt.
- Das NuBODY-Gerät ist ausschließlich für den kosmetischen Gebrauch und nur für Menschen mit gutem Gesundheitszustand entwickelt. Falls dies nicht auf Sie zutrifft, kontaktieren Sie vor der Verwendung bitte Ihren Arzt.
- Die langfristigen Auswirkungen von transkutanen elektrischen Stimulatoren sind nicht bekannt.
- Wenn bei Ihnen eine Herzkrankheit diagnostiziert wurde oder Verdacht auf eine solche besteht, sollten Sie die von Ihrem Arzt empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen befolgen.
- Wenden Sie das Gerät während der Menstruation im Uterusbereich mit Vorsicht an.
- Durch die elektrische Stimulation oder das elektrisch leitende Medium (z. B. den NuFACE Mikrostrom-Aktivator) kann es zu Hautreizungen kommen. Diese können für gewöhnlich durch ein alternatives leitendes Medium reduziert werden. Wenn Sie vermuten, dass Sie eine negative Reaktion auf die Verwendung des elektrischen Stimulationsgeräts haben, kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Arzt.
- Bei anderen elektrischen Muskelstimulatoren sind bereits Hautreizungen oder Verbrennungen unter den Elektroden aufgetreten. Stellen Sie die Verwendung bei Hautreizungen oder Verbrennungen unverzüglich ein.
- Stellen Sie die Verwendung Ihres NuBODYs bei Schmerzen oder Unbehagen unverzüglich ein.
- Während der Verwendung von NuBODY kann ein leichtes Kribbeln auftreten. Sie können dieses Gefühl durch Verringerung der Intensität möglicherweise senken oder ganz verhindern.
- Die Lithium-Ionen-Batterie des NuBODYs kann nicht vom Benutzer entfernt werden. Legen Sie das Gerät zur Entsorgung nicht ins Feuer und befolgen Sie bei der Entsorgung die lokalen Vorschriften.
- Kontrollieren Sie das Gerät und stellen Sie die Verwendung bei jeglichen Zeichen für ein Auslaufen der Batterie ein.
- Bewahren Sie NuBODY nicht in der Sonne oder auf einer heißen Oberfläche auf. Hohe Temperaturen können das Gerät beschädigen.
- Das Gerät sollte gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet, transportiert und aufbewahrt werden.
- Die Garantie für dieses Gerät erlischt bei einer Verwendung oder Wartung, die nicht den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung entspricht.
- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem NuBODY gelieferte externe Netzteil mit den folgenden Spezifikationen: **SVAC 1A**. Der Netzadapter ist mit NuFACE gekennzeichnet. Platzieren Sie den Netzadapter immer so, dass er zugänglich ist, falls er vom Netz getrennt werden muss.



VORSICHTSMASSNAHMEN (FORTSETZUNG)

NuBODY wurde ausschließlich für den kosmetischen Gebrauch am Körper, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, entwickelt. Jegliche Folgen aus einem fälschlichen Gebrauch, der Anwendung an anderen Körperstellen oder im Gesicht, dem Anschluss an unpassende Spannungsquellen, der Verwendung schmutziger leitender Lösungen oder Kugelelektroden oder jeglicher anderer fehlerhafter Anwendung fallen nicht unter die Verantwortung von NuFACE oder seinen verbundenen Unternehmen.

Der NuFACE NuBODY wurde so konzipiert, dass er unter normalen Bedingungen und unter Berücksichtigung vernünftigerweise vorhersehbarer Gefahren keine inakzeptablen Risiken birgt. Selbst im Falle eines vollständigen Verlusts der Behandlungsfunktion stellt der NuBODY kein Risiko für den Benutzer dar.

VOR DER INBETRIEBNAHME IHRES NEUEN GERÄTS

Befolgen Sie diese wichtigen ersten Schritte, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen.

- 1) Sie Ihren NuBODY und den Netzadapter aus dem Karton.
- 2) Legen Sie Ihren NuBODY auf eine Arbeitsfläche oder einen Tisch. Halten Sie ihn von Wasser fern.
- 3) Verbinden Sie den Netzadapter mit dem NuBODY. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, um Ihr Gerät aufzuladen. **Hinweis: Sie können NuBODY nicht verwenden, während das Gerät mit der Steckdose verbunden ist. Während des Ladens ist kein Einschalten möglich.**
- 4) **Wichtig: Laden Sie Ihren NuBODY vor der erstmaligen Verwendung ca. 16 Stunden auf. Das blau blinkende LED-Licht zeigt an, dass Ihr NuBODY aufgeladen wird. Das Gerät ist vollständig geladen, wenn alle drei LED-Lichter durchgehend leuchten.**
- 5) **Wichtig: Testen Sie Ihre Haut, um sicherzustellen, dass Sie nicht empfindlich auf den NuFACE Mikrostrom-Aktivator reagieren.** Tragen Sie dazu eine münzgroße Menge des Mikrostrom-Aktivators auf Ihren Unterarm auf und lassen Sie ihn 15-30 Minuten einwirken, ehe Sie ihn abwaschen. Wenden Sie sich bei allergischen Reaktionen (Hautausschlag, Rötung usw.) sofort an NuFACE, um Empfehlungen für alternative leitende NuFACE-Mittel zu erhalten. Verwenden Sie Ihr NuBODY Gerät erst, wenn die Reaktion auf den Mikrostrom-Aktivator abgeklungen ist.
- 6) Im Einschalteten Zustand gibt NuBODY ein Betriebsgeräusch (Brummen) ab. Die Intensität ist standardmäßig auf die niedrigste Stufe eingestellt.
- 7) Vergewissern Sie sich stets, dass alle vier (4) Kugelelektroden direkten Kontakt mit dem Behandlungsbereich haben. Lassen Sie das Gerät mit mittelstarkem Druck nach oben gleiten, ohne an der Haut zu ziehen.
- 8) NuBODY gibt alle fünf (5) Sekunden einen einfachen Piepton ab, um zu signalisieren, dass Sie, je nach Wunsch, mit der nächsten Behandlungsstelle fortfahren können. Ein doppelter Piepton zeigt an, dass die Batterie aufgeladen werden muss.

Hinweis: NuBODY sorgt NICHT für eine Kontraktion der Muskeln. Die Mikrostromsignale sind bei richtiger Anwendung leicht, sanft und wohltuend.

GERÄTETÖNE ANZEIGE

Aufsteigende Signaltöne	Einigeschaltet
Absteigende Signaltöne	AUSgeschaltet
Einzelner Signaltöne	Anpassung der Intensität
Doppelter Signaltöne	Ende des Gleitintervalls

Wenn das Gerät beim AUSschalten zwei normale Töne sendet, muss die Batterie aufgeladen werden.

NUFACE MIKROSTROM-AKTIVATOR

Der wesentliche erste Schritt zu Ihrer Mikrostrombehandlung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. **Wichtig: Mindesthaltbarkeitsdatum: siehe Verpackung.**

BEHANDLUNGSBEREICHE

Das NuBODY-Gerät ist zur Stimulation der großflächigeren Körperbereiche mit vier Behandlungskugeln ausgestattet. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die besten Ergebnisse zu erzielen, und lesen Sie die Schnellstartanleitung für weitere detaillierte Bilder.

BEHANDLUNGSTECHNIKEN

GLEITEN:

Platzieren Sie den NuBODY am Startpunkt eines Behandlungsbereichs. Lassen Sie das Gerät bei Erhöhen des Signaltons mit mittlerem Druck bis zum Endpunkt nach oben gleiten, bis der Signaltöne ertönt (5 Sekunden).

HALTEN: (für kompliziertere Bereiche empfohlen):

Halten Sie den NuBODY für mindestens 2-3 Signaltöne (10-15 Sekunden) auf den Zielbereich. Lassen Sie das Gerät nicht gleiten. Sie können mehrere komplizierte Stellen in einem Behandlungsbereich bis zu 5 Minuten behandeln.

VERWENDUNG IHRES NUBODY-GERÄTS

Glatte Haut Mit Perfektem Teint.

Die nachfolgenden Anweisungen sollen bei richtiger Anwendung optimale Ergebnisse garantieren.

Hinweis: Konzentrieren Sie sich in der 5-minütige Behandlungszeit auf eine bestimmte Behandlungsstelle, um optimale Ergebnisse zu erzielen, und wiederholen Sie die Anwendung je nach Bedarf auf anderen Stellen.

1) Reinigen Sie Ihren bevorzugten Behandlungsbereich mit einem ölfreien Reiniger.

Hinweis: Creme, Lotion, Selbstbräuner und/oder ölbasierte Produkte auf der Haut können den Mikrostrom blockieren.

Hinweis: Rasieren Sie sich bei übermäßiger Behaarung in den Behandlungsbereichen, da Körperbehaarung ein Kribbeln erzeugen kann.

2) **Wichtig: Tragen Sie während der Behandlung abschnittsweise eine maskenartige Schicht des NuFACE Microcurrent Activator auf.**

Hinweis: Tragen Sie vor der Verwendung Ihres Mikrostrom-Gerätes stets einen NuFACE Mikrostrom-Aktivator auf. Tragen Sie das Gel erneut auf, falls die Haut während der Behandlung austrocknen sollte, um ein unangenehmes Gefühl zu vermeiden.

3) Stecken Sie den Netzadapter Ihres NuBODY-Geräts aus.

4) Betätigen Sie die EIN/AUS-Taste, um NuBODY EINzuschalten. Es ertönen aufsteigende Signaltöne. Wählen Sie Ihre bevorzugte Intensitätsstufe.

5) Drücken Sie die Einschalttaste, um die Intensitätsstufe nach oben oder unten anzupassen, bis Sie Ihre optimale Intensität gefunden haben. Während Sie zwischen den drei (3) Intensitätsstufen umschalten, gibt NuBODY einen (einfachen) Signaltöne ab und die Anzahl der leuchtenden LED-Lichter wechselt.

Intensitätsstufen:

- Minimale Intensität: Linke 2 Lichter leuchten
- Mittlere Intensität: Mittlere 3 Lichter leuchten
- Maximale Intensität: Rechte 2 Lichter leuchten

6) Beginnen Sie mit der Behandlung, indem Sie das Gerät, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

7) Halten Sie das Gerät bei komplizierteren Stellen, wie Orangerhaut oder unebener Haut, für 2-3 Signaltöne auf den Behandlungsbereich, um die Stelle gezielter zu behandeln.

8) Behandeln Sie den Bereich für 5 Minuten, bis sich das Gerät automatisch AUSschaltet. Fahren Sie je nach Bedarf mit den anderen Bereichen fort und behandeln Sie diese ebenfalls 5 Minuten.

9) Massieren Sie überschüssiges Mikrostrom-Aktivator nach der Behandlung in die Haut ein, um die Haut zusätzlich zu pflegen.





VERWENDUNG IHRES NUBODY-GERÄTS (FORTSETZUNG)

10) Schalten Sie das NuBODY-Gerät nach der Behandlung aus. Ein absteigender Signalton weist Sie darauf hin, dass sich Ihr Gerät ausschaltet. Hinweise zur Reinigung finden Sie im Abschnitt "REINIGUNG".

Hinweis: Das NuBODY Gerät schaltet sich nach 5 Minuten Gebrauch automatisch auf.

BEHANDLUNGSDAUER UND -HÄUFIGKEIT

- Wenden Sie das Gerät pro Behandlungsbereich 5 Minuten täglich an.
- Starten Sie in den ersten 60 Tagen mit 5 Anwendungen pro Woche.
- Verringern Sie die Anwendungshäufigkeit nach 60 Tagen auf 2-3 Anwendungen pro Woche, um die Haut weiter zu pflegen.
- Halten Sie eine 24-stündige Pause zwischen den Behandlungen ein.

ERGEBNISSE

Die Ergebnisse variieren je nach Hauttyp und Hautzustand. Optimale Resultate erzielen Sie mit einer regelmäßigen Verwendung.

Dies ist kein Produkt zur Gewichtsreduzierung.

GERÄTEPFLEGE

Reinigung: Verwenden Sie ein leicht feuchtes, weiches, fusselfreies Tuch. Wischen Sie überschüssiges Primer-Gel vom NuBODY und den Kugelelektroden ab. Verwenden Sie Reinigungsalkohol oder Alkoholtupfer, um Ihren NuBODY nach jeder Behandlung oder jedem neuen Benutzer zu desinfizieren. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine sonstige Flüssigkeit.

Aufladung: Laden Sie Ihren NuBODY vor der erstmaligen Verwendung mindestens 16 Stunden auf. Laden Sie Ihr Gerät für eine optimale Batterielebensdauer zwischen jeder Behandlung auf.

Batteriepflege: Es wird empfohlen, den NuBODY zur Aufbewahrung nach jeder Verwendung an den eingesteckten Netzadapter anzuschließen.

Hinweis: Die wiederaufladbare Batterie des NuBODYs kann nicht vom Benutzer entnommen werden. Prüfen Sie das Gerät, wenn es längere Zeit aufbewahrt oder nicht genutzt wurde. Kontrollieren Sie den NuBODY und sehen Sie bei jeglichen Zeichen für ein Auslaufen der Batterie von der Verwendung ab.

Problemlösung: Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist, wenn Sie Ihren NuBODY nicht einschalten können. Laden Sie die Batterien bei einem niedrigen Ladestand für 16 Stunden.

Falls Ihr Gerät danach noch immer nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte unseren NuFACE Kundendienst unter 888-360-9171. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

INTERNATIONALE VERWENDUNG

NuBODY ist für eine 100-240 vac/50/60Hz-Versorgungsspannung vorgesehen und kann somit in den meisten Ländern verwendet werden.

GARANTIE

NuFACE® gewährleistet für alle NuFACE® NuBODY Geräte, dass ihr Material und ihre Verarbeitung für einen Zeitraum von ein (1) Jahr ab Ihrem Originalkaufdatum frei von Herstellungsfehlern sind. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Gewährleistung ist auf den Ersatz des Produkts begrenzt und geht nicht über den Zeitraum des Gewährleistungsanspruchs hinaus. Diese Gewährleistung deckt keine Schäden aufgrund von Missbrauch, unsachgemäßem Umgang und Anwendung schädlicher Chemikalien sowie in jeglicher Weise veränderte Produkte, Geräteverlust und von einem nicht zugelassenen Händler erworbene Produkte ab. ES BESTEHT KEINERLEI EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG EINER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK ODER EINER MARKTGÄNGIGKEIT ODER ANDERWEITIG FÜR EIN SOLCHES PRODUKT.

Für innerhalb der USA erworbene Geräte: Um weitere Informationen über Ihre Gewährleistung zu erhalten oder um einen Gewährleistungsanspruch geltend zu machen und eine Rücksendenummer zu erhalten, wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung unter www.MyNuFACE.com/warranty oder 888-360-9171. Sie müssen eine Quittung eines zugelassenen Händlers als Kaufnachweis vorlegen.

GARANTIE (FORTSETZUNG)

Für außerhalb der USA erworbene Geräte, internationale Rücksendungen und internationale Gewährleistungsansprüche: Für alle außerhalb der Vereinigten Staaten erworbenen Produkte gelten die Gewährleistungs- und Rücksendebestimmungen Ihres Kauforts – Wellnesscenter, Fachhändler oder Vertriebspartner. Bitte überprüfen Sie Ihre Quittung oder wenden Sie sich an Ihren Einkaufsort für Informationen zu Ihren Rücksende- und Gewährleistungsbestimmungen.



Entspricht IEC 60529, 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-2-10, 62366

SYMBOLE

Auf dem NuBODY, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung können Sie gegebenenfalls eines oder mehrere der folgenden Symbole finden.

	Europäische Konformität		Entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) 2002/95/EC
	Bevollmächtigter EU-Repräsentant		Produktsorgung gemäß der WEEE-Richtlinie erforderlich
	Teilenummer		FCC-approved equipment authorization mark
	Benutzerhandbuch; Betriebsanleitung		Doppelt isoliertes Elektrogerät der Schutzklasse II
	Siehe Gebrauchsanweisung Handbuch/Broschüre		
	Manufacturer		
	Einschalten / Ausschalten		
	Abnehmbarer Teil des Netzteils		
	Anwendungsteil Typ FB mit einem bestimmten Schutzniveau vor Stromschlägen. Insbesondere in Bezug auf den zulässigen Ableitstrom und den Schutzleiteranschluss.		



용도

NuBODY 피부 토닝 기기는 처방전 없이 구입할 수 있는 피부 자극용 미용기구입니다.

중요 정보

사용 설명서에 설명된 방법대로만 NuBODY를 사용하십시오. 본 사용 설명서를 따르지 않고 NuBODY를 사용할 때의 위험 요소에 대해서는 알려지지 않았습니다.

NuFACE NuBODY 기기의 뒷면에 고 유한 관련 번호가 있습니다. www.MyNuFACE.com에서 관련번호를 기재하여 기기를 등록하십시오. 등록 링크는 웹 사이트 하단에 있습니다.

사용 시 주의사항

- 간질 또는 발작 위험이 있는 경우 사용하지 않습니다.
- 최근 수술 또는 기타 외과 치료받은 경우 사용하지 말고 의사와 상의하십시오.
- 심박조율기, 심박자기기(이식형 제세동기) 또는 기타 전자 기기나 신체 내부에 배치된 경우 이 기기를 사용하지 않습니다. 해당 기기 사용 시 전기 충격, 화상, 전기 간섭 또는 사망을 유발할 수 있습니다.
- 암으로 치료받고 있고나 암 또는 암으로 의심되는 병변이 있는 경우 사용하지 말고 의사와 상의하십시오.
- 임신 기간 중 전기 자극의 안전성에 대해 확증된 바가 없으므로 임신 중에는 이 기기를 사용하지 않습니다.
- 16세 미만인 아동에게는 사용하지 않습니다. 또한 기기를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 기기를 포함하여 신체적, 감각적, 또는 정신적 능력이 저하된 상태 경험 및 지식이 부족한 경우는 안전을 책임지는 보호자의 감독이나 사용 관련 지시 없는 기기를 사용해서는 안 됩니다.
- 어린이의 경우 기기를 가지고 놀지 않도록 감독이 필요합니다.
- 위 사항 중 하나라도 해당하는 경우 의사와 상담하십시오.

△ 경고

- 치료를 받고 있는 경우 기기 사용 전 의사와 상의하십시오.
- 심장 모니터 등의 전자 모니터링 장비가 있는 장소 또는 단파, 극초단파 및 전자기파 발생 장비로부터 1m 이내의 장소에서 NuBODY 기기를 사용할 경우 의료 장비의 오작동을 초래할 수 있으므로 기기를 작동하지 않습니다. 해당 장비들이 NuBODY 기기의 출력력을 불안정하게 만들어 정상적인 사용이 어려울 수 있고 자극 부위에 화상을 일으킬 수 있습니다.
- 목에 자극을 가해서는 안 됩니다. 목에 자극을 가하면 심한 근육 경련을 일으켜 기도나 폐쇄되고 호흡이 곤란해지거나 심장 박동 또는 혈압에 악영향을 줄 수 있습니다.
- 충량장상, 발전, 발작, 부어올랐거나 감염되었거나 염증이 있는 부위와 알려진 상처 또는 전염병, 활동성전염, 모세혈관 파열, 정맥류 등의 피부 질환이 있는 부위나 그 부위에 기기를 가해서는 안 됩니다.
- 정상적이고 손상되지 않았으며 깨끗하고 건조한 피부에만 자극을 가하십시오.

다음과 같은 경우 의사와 상담하십시오:

- 기기 사용 후 부작용이 발생한 경우 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오.
- 기기 사용 전, 통증less는 부위가 있는 경우.

다음과 같은 경우에는 자극을 가하거나 기기를 사용하지 않습니다:

- 가슴(흉곽 부위)에 사용하면 심장세동 및 기타 심박 고장의 위험이 증가하여 치명적일 수 있습니다.
- 머리, 얼굴(눈 위에 직접적으로 사용하거나 입을 덮는 것 포함), 목(특히 경동맥동), 사타구니, 등 위쪽, 가슴 부위, 또는 심장 위에 사용하지 않습니다.
- 정상적인 피부 감각이 없거나 통증이 있는 부위에 사용하지 않습니다.
- 사태나 목숨에 위협을 주는 상황에서는 사용하지 않습니다.
- 국산한 부위이나 과열에 의한 출혈이 있는 경우.
- 머리, 얼굴(눈 위에 직접적으로 사용하거나 입을 덮는 것 포함), 목(특히 경동맥동), 사타구니, 등 위쪽, 가슴 부위, 또는 심장 위에 사용하지 않습니다.
- 운전 중, 기계 작동 중 또는 통제 불가능한 근육 경련으로 인해 사용자 본인 및 대중에게 불필요한 위험을 초래할 수 있는 모든 행위 중에는 자극을 가하지 않습니다.
- 나하나 갑작스레 의식 상실이 있거나 기기가 제대로 작동하지 않는 경우.
- 인술면과 같은 신체 자극 의료 기기를 사용하는 경우 사용하지 않습니다.

다음과 같은 경우 사용을 중단하십시오:

- 기기가 과열되거나 시작하면 즉시 전원을 끄십시오.
- NuBODY 기기를 포함하여 모든 전기 제품용 액세서리, 사위기 및 스크래퍼와 같이 물이 닿을 수 있는 곳에서 멀리 두십시오.
- 기기의 틈에 어떠한 물건도 떨어뜨리거나 삽입하지 않습니다.
- 기기의 오작동이나 기기가 제대로 작동하지 않는 것이 의심되는 경우 NuFACE에 문의하십시오.



감작성 부위에 사용하지 않습니다.

△ 경고 (계속)

- 미니+ 기기 제조업체에서 내부 구성 요소의 교체 부품으로 판매되는 변환기 및 케이블을 제외한 부품들, 변환기 및 케이블을 사용할 경우 방출량이 증가하거나 시스템의 내성이 저하되거나 부상을 초래할 수 있습니다.
- 반도체물과 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 본 사용 설명서에 명시되지 않은 제재기 또는 조정기를 사용하거나 명시된 절차를 따르지 않을 경우 부상을 초래할 수 있습니다.
- 기기를 분해하지 마십시오. 손상, 파손, 감전, 화재 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다. 기기 내부에는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. **참고: 분해 시 보증이 무효화됩니다.**

주의사항

- NuBODY 기기는 건강 상태가 양호한 개인의 미용 목적으로 설계되었습니다. 이에 해당하지 않을 경우 기기 사용 전 의사와 상담하십시오.
- 피파조작에 개입하는 전기 자극의 장기적인 영향은 알려진 바가 없습니다.
- 심한 질환이 의심되거나 진단 받은 경우 의사와 상담하는 예방 조치를 따라야 합니다.
- 경화 증인 자극에 자극이 가해지는 경우 주의하십시오.
- 전기 자극이나 전도성 매체(예: NuFACE 미세전류 활성화제)로 인해 피부 자극이나 과민 반응을 경험할 수도 있습니다. 일반적으로 다른 전도성 매체를 사용하면 자극이 감소할 수 있습니다. 전기 자극 장치의 사용으로 부정적인 반응이 나타났다고 생각되면 즉시 의사와 상담하십시오.
- 전극 아래의 피부 자극과 화상은 다른 전류, 근육 자극기의 사용에서도 보고된 바 있습니다. 피부 자극이나 화상 증상이 있는 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- NuBODY 기기를 사용하는 동안 지속적인 통증이나 불편이 발생하는 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- NuBODY 기기를 사용하는 동안 따끔거리는 느낌을 받을 수 있습니다. 강도를 약하게 조절하면 이러한 증상이 줄거나 사라질 수 있습니다.
- NuBODY의 리튬 이온 전지는 사용자가 분리할 수 없습니다. 기기를 폐기해야 하는 경우 볼 속에 분리하십시오. 지역 규정에 따라 기기를 폐기하십시오.
- 기기를 검사하고 내부 배터리 누출 징후가 있는 경우 기기를 사용하지 마십시오.
- NuBODY 기기를 적상광선 아래 또는 뜨거운 표면 위에 보관하지 마십시오. 고온으로 인해 손상될 수 있습니다.
- 기기는 본 사용 설명서에 명시된 방법대로 작동, 운반 및 보관하십시오.
- 본 사용 설명서에 명시된 지침에 따라 기기를 사용하고 관리하지 않을 경우 보증이 무효화됩니다.
- 다음 사양의 NuBODY와 함께 제공된 외부 전원 공급 장치만 사용하십시오. SVAC 1핀전 어댑터에 NuFACE가 표시되어 있습니다. 전원 어댑터를 주전원으로 분리해야 하는 경우 항상 액세서럴 수 있도록 배치하십시오.

NuBODY는 설명된 바와 같이 신체 미용 목적으로 제한되었습니다. NuFACE와 그 계열사는 오용, 신체에 다른 부위에 대한 사용, 잘못된 전압 콘센트 연결, 불완전 전도성 솔루션, 치료용 구제 및 기타 잘못된 사용으로 인해 발생한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

NuFACE NuBODY는 정상적인 조건 및 합리적으로 예측 가능한 위해 존재하는 조건에서 사용 시 허용할 수 있는 위험성이 없도록 설계되었습니다. 관리 기능이 완전히 소실되어도 NuBODY는 사용자에게 위험성이 없습니다.

사용 전 즉시사항

다음의 단계에 따라 기기를 사용하십시오.

- 1) NuBODY와 전원 어댑터를 상자에서 분리하십시오.

- 2) NuBODY를 카운터나 테이블 위에 놓습니다. 물 가까이에 두지 마십시오.

- 3) 전원 어댑터를 NuBODY에 연결합니다. 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂아 기기를 충전합니다. **참고: NuBODY는 콘센트와 연결된 상태에서 사용할 수 있으며, 충전 중에는 전원이 켜지지 않습니다.**

- 4) **중요: NuBODY를 첫 사용하는 경우 약 16시간 동안 충전하십시오.** 파란색 LED 표시등이 깜빡이면 NuBODY가 충전 중임을 나타냅니다. NuBODY가 완전히 충전되면 파란색 LED 표시등 3 개가 모두 켜진 상태로 유지됩니다.

- 5) **중요: 피부가 NuFACE 미세전류 활성화제에 민감하지는 않은지 테스트하여 확인하십시오.** 팔목에 소량의 미세전류 활성화제를 바르고 15~30분 동안 방치한 후 씻어냅니다. 해당 부위가 붉게 변하거나 생기는 등의 알레르기 반응이 나타나면는 경우, 즉시 NuFACE에 문의하여 대체 가능한 NuFACE 제품에 대한 정보를 얻으십시오. 미세전류 활성화제에 대한 반응이 해결될 때까지 미니+ 기기로

사용 전 속지사항 (계속)

트리트먼트를 시작하지 마십시오.

6) NuBODY의 전원이 켜져 있을 때는 행잉거리는 소리가 납니다. 기본 강도는 최소 강도로 설정되어 있습니다.

7) 항상 네 개의 구체가 관리 부위에 직접 닿도록 하십시오. 피부를 당기거나 끌지 않고 항상 중간 정도의 압력으로 위로 굴리십시오.

8) NuBODY에서 5초마다 비프음이 울리면 원하는 경우 위치를 바꿉니다. 배터리 충전이 필요할 때는 비프음이 2번 울립니다.
참고: NuBODY는 곤충을 수축시키지 않습니다. 전류는 올바르게 사용할 경우 부드럽고 진정 효과와 있으며 자극적이지 않습니다.

기기의 소리	의미
상승 비프음	기기가 켜짐
하강 비프음	기기가 꺼짐
비프음	기기의 강도를 조정할 경우
이중 톤 비프음	피부의 새로운 위치로 이동
기기의 전원이 꺼졌을 때 비프음이 두 번 울리면	배터리를 충전해야 한다는 것을 나타냅니다

NuFACE 미세전류 활성화

최적의 결과를 보장하기 위한 미세전류 치료의 필수적인 첫 단계입니다.
중요: 미니+ 기기를 사용할 때는 항상 NuFACE 미세전류 활성제를 발라주십시오.
패키지에 포함된 사용 지침을 참조하십시오.

관리 부위

NuBODY 기기는 더 넓고 밀도 높은 신체 부위를 자극하도록 설계된 네 개의 관리를 구제로 구성되었습니다. 최상의 결과를 얻을 수 있도록 다음의 지침을 준수하고 더욱 상세한 그림을 보려면 빠른 시작 가이드를 참조하십시오.

사용 방법

관리:
관리하면 NuBODY를 관리 부위의 시작점에 놓습니다. 비프음이 울리면 다음 비프음이 울릴 때까지(5초) 중간 정도의 압력을 사용하여 중단점으로 기기를 천천히 위로 굴립니다.

조정하기 (충전된 에너지가 없는 부위에 권장)
조정하려면 NuBODY를 표적 부위에 놓고 비프음이 두세 번 울릴 때까지(10~15초) 조정하십시오.
관리하십시오. 관리 부위 내의 충전된 에너지가 없는 여러 부위를 최대 5분 동안 치료할 수 있습니다.

NuBODY 기기 사용 방법

피부를 매끈하고 탄력있게 가늘 준비를 하세요.
다음의 지침은 올바르게 이해하고 준수하였을 때 가장 효과적인 결과를 얻을 수 있도록 작성되었습니다.

참고: 최상의 결과를 얻으려면 전체 5분 주 동안 관리 부위 내에서 관리가 필요한 특정 부위에 집중할 다음 필요에 따라 다른 부위에 관리를 반복할 수 있습니다.

1) 오일 프리 클렌저를 선택한 관리 부위를 닦아줍니다. **참고: 피부에 남아 있는 크림, 로션, 선크림 터너 및 또는 오일 기반의 제품은 미세전류를 차단할 수 있습니다.**
참고: 관리 부위의 과도한 모발은 따끔거리는 느낌을 줄 수 있으므로 면도하십시오.

2) **중요:** 부위별로 관리 시작 직전 NuFACE 미세전류 활성제(별도 판매)를 마스크처럼 발라줍니다.
참고: 미니+ 기기를 사용할 때는 항상 NuFACE 미세전류 활성제를 사용하십시오. 관리 도중 피부가 마르면 불편함을 느끼지 않도록 다시 발라줍니다.

3) NuBODY 기기에서 전원 어댑터를 분리합니다.

4) ON/OFF 버튼을 눌러 NuBODY를 켭니다. 상승 비프음이 울립니다. 원하는 강도 레벨을 선택합니다.

5) 쾌적한 수준에 도달할 때까지 전원 버튼을 눌러 세기를 강하거나 약하게 조절합니다. 3가지 강도

NuBODY 기기 사용 방법 (계속)

레벨 사이를 이동할 때 NuBODY에서 비프음이 울리고 파란색 LED 표시등의 수가 변경됩니다.

강도:

- 최소 강도: 첫 번째 불빛이 켜짐
- 중간 강도: 첫 번째 및 두 번째 불빛이 켜짐
- 최대 강도: 최고 강도: 세 개의 불빛이 모두 켜짐

6) 기기를 위로 굴리며 관리를 시작합니다.

7) 굴곡, 팔이거나 고르지 않은 피부와 같이 충전된 에너지가 없는 부위에 대해서는 비프음이 두세 번 울릴 때까지 기기를 표적 부위에 고정시켜 보다 표적화된 치료를 제공합니다.

8) 기기의 전원이 자동으로 꺼질 때까지 5분 동안 관리합니다. 부위당 5분 동안 다른 부위를 계속 관리할 수 있습니다.

9) 관리를 마친 후 피부에 남은 NuFACE 미세전류 활성제를 두드려 흡수시켜주십시오.

10) 관리 후 NuBODY 기기의 전원을 끄십시오. 하강 비프음이 울리면서 기기의 전원이 꺼집니다.
올바른 세척 방법은 "세척" 항목을 참조하십시오.
참고: NuBODY 기기는 총 5분의 관리 시간이 끝나면 자동으로 전원이 꺼집니다.

관리 시간 및 주기

- 관리 부위당 하루에 5분 정도 사용하십시오.
- 첫 60일 동안에는 주 5회 사용하십시오.
- 60일 이후에는 유지관리를 위해 주 2~3회 사용하십시오.
- 24시간의 사용 간격을 두십시오.

결과

관리 결과는 피부 유형과 피부 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 규칙적으로 사용해야 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
이것은 세중 감광 제품이 아닙니다.

기기 관리

세척: 부드럽고 보습이 없는 천을 물이나 알코올에 살짝 적신 후 기기와 부착품을 닦아줍니다.
제품을 물이나 기타 액체에 절대 담그지 마십시오.

기기 충전: 처음 사용하기 전에 NuBODY를 16시간 동안 충전하십시오. 배터리의 수명을 이상적으로 유지하기 위해 사용 간격 사이에 기기를 지속적으로 충전해야 합니다.

배터리 관리: NuBODY는 매번 사용 후 플러그인 전원 어댑터에 연결된 상태로 보관하는 것이 좋습니다.
참고: NuBODY의 충전용 배터리는 사용자가 분리할 수 없습니다. 기기를 장기간 보관했거나 사용하지 않은 경우 다시 사용하기 전에 주의하십시오. 기기를 검사하여 배터리가 누출된 징후가 있는 경우 기기를 사용하지 마십시오.

문제 해결: NuBODY가 켜지지 않을 경우 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우 기기를 16시간 동안 완전히 충전하십시오.

기기가 여전히 작동하지 않을 경우, 도움이 필요하신 경우, 예기치 않은 문제가 발생한 경우 또는 문의 사항이 있는 경우 NuFACE 고객센터(info@myNuFACE.com 또는 1-888-360-9171)로 연락하십시오.

보증

NuFACE®는 모든 NuFACE® NuBODY 기기와 그 부착품에 대해 원 구매일로부터 1년 동안 재료와 기술에 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 본 보증에 따른 당사의 의무는 보증 기간 중에 제품을 교체하는 것으로 제한됩니다. 본 보증은 남용, 부적절한 관리, 유해한 화학물질의 사용, 어떤 식으로든 변경되었을 수 있는 제품, 중단되지 않은 판매자로부터 구입한 기기 및 제품의 분실로 인한 손해에는 적용되지 않습니다. 특정 목적에 대한 적합성, 상품성 또는 기타 어떤 종류의 적합성에 관계없이 해당 제품과 관련하여 명시되거나 묵시적인 기타 어떠한 보증도 존재하지 않습니다.

미국에서 구입한 기기의 경우: 보증에 관한 자세한 정보가 필요하거나 보증 청구를 시작하고 반송된 인센티브를 발급받고자 하는 경우, 웹사이트(www.MyNuFACE.com/warranty)나 전화(888)360-9171를 통해 고객센터에 문의하십시오. 구매 증명 자료로 공식 판매자의 영수증을 제시해야 합니다.

보증 (계속)

미국 이외의 지역에서 구입한 기기의 경우, 국제 반품 및 국제 보증:

미국 이외의 지역에서 구입한 모든 제품의 보증 및 반품은 스파, 소매업체, 유통업체 등 구매처를 통해 이루어집니다. 반품 및 보증 정책에 대해서는 영수증을 확인하거나 구매처에 문의하십시오.



IEC 60529, 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-2-10, 62366 규정 준수

기호

다음 마킹 중 하나 이상이 NuBODY, 사용 설명서 또는 포장에 표시될 수 있습니다.

	유럽 적합성 인증(European Conformity)		착탈 전원부
	유럽공동체 승인 대표 (European Representative)		2002/95/EC 유럽 유해물질 사용제한 지침 준수
	부품 번호		기기는 WEEE 지침에 따라 폐기해야 합니다
	조작 설명서; 조작 방법		FCC 승인 장비
	사용 설명서/소책자 참조		클래스 II 이중 절연 전기 장치
	제조자		
	탈 부착 가능한 전원부		
	전원 커기/끄기		
	BF형 장착부: 전기 충격에 대한 특정 수준의 보호를 갖춘 장비로, 특히 허용 누설 전류 및 보호 접지 연결에 관함.		

NuBODY GENERAL SPECIFICATIONS

- Device Measurements: 74W x 5.6" H x 8.8" L
- Device Net Weight: Device: 10.4 oz, Power Adapter: 2.2 oz.
- System Kit Gross Weight: 2lbs 12.80 oz System Gross Assembled by NuFACE in the USA (Vista, CA)

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES NuBODY

- Dimensions de l'appareil: 74 po (L) x 5,6 po (P) x 8,8 po (l)
- Poids net de l'appareil: Appareil: 10,4 oz, Adaptateur: 2,2 oz
- Poids brut de l'ensemble du système: 2 lb 12,80 oz
- Assemblé par NuFACE aux E.-U. (Vista, CA)

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES NuBODY

- Dimensiones del dispositivo: 6.5" L x 6.0" D x 2.75" W (16.5cm L x 15.2cm P x 7cm A)
- Peso neto del dispositivo: Dispositivo: 14 oz. (397 g), Adaptador de corriente: 2.2 oz. (62 g)
- Peso bruto del conjunto: 2.9 lbs (1.3 kg)
- Ensamblado por NuFACE en EE. UU. (Vista, CA)

NuBODY ALLGEMEINE GERÄTESPEZIFIKATIONEN

- Maße des Geräts: 16,5 cm L x 15,2 cm T x 7,0 cm B
- Nettogewicht des Geräts: 395 g, Netzadapter: 62 g
- Bruttogewicht des Sets: 1,3 kg
- Zusammengesetzt von NuFACE in den USA (Vista, Kalifornien)

NuBODY 일반 사양

- 기기 치수: 6.5" (L) x 6.0" (D) x 2.75" (W)
- 기기 순중량: 기기: 14oz., 전원 어댑터: 2.2oz.
- 시스템 키트 총중량: 2.9 lbs.
- 미국 캘리포니아 주 비스타에 위치한 NuFACE에서 조립



Manufactured by NuFACE® / Fabriqué par NuFACE® / Fabricado por NuFACE®
 Hersteller: NuFACE / 제조사: NuFACE
 1325 Sycamore Avenue, Suite A, Vista, CA 92081 | 1.888.360.9171 | www.MyNuFACE.com

©2021 NuFACE.

All Rights Reserved. / Tous droits réservés. / Todos los derechos reservados. / Alle Rechte vorbehalten. / 모든 권리 보유.

NuFACE® and Trinity® are registered trademarks of the Carol Cole Company Dba NuFACE.
 NuFACE® et Trinity® sont des marques déposées de la société Carol Cole Company Dba NuFACE.
 NuFACE® y Trinity® son marcas registradas de Carol Cole Company Dba NuFACE.
 NuFACE® und Trinity® sind eingetragene Markenzeichen der Carol Cole Company Dba NuFACE.
 NuFACE® 는 NuFACE로서 사업 경영 중인 Carol Cole Company의 등록 상표입니다.

Device designed in California. Assembled in Mexico with U.S. and Imported Materials.
 Appareil conçu en Californie. Assemblé au Mexique à partir de matériaux des États-Unis et importés.
 Dispositivo diseñado en California. Ensamblado en México con material procedente de EE. UU. y de otros países.
 Dieses Gerät wurde in Kalifornien entwickelt und in Mexiko aus importieren und in den USA hergestellten Materialien gefertigt.
 캘리포니아에서 설계된 기기. 미국산 및 수입 자재로 멕시코에서 조립.



Medical Device Safety Service GmbH
 Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

BURIUS, BE-7170 MANAGE / UK-LONDON WC2H 9JQ

75189

N U F A C E®

