

NŪFACE®

USER MANUAL

ENSURE YOUR BEST RESULTS

MANUEL D'UTILISATION

OBTENEZ LES MEILLEURS RÉSULTATS

MANUAL DEL USUARIO

¡OBTENGA LOS MEJORES RESULTADOS!

GEBRAUCHSANLEITUNG

SICHERN SIE SICH DIE BESTEN ERGEBNISSE

MANUALE D'USO

OTTIENI I MIGLIORI RISULTATI

사용 설명서

최상의 결과를 보장합니다!

TABLE OF CONTENTS
SOMMAIRE / TABLA DE CONTENIDO /
INHALTSVERZEICHNIS /
SOMMARIO / 목차

Getting Started	2 - 3
Mise En Route	
Empezar /Iniziamo	
Erste Schritte	
시작하기	
Getting to Know Your Device	4 - 7
Se Familiariser Avec L'appareil	
Conociendo Su Dispositivo	
Das Gerät Kennenlernen	
Conoscere il Dispositivo	
기기에 대해 알아보기	
English	8 - 21
Francais	22 - 31
Español	32 - 41
Deutsch	42 - 51
Italiano	52 - 61
한국어	62 - 69
General Specifications	71 - 75
Caractéristiques Générales	
Especificaciones Generales	
Allgemeine Spezifikationen	
Caratteristiche Generali	
기기 일반 사양	

3 SIMPLE STEPS / 3 GESTES SIMPLES /

3 SENCILLOS PASOS / 3 EINFACHE SCHRITTE /

3 SEMPLICI PASSI / 간단한 3단계

1) Cleanse / Nettoyer / Limpieza / Reinigen / Detergere / 클렌징

Cleanse skin using an oil-free cleanser.

Nettoyez votre visage avec un produit nettoyant non gras.

Limpia tu piel usando un limpiador sin aceites.

Reinigen Sie die Haut mit einem ölfreien Reiniger.

Detergere la pelle utilizzando un detergente privo di oli.

오일 프리 클렌저를 사용하여 피부를 깨끗이 세안합니다.

2) Activate + Lift / Activer + Rehausser / Activa + Eleva / Aktivieren + Liften / Attivare + Ottenere l'effetto lifting / 활성화 + 리프팅

Apply a mask-like layer of your Microcurrent Activator in sections as you lift. Push the ON/OFF button on your device and wait for the beep. Apply the Microcurrent Activator in the section you are about to lift and begin gliding the device until you hear the beep. Keep both spheres in contact with your skin during the treatment. Complete the same sequence in sections on your neck, cheeks, and forehead.

Appliquez une couche de votre activateur de microcourant une partie à la fois à mesure que vous effectuez le traitement. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de votre appareil et attendez le signal sonore. Appliquez l'activateur de microcourant sur la partie à traiter, et commencez à faire glisser l'appareil jusqu'au signal sonore. Maintenez les deux sphères en contact avec la peau pendant le traitement. Effectuez la même séquence une partie à la fois, pour le cou, les joues et le front.

Aplica una capa del espesor de una máscara de tu Microcurrent Activator por secciones a medida que levantas. Presiona el botón de ENCENDIDO/APAGADO de tu dispositivo y espera el pitido. Aplica el Microcurrent Activator en la sección que estás por levantar y comienza a deslizar el dispositivo hasta que escuches el pitido. Mantiene las dos esferas en contacto con la piel durante el tratamiento. Completa la misma secuencia por secciones en tu cuello, mejillas y frente.

Tragen Sie auf die zu liftdenden Bereiche eine maskenartige Schicht Mikrostrom-Aktivator auf. Drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf des Geräts und warten Sie auf den Piepton. Wenden Sie den Mikrostrom-Aktivator in dem Bereich an, den Sie liften wollen, und lassen Sie das Gerät darüber gleiten, bis Sie den Piepton hören. Halten Sie während der Behandlung beide Kugeln in Kontakt mit Ihrer Haut. Befolgen Sie die gleiche Abfolge am Hals, an den Wangen und an der Stirn.

Applicare uno strato di attivatore di microcorrente come una maschera, procedendo per aree mentre si effettua il trattamento. Premere il pulsante ON/OFF sul dispositivo e attendere il segnale acustico. Applicare l'attivatore di microcorrente nell'area da trattare e iniziare a far scorrere il dispositivo finché non si sente il segnale acustico. Tenere entrambe le sfere a contatto con la pelle durante il trattamento. Ripetere la stessa azione procedendo per aree su collo, guance e fronte.

리프팅할 부위에 마이크로커런트 액티베이터를 마스크 두께로 넉넉히 발라줍니다. 기기의 ON/OFF 버튼을 누르고 신호음이 울릴 때까지 기다립니다. 리프팅을 하려는 부위에 마이크로커런트 액티베이터를 바르고 신호음이 울릴 때까지 기기를 미끄러지듯 움직입니다. 트리트먼트 중에는 양 구체를 피부에 닿게 합니다. 목, 볼, 이마 부위에도 같은 순서로 진행합니다.

HOW TO LIFT / MOUVEMENTS POUR REHAUSSER / CÓMO HACER LIFTING / LIFTEN / COME OTTENERE L'EFFETTO LIFTING / 리프팅 방법

Complete 1-2-3 sequence 3 times each.


Effectuez trois fois les séquences 1-2-3.

Completa la secuencia 1-2-3, 3 veces cada paso.

Absolvieren Sie die Abfolge 1-2-3 jeweils dreimal.

Effettuare tre volte le sequenze 1, 2 e 3.

1-2-3 시퀀스를 각각 3회 실시합니다.



3) Finish / Terminer / Finaliza / Abschließen / Terminare / 마무리

Massage into skin any remaining Microcurrent Activator and finish by applying eye cream, moisturizer, and SPF.

Faites pénétrer le reste de l'activateur de microcourant dans la peau en massant. Terminez en appliquant une crème pour le contour des yeux, une crème hydratante et une protection FPS.

Masajea los restos de Activador de microcorrientes y termina aplicando la crema para contorno de ojos, hidratante y FPS.

Massieren Sie etwaigen noch verbliebenen Mikrostrom-Aktivator in die Haut ein und tragen Sie zum Schluss Augencreme, Feuchtigkeitscreme und Sonnencreme auf.

Far penetrare la quantità restante di attivatore di microcorrente nella pelle massaggiando. Terminare applicando una crema contorno occhi, una crema idratante e una protezione SPF.

남은 마이크로커런트 액티베이터를 피부에 마사지한 후 아이크림, 모이스처라이저, SPF를 발라 마무리합니다.

NŪFACE[®]

TRINITY⁺



GETTING TO KNOW YOUR DEVICE
SE FAMILIARISER AVEC L'APPAREIL
CONOCIENDO SU DISPOSITIVO
DAS GERÄT KENNENLERNEN
CONOSCERE IL DISPOSITIVO
기기에 대해 알아보기

1) Spheres (Electrodes)

Sphères (électrodes)
Esferas (electrodos)
Kugeln (Elektroden)
Sfere (elettrodi)
구체(전극)

**2) Magnetic – Facial
Trainer Attachment**

Accessoire entraîneur facial magnétique
Accesorio magnético de entrenamiento facial
Magnetischer Aufsatz des Gesichtstrainers
Accessorio magnetico per l'allenamento facciale
마그네틱 - 페이스 트레이너 보조장치

3) Microcurrent Boost Button

Bouton Boost pour amplifier le microcourant
Elevador de la intensidad de la microcorriente
Taste zur Erhöhung des Mikrostroms
Pulsante Boost per potenziare la microcorrente
미세전류 부스터 버튼

4) Treatment Level Indicator

Indicateur de niveau de traitement
Indicador del nivel de intensidad
Anzeige der Behandlungsintensität
Indicatore del livello di trattamento
트리트먼트 수준 표시기

5) Dual Function Power Button: ON/OFF + Intensity Control Up/Down

Bouton d'alimentation à double fonction: March/Arrêt + Contrôle d'intensité haut/bas
Botón de encendido doble función: ENCENDIDO/APAGADO + Control de intensidad Arriba/Abajo
EIN-/AUS-Schalter und Intensitätsregelung auf/ab
Pulsante di alimentazione a doppia funzione: ON/OFF + Controllo d'intensità Sopra/Sotto
이중 기능 전원 버튼: 기기 켜기/끄기 + 강도 조정 감/약

6) Power Adapter (Not Shown)

Adaptateur (non illustré)
Adaptador de corriente (no se muestra)
Netzteil (nicht abgebildet)
Adattatore (non illustrato)
전원 어댑터(표시되지 않음)

NŪFACE[®] MINI+



GETTING TO KNOW YOUR DEVICE
SE FAMILIARISER AVEC L'APPAREIL
CONOCIENDO SU DISPOSITIVO
DAS GERÄT KENNENLERNEN
CONOSCERE IL DISPOSITIVO
기기에 대해 알아보기

1) Spheres (Electrodes)

Sphères (électrodes)
Esferas (electrodos)
Kugeln (Elektroden)
Sfere (elettrodi)
구체(전극)

2) Treatment Level Indicator

Indicateur de niveau de traitement
Indicador del nivel de intensidad
Anzeige der Behandlungsintensität
Indicatore del livello di trattamento
트리트먼트 수준 표시기

3) Dual Function Power Button: ON/OFF + Intensity Control Up/Down

Bouton d'alimentation à double fonction: March/Arrêt + Contrôle d'intensité haut/bas
Botón de encendido doble función: ENCENDIDO/APAGADO + Control de intensidad Arriba/Abajo
EIN-/AUS-Schalter und Intensitätsregelung auf/ab
Pulsante di alimentazione a doppia funzione: ON/OFF + Controllo d'intensità Sopra/Sotto
이중 기능 전원 버튼: 기기 켜기/끄기 + 강도 조정 강/약

4) Power Adapter (Not Shown)

Adaptateur (non illustré)
Adaptador de corriente (no se muestra)
Netzteil (nicht abgebildet)
Adattatore (non illustrato)
전원 어댑터(표시되지 않음)

The subject device produces low levels of microcurrent which is discharged through the two built-in chrome-plated spherical probes as they come in contact with the skin. Prior to using the subject device, the selected surface of the skin to be treated is first prepped with a NuFACE® Microcurrent Activator to moisturize the skin and ensure optimal microcurrent conductivity. The two spherical probes are then gently glided over the skin to deliver the electrical impulses per the selected treatment setting. Microcurrent is an aesthetic modality providing electric current in millionths of an ampere and has the ability to increase the appearance of facial contouring and the firmness of the skin and muscles.

INTENDED USE

The NuFACE Trinity+ and Mini+ devices are intended for facial and neck stimulation and are indicated for over-the-counter cosmetic use.

IMPORTANT INFORMATION

- Use the device only as described within this User Manual.
- The risks and dangers of using the device in any way that does not follow this User Manual are unknown.
- Register your new device at www.NuFACE.com.

CONTRAINDICATIONS FOR USE

- **DO NOT** use this device if you have a history of epilepsy or seizures.
- **DO NOT** use if you have had recent surgery or other surgical procedures.
- **DO NOT** use if you have any active cancer or over any suspicious or cancerous lesion.
- **DO NOT** use if you are pregnant. The safety of electrical stimulation during pregnancy has not been established.
- **DO NOT** use if you have an electronic implanted device such as a defibrillator, neurostimulator, pacemaker, or ECG Monitor.
- If you use a body-worn medical device, such as an insulin pump, consult your healthcare provider.
- **DO NOT** use on infants and children under the age of 18.
- Consult your healthcare provider if any of the contraindications above apply to you.

WARNINGS

- If you are under the care of a physician, consult your physician before using this device.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Apply stimulation only to normal, intact, clean healthy skin. **DO NOT** use over swollen, infected, or inflamed areas or skin eruptions (e.g., phlebitis, thrombophlebitis, broken capillaries, varicose veins, etc).
- The product may **NOT** be safe for use on the neck in individuals with a known history of carotid artery disease, stroke, or transient ischemic attack (TIA), carotid stenosis, unstable blood pressure, easy fainting, thyroid disease, or prior surgical procedures in the neck area.
- **DO NOT** operate the device near electronic monitoring equipment (e.g., heart monitors, heart tracing or in close proximity (e.g. 1m or just over 3 feet) to shortwave, microwave, or electromagnetic therapy equipment as it may cause the medical equipment to malfunction. Such equipment may produce instability in device output and cause burns at the stimulation site.
- **DO NOT** disassemble the device as this may cause damage, malfunction, electrical shock, fire, or injury.
- Keep the device and related electrical accessories away from direct contact with water (including baths, showers, and sinks).
- **DO NOT** use across your chest as the introduction of electrical current into the chest may cause rhythmic disturbances to your heart, which could be lethal.
- Avoid applying excessive pressure when using the device on the anterior (front area) of the neck.
- **DO NOT** use over the midline of the neck. Care should be taken to minimize treatment directly over the midline of the neck, specifically avoiding the thyroid (see illustration).
- Keep the device out of the reach of children and pets.
- **DO NOT** drop or insert any object(s) into openings within the device.



Do not use
near the midline
of the neck

WARNINGS (CONTINUED)

Consult your healthcare provider before using this device:

- If you have any pre-existing or potential health conditions that may be impacted by use of the device.
- If you have painful areas.
- If you suspect or have a neuromuscular disorder.
- If you have a spinal cord injury.
- If you have any underlying skin conditions.
- If you have undiagnosed or known pain syndromes.
- If you have a tendency to bleed excessively following an injury.
- If you experience constant headaches and/or painful sensations.
- If you have suspected or diagnosed heart disease.

DO NOT apply stimulation or use the device:

- When there is a tendency to bleed excessively following acute injury or breaks in bones.
- On the eye area (circular muscle within the orbital rim).
- On the temples, the breast or groin area.
- Over painful areas of your skin or in areas that lack normal sensation.
- While bathing or showering.
- At extreme temperatures.
- If you suspect the device is damaged or not functioning properly.
- While driving or operating machinery.

Discontinue use of the device and contact your healthcare provider if you experience any of the following:

- Persistent pain or discomfort.
- Discomfort or any difficulty breathing or swallowing.
- Negative or harmful reaction(s) or injury.
- Symptoms of hypertension (dizziness or lightheadedness).
- Constant headaches and/or painful sensations.
- Skin irritation or burning.
- Unpleasant sensations on skin during use.
- Consistent flashing lights when without the use of your device.

If you experience any negative reactions while using the device and/or the microcurrent activator, discontinue use immediately and contact your healthcare provider.

PRECAUTIONS

- The NuFACE device is designed for cosmetic use only.
- The device and attachments should be operated, transported, and stored in the manner specified in this manual.
- Failure to use and maintain the device and corresponding attachments in accordance with the instructions outlined in this manual will void the warranty and may result in product damage or physical injury.
- The long-term effects of transcutaneous electrical stimulators are unknown.
- Apply stimulation only to normal, intact, clean, healthy skin.
- Avoid applying excessive pressure when using the device.
- Skin irritation or hypersensitivity may occur due to the electrical stimulation and / or use of the NuFACE® Microcurrent Activator.
- A microcurrent sensation may occur while using the device. Using a lower intensity and/or additional activator may be needed to reduce the sensation.
- Skin may become dry during treatment in which Microcurrent Activator may need to be reapplied.
- A perception of flashing lights may occur if device is used near or around the eye region.
- **DO NOT** use the device if you see any signs of damage or leaks from the device.
- **DO NOT** remove the battery of the device.
- **DO NOT** store or leave the device under the sun or on a hot surface.
- Follow all local regulations and waste management guidelines for safely disposing devices containing batteries.

PRECAUTIONS (CONTINUED)

- Only use the external power supply (marked NuFACE) provided with the device with the following specifications: 5VAC 1A. The use of accessories, transducers, and cables other than those sold by NuFACE may result in increased emissions, decreased immunity of the system, or injury.
- Always position the power adapter so it is accessible in case it needs to be disconnected from the wall outlet.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

The NuFACE Trinity+ and Mini+ devices are intended for cosmetic use on the face and neck as described. Any consequence resulting from misuse, application of the device to other parts of the body or face that are not approved for use, connection to improper voltage sources, dirty spheres, expired or non-NuFACE conductive alternative, or any other improper application is neither the responsibility of NuFACE nor its affiliates.

The device has been designed to provide freedom from unacceptable risk when used under normal conditions and reasonably foreseeable hazards. In the event of complete loss of treatment function, the device does not pose a risk to the user.

TREATMENT AREAS AND TECHNIQUE

The instructions below are designed to provide users with the most effective results when followed correctly.

TREATMENT

- The device is designed to stimulate large surface areas of the face and neck, such as the jawline, cheekbones, and forehead. **DO NOT use the device directly over the midline of the neck.**

TECHNIQUE

- Using light to medium pressure, lift one side of the face and neck at a time using a gliding motion.

IMPORTANT: Always ensure that both spheres are in contact with the skin during treatment.

- For more advanced treatment options and holds, download the NuFACE App, or visit our website at www.NuFACE.com.

BEFORE USING YOUR NEW DEVICE

Follow these important steps before using your new device:

1) CHARGE YOUR DEVICE

Trinity+: Charge your Trinity+ device for ten (10) hours before the first use or until all three (3) LED indicator lights are lit solid.

- Remove your Trinity+ device and external power adapter from the box.
- Connect the external power adapter and plug the adapter into the wall outlet, keeping it away from any source of water.
- Place your Trinity+ device on the charging cradle.
- The lights will increasingly illuminate, indicating that your device is charging.
- Your device is fully charged when all the all the lights stay illuminated.

Mini+: Charge your Mini+ device for four (4) hours before the first use or until all three (3) LED indicator lights are lit solid.

- Remove your Mini+ device, and external power adapter from the box.
- Connect the external power adapter to the Mini+ device and plug the adapter into the wall outlet, keeping it away from any source of water.
- The lights will increasingly illuminate, indicating that your device is charging.
- Your device is fully charged when all the all the lights stay illuminated.

The device will NOT turn on when it is charging.

BEFORE USING YOUR NEW DEVICE (CONTINUED)

2) TEST YOUR SENSITIVITY

IMPORTANT: Test your skin to make sure you are not sensitive to the NuFACE Microcurrent Activator.

- Rub a small amount of Microcurrent Activator on your forearm and leave for **15-30 minutes** before washing it off.
- If an allergic reaction (rash, redness, etc.) develops, **DO NOT continue application of the Microcurrent Activator.** Contact your healthcare provider if the allergic reaction persists. Go to www.NuFACE.com to view other alternate NuFACE activators.

HOW TO USE YOUR DEVICE

Get ready to Tone, Lift, and Contour.

The instructions below are designed to provide the most effective results when followed correctly.

1) CLEANSE

- Cleanse your face and neck with an oil-free cleanser. Men should shave before treatment — facial hair can interfere with the conductivity of the spheres.
- **Note: Any cream, lotion, self-tanner, and/or oil-based products on the skin can block the microcurrent.**

2) ACTIVE

IMPORTANT: Always apply a NuFACE Microcurrent Activator when using your device.

- Apply a mask-like layer of the NuFACE Microcurrent Activator section-by-section as you treat.
- Reapply activator if skin becomes dry during treatment in order to continue safely using device.

3) PREPARE YOUR DEVICE

- **Trinity+:** Remove the power adapter from the device
- **Mini+:** Remove the power adapter from the device

4) SELECT YOUR TREATMENT MODE

- LEDS will indicate each treatment mode
- Press power button once, Instant Lift Mode ●○○○
- Press power button twice, Pro Toning Mode ○●○○
- Press power button three times, Skin Tightening Mode ○○○●

5) POWER ON YOUR DEVICE

- Press and hold the power button for 2 seconds
- An ascending audible beep is emitted, the energizing hum will begin, and the lights will illuminate indicating that your device is ON.
- Adjust the intensity level to your comfort by pressing the ON/OFF button on the front of your device.
- As you increase or decrease intensity, an audible beep is emitted, and the number of illuminated lights will change.

DEVICE INDICATORS

INTENSITY LEVEL	INDICATOR LIGHT	
Minimum Intensity	First Light Illuminated	●○○○
Medium Intensity	First & Second Light Illuminated	●●○○
Maximum Intensity	All (three) 3 Lights Illuminated	●●●●

HOW TO USE YOUR DEVICE (CONTINUED)

DEVICE AUDIBLE SOUND	DEVICE INDICATION
Ascending Beeps & Hums	Powered ON
Descending Beeps	Powered OFF
Single Beep	Intensity Adjusted
Dual-Tone Beep	End of Glide Interval (Tone occurs only during treatment)
Low-Tone Beep	Battery Needs To Be Charged (Tone occurs only during treatment)


6) BEGIN TREATMENT

- Place the device in direct contact with the treatment area.
- Always keep both spheres in contact with the skin during treatment to keep microcurrent flowing.**
- Using light to medium pressure, begin treatment.
- The device emits a dual tone beep every five (5) seconds to indicate when to move to the next treatment area.

PRO TIP FOR TRINITY+

During treatment, give stubborn areas an extra boost of NuFACE microcurrent energy by turning ON the **Boost button**.

- The energizing hum will increase, indicating that the boost is ON.



IMPORTANT: If you feel the electrical current and / or experience a tingling sensation on your skin, do the following:

- Add more NuFACE Microcurrent Activator to the area you are treating. The device will NOT contract the muscles when used as instructed.
- Lower the intensity on the device. Lowering the intensity may also reduce or eliminate this sensation.

7) FINISH TREATMENT

- Turn **OFF** the device after treatment.
- After treatment is complete and device is turned off, massage remaining NuFACE Microcurrent Activator into skin followed by eye cream, moisturizer, and SPF.

The device will automatically shut off after 20 minutes of use.

Go to the section '**CARING FOR YOUR DEVICE**' for instructions on cleaning and maintaining your device.

TREATMENT FREQUENCY

- Use 5 minutes a day.
- For the first 60 days, use 5 days per week.
- After 60 days, use 2-3 times per week for maintenance.
- Allow 24 hours between treatment sessions.

For more advanced treatment options and holds, download the NuFACE App, or visit our website at www.NuFACE.com.

RESULTS

Results may vary based on skin type and skin condition. Best results are achieved with regular use.

CARING FOR YOUR DEVICE

Cleaning:

- Slightly dampen a soft, lint-free cloth with water or rubbing alcohol to clean your device after every treatment.
- **DO NOT submerge your device in water at any time.**

Charging:

- Before first use, charge your **Trinity+ device for ten (10) hours or until all 3 LEDs are lit solid.**
- Before first use, charge your **Mini+ device for four (4) hours or until all 3 LEDs are lit solid.**
- The device will **NOT** turn on when it is charging.
- For continued optimal battery life, it is recommended to charge your device regularly.
- A fully charged device should last for approximately 2 weeks of use based on daily usage of 5 minutes.
- Keep the product out of the reach of children when charging.
- Keep the product away from high temperature, open flame and water sources when charging to prevent short circuiting or damaging the battery.
- Plug the charger into a wall outlet away from water, and within a location that can be accessed and disconnected easily.

Battery:

For ideal battery life, we recommend charging your device when the low battery indicator (1 LED light only) is displayed on your device and the indicator tone starts to descend.

Check Battery / Light Indicators:

To check your device battery level, **hold the power button down on your device for one (1) second.** The battery level will be illuminated through the three (3) LEDs:

LED LIGHT INDICATOR		BATTERY POWER
NO LED Lights	○○○	No Battery Power Trinity+: A full charge cycle of ten (10) hours is recommended before use. Mini+: A full charge cycle of four (4) hours is recommended before use.
1 LED Flashing	⦿○○	Critical Battery. Not enough charge to start a treatment.
1 LED	●○○	Low Battery
2 LEDs	●●○	Medium Battery
3 LEDs	●●●	Full Battery

Power Adapter:

- Only use the power adapter (marked NuFACE) provided with the device containing voltage 5VAC 1A.
- Connect the power adapter in a location that can be easily accessed and disconnected from the outlet.
- If your power adapter is damaged or missing, visit **www.NuFACE.com** to purchase a replacement.

Storage:

The device is intended to be stored and used at room temperature. Use caution prior to using the device if it has been stored or not used for an extended period of time. Inspect the device and do not use it if there are any signs of internal battery leaks.

Disposal:

IMPORTANT: If disposing the device, do not put into a fire. Dispose of the device and its batteries per local regulations.

TROUBLESHOOTING

Device Not Turning On:

1) Check to see if your device is fully charged.

- If the device does not turn ON, the battery may be drained.
- A full charge cycle of **ten (10) hours for Trinity+ and four (4) hours for Mini+** may be required for the device.
- For additional information go to the "Battery" section in this user guide.

2) For Trinity+ device only: Check to see if the attachment is properly seated and fits securely to the Trinity+ device.

IMPORTANT: The Trinity+ device will NOT turn on if the attachment is not correctly positioned and secured in place.

Resetting Your Device:

Trinity+:

- To reset your device back to factory settings, replace with plug your Trinity+ device to the power supply.
- Hold down the power button for **10 seconds**.
- The 1st and 3rd LEDs will blink three **(3) times**.
- Once the LEDs stop blinking you may start using your device.

Mini+:

- To reset your device, plug your Mini+ device to the power supply.
- Hold down the power button for **10 seconds**.
- The 1st and 3rd LEDs will blink three **(3) times**.
- Once the LEDs stop blinking you may start using your device.

DO NOT attempt to troubleshoot by disassembling the product as this will void the warranty and may cause injury.

CUSTOMER SUPPORT

If you are still experiencing issues with your device, contact NuFACE Client Services at info@nuface.com or call **888-360-9171** (US Only).

WARRANTY

NuFACE® warrants that all NuFACE® devices and attachments are free from manufacture defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of your original purchase. Our obligation under this Warranty is limited to replacement of the product which will not extend the period of your Warranty. This Warranty does not cover damage covered by abuse, improper care, application of harmful chemicals, product that may have been altered in any way, loss of the device and product purchased from an unauthorized seller.

NO OTHER WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED, WHETHER OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OF MERCHANTABILITY OR OF ANY OTHER KIND, SHALL EXIST IN RESPECT TO SUCH PRODUCT.

For Devices Purchased in the US: For more information about your warranty or to initiate a warranty claim and receive a return authorization number, contact our Client Services Team via our website at www.NuFACE.com or by calling **888-360-9171**. A receipt must be shown from an authorized seller as proof of purchase.

For Devices Purchased Outside of the US, International Returns, and International Warranties:

For all product purchased outside of the United States, warranty and returns are per your place of purchase—spa, retailer, or distributor. Please consult your receipt or place of purchase for their return and warranty policy.

CUSTOMER SUPPORT (CONTINUED)

TECHNICAL INFORMATION

The NuFACE® device complies with the requirements of IEC 60601-1-2:2014 (EMC Collateral Standard) including the E-field susceptibility requirements at 10 volts per meter, at frequencies from 80 MHz to 27 GHz. However, even at this level of device immunity, certain transmitting devices (cellular phones, two-way radios, cordless phones, paging transmitters, RFID devices, etc.) emit radio frequencies that could interrupt device operation if operated in a range too close to the device. Users should be aware of possible radio frequency interference if portable devices are operated in close proximity to the device. It is recommended that transmitting devices such as cellular phones, two-way radios, cordless phones, etc. not be located within 10 feet / 3m of the device during treatment. In addition, it is recommended that such transmitting devices not be located within 10 feet / 3m of the device during Bluetooth® wireless communication with the NuFACE App, other than the cellular phone being used to communicate with the device.

The NuFACE® device complies with the requirements of IEC 60601-1-2:2017 for Radiated and Conducted Emissions in Group 1 Class B.

The NuFACE® complies with the requirements of IEC 60601-1-2:2014 for Harmonic distortion in Harmonic classification A.

Mini+ Max Current: 335uA RMS
Trinity+ Max Current: 600uA RMS
Max Unloaded Voltage: 28VDC

FCC COMPLIANCE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by NuFACE could void your authority to operate the equipment.

Industry Canada Compliance

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Trinity+
REF
30790
10790-PRO

Mini+
REF
20400



Trinity+ FCC ID: 2AGNA-10760, IC: 25861-10760
Mini+ FCC ID: 2AGNA-20400, IC: 25861-20400

Conforms to EN IEC/UL: Device - 60529, 60335-1, 60335-2-23, 60601-1, 60601-1-11, 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-2-10, 62133-2, 62366-1.
Power Supply - 60950-1, 60068-2-70

SYMBOLS

One or more of the following markings may appear on the device, User Manual or packaging.



European Conformity



Comply with European Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC



European Representative



Product must be disposed of in accordance with the WEEE directive



Part Number



FCC-approved equipment authorization mark



Operator's Manual;
Operating Instructions



Class II double insulated electrical device



Refer to Instruction Manual/Booklet



Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir



Manufacturer



Detachable Power Supply Part



Power On/Off

IP22

Trinity+/Mini+: Prevention of access to hazardous parts with fingers and protects the equipment inside the enclosure against ingress of solid foreign objects having a diameter of 12.5 mm and greater. Protected against vertically falling water drops when enclosure tilted up to 15°.



Type BF applied part, which is equipment that provides a particular degree of protection against electric shock. Particularly regarding allowable leakage current and of the protective earth connection.



RECYCLING

- Do not throw away the product with the normal household waste, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery, which must be removed before you discard the product. **Due to the complexity of removing the battery, for your safety, we strongly recommend not to remove the battery by yourself. Please contact the after-sales service center (number indicated on the Chinese package label) and take your product to an official collection point to have a professional remove the rechargeable battery.**



Removing the rechargeable battery

Special Notes:

- Only remove the rechargeable battery when you are ready to discard the product. Make sure the battery is completely empty when you remove it.
- Take any necessary safety precautions when you use tools to open the product and when you dispose of the battery.
- Do not connect the product to the supply main after you have removed the battery.



Steps for removing the battery (Trinity+):

- Remove the attachment from the Trinity+ device.
- Cut along the gap reveal with a rotary saw to break the weld around the circumference of the Trinity+ device.


RECYCLING (CONTINUED)

3. Separate the front enclosure from the rear enclosure.
4. Cut the four battery retainer tabs with a rotary saw to remove the battery retainer.
5. Use snips to CAREFULLY cut through the two battery tabs.
6. Remove the battery for recycling.


(Please see the illustrations for each step below)




Step 1



Step 2



Step 3




Step 4

RECYCLING (CONTINUED)



Step 5




Step 6

Steps for removing the battery (Mini+):


1. Unplug the charging cable from the device.
2. Place a flathead screwdriver under the spheres and lift the spheres by twisting the screwdriver with moderate to high force.
3. Remove the spheres and seals from the device.
4. Use a rotary saw to cut the weld along the parting line around the circumference of the device.
5. Remove the front housing which contains the circuit board and battery.
6. Use the metal snips to CAREFULLY cut the battery tabs from the circuit board.
7. Remove the battery for recycling

(Please see the illustrations for each step below)




Step 1


⚠ RECYCLING (CONTINUED)




Step 2




Step 3




Step 4



Step 5




Step 6



Step 7


⚠ RECYCLING (CONTINUED)




Step 4



Step 5



Step 6



Step 7

Le dispositif émet un microcourant de faible intensité libéré au contact de la peau par les deux sondes sphériques chromées intégrées. Avant d'utiliser le dispositif, la surface de peau à traiter doit avoir été préparée avec un activateur de microcourant NuFACE® afin d'hydrater la peau et de garantir une conductivité optimale du microcourant. Les deux sondes sphériques glissent délicatement sur la peau pour transmettre les impulsions électriques selon les paramètres de traitement choisis. Le microcourant est une modalité esthétique qui émet un courant électrique de l'ordre de millièmes d'ampère, capable de renforcer les contours du visage et d'améliorer la fermeté de la peau et des muscles.

UTILISATION PRÉVUE

Les appareils NuFACE Trinity+ et Mini+ sont spécialement conçus pour stimuler la peau du visage et du cou et conviennent à l'utilisation cosmétique en vente libre.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Utilisez l'appareil conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation uniquement.
- Les risques et dangers associés à l'utilisation de l'appareil d'une manière non conforme aux instructions de ce manuel sont inconnus.
- Enregistrez votre nouvel appareil à l'adresse www.NuFACE.com.

CONTRAINDICATIONS FOR USE

- **NE PAS** utiliser cet appareil si vous avez déjà souffert de crises d'épilepsie ou de convulsions.
- **NE PAS** utiliser cet appareil si vous avez récemment subi une intervention chirurgicale.
- **NE PAS** utiliser cet appareil si vous souffrez d'un cancer et évitez son utilisation sur toute lésion suspecte ou cancéreuse.
- **NE PAS** utiliser cet appareil si vous êtes enceinte. L'absence de risques de la stimulation électrique pendant la grossesse n'a pas été établie.
- **NE PAS** utiliser cet appareil si vous disposez d'un appareil électronique implanté tel qu'un défibrillateur, un neurostimulateur, un stimulateur cardiaque ou un moniteur ECG.
- Si vous portez un appareil médical sur votre corps, tel qu'une pompe à insuline, consultez votre professionnel de santé.
- **NE PAS** utiliser cet appareil sur des nourrissons et des enfants de moins de 18 ans.
- Consultez votre professionnel de santé si l'une des contre-indications ci-dessus s'applique à vous.

AVERTISSEMENTS

- Si vous êtes suivi par un médecin, consultez-le avant d'utiliser cet appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou avec un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil ou d'être supervisé par une personne responsable de leur sécurité.
- Appliquez les stimulations uniquement sur une peau normale, intacte, propre et saine.
- **NE PAS** utiliser cet appareil sur toute zone enflée, infectée ou enflammée, ou sur toute éruption cutanée (telle que des phlébites, des thrombophlébites, des capillaires brisés, des varices, etc.
- Il est possible que l'utilisation de ce produit sur le cou ne soit **PAS** sécuritaire chez les personnes ayant déjà souffert d'une maladie de l'artère carotide, d'un accident vasculaire cérébral, d'un accident ischémique transitoire (AIT), d'une sténose carotidienne, de pression artérielle instable ou d'une maladie thyroïdienne, ainsi que chez les personnes qui ont déjà subi une intervention chirurgicale dans la zone du cou et chez celles qui s'évanouissent facilement.
- **NE PAS** utiliser l'appareil en présence d'équipement de surveillance électronique (ex. : moniteur cardiaque, tracé du rythme cardiaque) ou à proximité (ex. : à 1 mètre ou un peu plus de 3 pieds) d'un équipement de thérapie électromagnétique, à ondes courtes ou micro-ondes, car cela pourrait empêcher le bon fonctionnement de l'équipement médical. De tels équipements pourraient créer une instabilité au périphérique de sortie de l'appareil et entraîner des brûlures dans la région stimulée.
- **NE PAS** démonter l'appareil, car cela pourrait causer des dommages, des dysfonctionnements, des décharges électriques, un feu ou des blessures.
- Protégez l'appareil et les accessoires électriques connexes de tout contact direct avec de l'eau (y compris les baignoires, les douches et les éviers).
- **NE PAS** utiliser cet appareil sur votre poitrine, car l'introduction d'un courant électrique à cet endroit peut provoquer des perturbations du rythme cardiaque pouvant être mortelles.
- Quand vous utilisez l'appareil, évitez d'exercer une pression forte sur la partie antérieure (l'avant) du cou.

AVERTISSEMENTS (SUITE)

- **NE PAS** utiliser l'appareil sur la ligne médiane du cou.
Veillez à minimiser le traitement directement sur la ligne médiane du cou, en évitant spécifiquement la thyroïde (voir illustration).
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- **NE PAS** laisser tomber ou insérer des objets dans les ouvertures de l'appareil.



NE PAS utiliser l'appareil sur
la ligne médiane du cou

Consultez votre professionnel de santé avant d'utiliser l'appareil dans les cas suivants:

- Si vous avez des problèmes de santé préexistants ou potentiels qui pourraient être impactés par l'utilisation de l'appareil.
- Si vous présentez des zones douloureuses.
- Si vous soupçonnez ou si vous avez une maladie neuromusculaire.
- Si vous avez une lésion de la moelle épinière.
- Si vous avez des problèmes de peau sous-jacents.
- Si vous avez des syndromes de douleur connus ou non diagnostiqués.
- Si vous avez tendance à saigner de manière excessive suite à une blessure.
- Si vous êtes victime de maux de tête constants et/ou de sensations douloureuses.
- Si vous avez une maladie cardiaque suspectée ou diagnostiquée.

NE PAS appliquer de stimulation/utiliser l'appareil:

- En cas de prédisposition à un saignement excessif suite à une blessure aiguë ou à des fractures osseuses.
- Au niveau du contour des yeux (muscle circulaire autour de l'orbite).
- Sur les tempes, la zone mammaire ou l'aîne.
- Sur les zones douloureuses de votre peau ou les zones privées de sensation normale.
- Pendant le bain ou la douche.
- À des températures extrêmes.
- Si vous soupçonnez que l'appareil est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- En conduisant ou en utilisant des machines.

Cessez d'utiliser l'appareil et contactez votre professionnel de santé dans l'un des cas suivants:

- Douleur ou gêne persistantes.
- Gêne ou toute difficulté à respirer ou à avaler.
- Réaction(s) négative(s) ou nocive(s) ou blessure(s).
- Symptômes d'hypertension (vertiges ou étourdissements).
- Maux de tête constants et/ou sensations douloureuses.
- Irritation ou brûlure de la peau.
- Sensations désagréables sur la peau pendant l'utilisation.
- Lumières clignotantes constantes lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

En cas de réactions négatives lors de l'utilisation de l'appareil et/ou de l'activateur de microcourant, cessez immédiatement l'utilisation et contactez votre professionnel de santé.

PRÉCAUTIONS

- L'appareil NuFACE est conçu pour un usage cosmétique uniquement.
- L'appareil et les accessoires doivent être utilisés, transportés et rangés tel qu'indiqué dans ce manuel d'utilisation.
- Une utilisation et un entretien de l'appareil et des accessoires correspondants non conformes aux instructions de ce manuel d'utilisation entraîneront l'annulation de la garantie et peuvent causer des dommages à l'appareil ainsi que des blessures physiques.
- Les effets à long terme des stimulateurs électriques transcutanés sont inconnus.
- Appliquez les stimulations uniquement sur une peau normale, intacte, propre et saine.
- Évitez d'exercer une pression forte quand vous utilisez l'appareil.
- Une irritation ou une hypersensibilité de la peau peut se produire en raison de la stimulation électrique et/ou de l'utilisation de l'activateur de microcourant NuFACE®.
- Une sensation de microcourant peut être ressentie lors de l'utilisation de l'appareil. Il peut être nécessaire de diminuer l'intensité ou d'utiliser davantage d'activateur pour réduire cette sensation.
- La peau peut devenir sèche pendant le traitement, auquel cas il peut être nécessaire d'appliquer une nouvelle couche d'activateur de microcourant.

PRÉCAUTIONS (SUITE)

- La perception de lumières clignotantes peut se produire si l'appareil est utilisé autour de la zone des yeux.
- **NE PAS** utiliser l'appareil en cas de signes d'endommagement ou de fuites de l'appareil.
- **NE PAS** retirer la batterie de l'appareil.
- **NE PAS** ranger ou laisser l'appareil dans un endroit exposé au soleil ou sur une surface chaude.
- Conformez-vous aux réglementations locales et aux directives relatives à la gestion des déchets pour jeter de manière appropriée les appareils contenant des batteries.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation externe (marqué NuFACE) fourni avec l'appareil avec les spécifications suivantes : 5VAC 1A. L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux vendus par NuFACE peut entraîner des émissions accrues, une diminution de l'immunité du système ou des blessures.
- Placez toujours l'adaptateur de façon accessible en cas de nécessité de le débrancher de la prise murale.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les appareils NuFACE Trinity+ et Mini+ sont conçus à des fins cosmétiques pour être utilisés sur le visage et le cou, tel que décrit. NuFACE et ses affiliés ne peuvent être tenus responsables d'aucune conséquence résultant d'une mauvaise utilisation, d'une application à d'autres parties du corps ou du visage, d'une connexion à des sources de tension inappropriées, de sphères souillées, d'une solution conductrice alternative périmée ou n'appartenant pas à NuFACE, ou toute autre application inappropriée.

L'appareil a été conçu pour éviter tout risque inacceptable lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales et en présence de dangers raisonnablement prévisibles. En cas de perte d'efficacité totale du traitement, l'appareil ne pose aucun risque pour l'utilisateur.

ZONES ET TECHNIQUE DE TRAITEMENT

Les instructions ci-dessous ont été rédigées pour fournir les résultats les plus efficaces si vous les suivez correctement.

TRAITEMENT

- L'appareil est conçu pour stimuler les grandes zones du visage et du cou, telles que la mâchoire, les pommettes et le front. **NE PAS utiliser l'appareil directement sur la ligne médiane du cou.**

TECHNIQUE

- Avec une pression douce à modérée, faites glisser l'appareil de bas en haut en faisant remonter une partie du visage et du cou à la fois.

IMPORTANT: Assurez-vous toujours que les deux sphères sont en contact avec la peau pendant le traitement.

- Pour des options de traitements et des techniques plus avancées, téléchargez l'application NuFACE ou rendez-vous sur notre site Web www.NuFACE.com.

AVANT D'UTILISER VOTRE NOUVEL APPAREIL

Suivez ces étapes importantes avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil:

1) CHARGER L'APPAREIL

Trinity+ : Chargez votre appareil Trinity+ pendant dix (10) heures avant sa première utilisation ou jusqu'à ce que les trois (3) voyants soient fixes.

- Retirez votre appareil Trinity+ et l'adaptateur externe de la boîte.
- Connectez l'adaptateur d'alimentation externe à l'appareil Trinity+ puis branchez l'adaptateur à une prise murale en le tenant éloigné de toute source d'eau.
- Les voyants s'allument de manière croissante pour indiquer que votre appareil est en train de se charger.
- Votre appareil est complètement chargé lorsque tous les voyants restent allumés.

AVANT D'UTILISER VOTRE NOUVEL APPAREIL (SUITE)

Mini+: Chargez votre appareil Mini+ pendant quatre (4) heures avant sa première utilisation ou jusqu'à ce que les trois (3) voyants DEL soient fixes.

- Retirez votre appareil Mini+ et l'adaptateur externe de la boîte.
- Connectez l'adaptateur d'alimentation externe à l'appareil Mini+ puis branchez l'adaptateur à une prise murale en le tenant éloigné de toute source d'eau.
- Les voyants s'allument de manière croissante pour indiquer que votre appareil est en train de se charger.
- Votre appareil est complètement chargé lorsque tous les voyants restent allumés.

L'appareil ne s'allume PAS lorsqu'il est en charge.

2) TESTEZ VOTRE SENSIBILITÉ

IMPORTANT: Effectuez un test cutané pour vous assurer que vous ne faites pas de réaction à l'activateur de microcourant NuFACE.

- Appliquez une quantité d'activateur de microcourant sur votre avant-bras et laissez reposer pendant **15 à 30 minutes** avant de rincer.
- Si une réaction allergique (éruption cutanée, rougeur, etc.) se développe, **NE PAS continuer d'appliquer l'activateur de microcourant.** Contactez votre professionnel de santé si la réaction allergique persiste. Rendez-vous sur www.NuFACE.com pour voir les autres activateurs NuFACE disponibles.

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

Préparez-vous à tonifier, rehausser et définir les contours de votre visage.

Les instructions ci-dessous ont été rédigées pour fournir les résultats les plus efficaces si vous les suivez correctement.

1) NETTOYER

- Nettoyez votre visage et votre cou avec un produit sans huile. Nous conseillons aux hommes de se raser avant le traitement, car les poils du visage peuvent nuire à la conductivité des sphères.

Remarque: les crèmes, lotions, auto bronzants et/ou tout autre produit à base d'huile sur la peau peuvent bloquer le microcourant.

2) ACTIVER

IMPORTANT: Appliquez toujours un activateur de microcourant NuFACE lorsque vous utilisez l'appareil.

- Appliquez une couche d'activateur de microcourant NuFACE une zone après l'autre lors du traitement.
- Renouvelez l'application de l'activateur si la peau devient sèche pendant le traitement afin de continuer d'utiliser l'appareil en toute sécurité.

3) PRÉPARER L'APPAREIL

- **Trinity+:** Retirez l'adaptateur d'alimentation de l'appareil et allumez-le en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- **Mini+:** Retirez l'adaptateur d'alimentation de l'appareil et allumez-le en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- Un bip sonore ascendant sera émis, un bourdonnement énergisant commencera et les lumières s'allumeront, indiquant que votre appareil est allumé.
- Ajustez le niveau d'intensité selon votre préférence en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt situé à l'avant de votre appareil.
- Lorsque vous augmentez ou diminuez l'intensité, un bip sonore est émis et le nombre de voyants lumineux change.

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (SUITE)


INDICATEURS DE L'APPAREIL

NIVEAU DE TRAITEMENT	VOYANT LUMINEUX	
Intensité Minimale	Premier voyant allumé	●○○
Intensité Moyenne	Premier et deuxième voyants allumés	●●○
Intensité Maximale	Les (trois) 3 voyants sont allumés	●●●

SON DE L'APPAREIL	INDICATEUR DE L'APPAREIL
Bips ascendants et bourdonnement	L'appareil est allumé
Bips descendants	L'appareil est éteint
Un bip	L'intensité est ajustée
Bip à deux tonalités	L'intervalle est terminé (la tonalité se fait entendre uniquement au cours du traitement)
Bip à tonalité grave	La batterie doit être rechargée (la tonalité se fait entendre)

4) COMMENCER LE TRAITEMENT

- Placez l'appareil en contact direct avec la zone à traiter.
- Maintenez toujours les deux sphères en contact avec la peau pendant le traitement pour permettre au microcourant de circuler.
- Commencez le traitement en exerçant une pression douce à modérée.
- L'appareil émet un bip à deux tonalités toutes les cinq (5) secondes pour vous indiquer quand passer à la prochaine zone de traitement.

CONSEIL DE PRO POUR TRINITY+ Pendant le traitement, augmentez l'énergie du microcourant NuFACE sur les zones les plus tenaces en activant le <u>bouton Boost</u>. • Le bourdonnement énergisant augmentera, indiquant que le Boost est activé.	 Boost button
--	---

IMPORTANT: Si vous ressentez le courant électrique et/ou une sensation de picotement sur votre peau, procédez comme suit:

- Appliquez davantage d'activateur de microcourant NuFACE sur la zone que vous traitez. L'appareil NE contracte PAS les muscles lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.
- Diminuez l'intensité de l'appareil. Une diminution de l'intensité peut également réduire ou éliminer cette sensation.

5) TERMINEZ LE TRAITEMENT

- Éteignez l'appareil après le traitement.
- Une fois le traitement terminé et l'appareil éteint, faites pénétrer le reste de l'activateur de microcourant NuFACE dans la peau en massant, puis appliquez une crème pour le contour des yeux, une crème hydratante et une protection FPS.

L'appareil s'éteindra automatiquement après 20 minutes d'utilisation.

Consultez la section « ENTRETIEN DE L'APPAREIL » pour obtenir des instructions de nettoyage et d'entretien de l'appareil.

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL (SUITE)

FRÉQUENCE DE TRAITEMENT

- Utilisez l'appareil 5 minutes par jour.
- Pendant les 60 premiers jours, utilisez-le 5 jours par semaine.
- Après 60 jours, utilisez-le 2 à 3 fois par semaine pour maintenir les résultats.
- Faites une pause de 24 h entre les séances de traitement.

Pour des options de traitements et des techniques plus avancées, téléchargez l'application NuFACE ou rendez-vous sur notre site Web www.NuFACE.com.

RÉSULTATS

Les résultats sont susceptibles de varier selon le type et l'état de la peau. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une utilisation régulière.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Nettoyage:

- Humidifiez légèrement un chiffon doux et non pelucheux avec de l'eau ou de l'alcool à friction pour nettoyer votre appareil après chaque traitement.
- **NE JAMAIS immerger l'appareil dans l'eau.**

Chargement:

- Avant la première utilisation, chargez **l'appareil TRINITY+ pendant dix (10) heures ou jusqu'à ce que les 3 voyants soient fixes.**
- Avant la première utilisation, chargez **l'appareil Mini+ pendant quatre (4) heures ou jusqu'à ce que les 3 voyants soient fixes.**
- L'appareil ne s'allume **PAS** lorsqu'il est en charge.
- Pour une durée de vie optimale de la batterie, nous recommandons de charger l'appareil régulièrement.
- Un appareil entièrement chargé devrait fonctionner environ deux semaines sur la base d'une utilisation quotidienne de 5 minutes.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux lorsqu'il est en charge.
- Protégez le produit des températures élevées, des flammes nues et des sources d'eau lorsqu'il est en charge afin d'éviter tout court-circuit ou endommagement de la batterie.
- Branchez le chargeur sur une prise murale à l'écart de l'eau et dans un endroit accessible pour pouvoir le débrancher facilement.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL (SUITE)

Batterie:

Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, nous recommandons de charger l'appareil lorsque l'indicateur de batterie faible (1 seul voyant) s'affiche sur votre appareil.

Vérifier la batterie / les voyants:

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie de votre appareil, **appuyez sur le bouton d'alimentation de votre appareil pendant une (1) seconde**. Le niveau de batterie est indiqué par les trois (3) voyants:

VOYANT LUMINEUX DEL	BATTERY POWER
Aucun Voyant	○○○ Batterie épuisée Trinity+: Un cycle de charge complet de dix (10) heures est recommandé avant toute utilisation. Mini+: Un cycle de charge complet de quatre (4) heures est recommandé avant toute utilisation.
1 voyant clignotant	◐○○ Batterie très faible. Le niveau de charge est insuffisant pour démarrer un traitement.
1 voyant	●○○ Batterie faible
2 voyants	●●○ Batterie moyennement chargée
3 voyants	●●● Batterie pleinement chargée

Adaptateur:

- Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation (marqué NuFACE) fourni avec l'appareil et dont la tension est de 5 VAC 1 A.
- Branchez l'adaptateur à un endroit accessible pour pouvoir le débrancher facilement.
- Si votre adaptateur d'alimentation est endommagé ou manquant, rendez-vous sur www.NuFACE.com pour en acheter un autre.

Rangement:

L'appareil doit être utilisé et rangé dans une pièce à température ambiante. Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil après l'avoir entreposé pour une période prolongée ou après une longue période sans utilisation. Examinez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous remarquez un quelconque signe de fuite de la batterie interne.

Mise au rebut:

IMPORTANT: Ne jetez pas l'appareil dans le feu. Jetez l'appareil et ses batteries conformément à la réglementation locale.

DÉPANNAGE

L'appareil ne s'allume pas:

1) Vérifiez que l'appareil est complètement chargé.

- Si l'appareil ne s'allume pas, la batterie est peut-être complètement déchargée.
- Un cycle de charge complet de dix (10) heures pour Trinity+ et de quatre (4) heures pour Mini+ peut être nécessaire.
- Pour plus d'informations, consultez la section « Batterie » de ce manuel d'utilisation.

2) Pour l'appareil Trinity+ uniquement: Vérifiez que l'accessoire est correctement installé et fixé à l'appareil Trinity+.

IMPORTANT: L'appareil Trinity+ ne s'allumera PAS si l'accessoire n'est pas correctement positionné et fixé.

Réinitialiser l'appareil:

Trinity+:

- Pour réinitialiser votre appareil Trinity+ aux paramètres d'usine, placez-le sur la station de recharge (assurez-vous que celle-ci est branchée).
- Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant **10 secondes**.
- Les 1er et 3e voyants clignoteront trois **(3) fois**.

DÉPANNAGE (SUITE)

- Une fois que les voyants auront cessé de clignoter, vous pourrez commencer à utiliser votre appareil.

Mini+:

- Pour réinitialiser l'appareil, branchez votre appareil Mini+ au bloc d'alimentation.
- Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant **10 secondes**.
- Les 1er et 3e voyants clignoteront trois **(3) fois**.
- Une fois que les voyants auront cessé de clignoter, vous pourrez commencer à utiliser votre appareil.

NE PAS tenter de dépanner le produit en le démontant, au risque d'annuler la garantie et de causer des blessures.

ASSISTANCE CLIENT

Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre appareil, contactez le service client de NuFACE à l'adresse info@nuface.com ou appelez le **888 360-9171** (États-Unis uniquement).

GARANTIE

NuFACE® garantit que tous les appareils et accessoires NuFACE® sont exempts de défauts de fabrication en termes de matériaux et de main d'œuvre pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de l'achat initial. Notre obligation au titre de cette garantie se limite au remplacement du produit, ce qui ne prolongera pas la période de garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation abusive, un entretien inadéquat, l'application de produits chimiques nocifs, un produit qui a pu être modifié d'une quelconque manière, la perte de l'appareil et un produit acheté auprès d'un vendeur non autorisé.

IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT CE PRODUIT, QU'ELLE SOIT D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE TOUT AUTRE TYPE.

Pour les appareils achetés aux États-Unis: Pour plus d'informations sur votre garantie ou pour demander un remplacement dans le cadre de la garantie et recevoir un numéro d'autorisation de retour, contactez notre équipe du service client via notre site Web www.NuFACE.com ou en appelant le **888 360-9171**. Il est nécessaire de présenter le reçu d'un vendeur autorisé comme preuve d'achat.

Pour les appareils achetés hors des É.-U., retours internationaux et garanties internationales: Concernant les produits achetés à l'extérieur des États-Unis, les opérations de garantie et les retours se font à votre lieu d'achat : spa, détaillant ou distributeur. Veuillez consulter votre reçu ou votre lieu d'achat pour connaître la politique de retour et de garantie.

INFORMATIONS TECHNIQUES

L'appareil NuFACE® est conforme aux exigences de l'IEC 60601-1-2:2014 (Norme collatérale CEM) et aux exigences de susceptibilité électrique à 10 volts par mètre, à des fréquences allant de 80 MHz à 2,7 GHz. Cependant, même avec un tel niveau d'immunité, certains dispositifs de transmission (cellulaires, radios bidirectionnelles, téléphones sans fil, téléavertisseurs, appareils RFID, etc.) émettent des fréquences radio susceptibles d'interrompre le fonctionnement de l'appareil s'ils sont utilisés à courte portée de l'appareil. Les utilisateurs doivent être conscients des éventuelles interférences de fréquence radio si des appareils portables sont utilisés à proximité de l'appareil. Lorsque l'appareil est en utilisation, nous recommandons d'éviter l'utilisation de dispositifs de transmission tels que des cellulaires, radios bidirectionnelles, téléphones sans fil, etc. à moins de 3 mètres/10 pieds. De plus, lorsque l'appareil est en communication Bluetooth® sans fil avec l'appareil NuFACE, nous recommandons d'éviter l'utilisation de dispositifs de transmission autres que le cellulaire en communication avec l'appareil.

INFORMATIONS TECHNIQUES (SUITE)

L'appareil NuFACE® est conforme aux exigences de l'IEC 60601-1-2:2017 sur les Émissions Rayonnées et Conduites de Groupe 1 Classe B.

L'appareil NuFACE® est conforme aux exigences de l'IEC 60601-1-2:2014 sur la Distorsion harmonique de classe harmonique A.

Intensité max. du Mini+: 335uA RMS Intensité max. du Trinity+: 600 uA RMS Tension max. à vide: 28 VDC

CONFORMITÉ FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillages préjudiciables, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des brouillages préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que du brouillage ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause du brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Les changements ou modifications non expressément approuvés par NuFACE peuvent annuler votre droit d'utiliser l'équipement.

Conformité Industrie Canada

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1. Cet appareil ne doit pas causer de brouillage. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Trinity+
REF
10790
10790-PRO

Mini+
REF
20400



Trinity+ FCC ID: 2AGNA-10760, IC: 25861-10760
Mini+ FCC ID: 2AGNA-20400, IC: 25861-20400

Conforme aux normes EN IEC/UL: Appareil - 60529, 60335-1, 60335-2-23, 60601-1, 60601-1-11, 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-2-10, 62133-2, 62366-1.
Alimentation - 60950-1, 60068-2-70

SYMBOLES

Une ou plusieurs de ces indications peuvent apparaître sur l'appareil, le manuel d'utilisation ou l'emballage.



Conformité Européenne



Représentant Européen



Numéro de Pièce



Manuel de l'utilisateur;
Instructions d'utilisation



Se référer au manuel/
à la brochure d'utilisation



Fabricant



Élément détachable du bloc d'alimentation



Bouton Marche/Arrêt

IP22

Trinity+/Mini+. Empêche les doigts d'accéder aux parties dangereuses et protège l'équipement à l'intérieur du boîtier des corps solides de 12,5 mm de diamètre ou plus. Protection contre les gouttes d'eau tombant à la verticale jusqu'à une inclinaison du boîtier de 15 °.



Pièce appliquée de type BF, un dispositif garantissant un certain degré de protection contre une décharge électrique. Particulièrement en ce qui a trait aux courants de fuite autorisés et à la protection par mise à la terre.



Conforme à la directive européenne 2002/95/EC sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses



Le produit doit être jeté conformément à la directive DEEE



Autorisation de l'équipement par la FCC



Appareil électrique à double isolation de classe II



N'utilisez pas cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau

Este dispositivo produce microcorrientes de bajo nivel que se descargan a través de dos sondas esféricas integradas chapadas en cromo cuando entran en contacto con la piel. Antes de usar este dispositivo, se debe preparar la piel que se va a tratar con el Activador de microcorrientes NuFACE® para hidratar la piel y asegurar una conductividad de microcorrientes óptima. Las dos sondas esféricas se deslizan con suavidad sobre la piel para proporcionar los impulsos eléctricos ajustados para el tratamiento. Las microcorrientes son una modalidad estética en la que se descargan corrientes en millonésimas de amperio y tienen la capacidad de mejorar la apariencia del contorno facial y la firmeza de la piel y los músculos.

USO PREVISTO

Los dispositivos NuFACE Trinity+ y Mini+ están previstos para la estimulación facial y del cuello y están indicados para su uso cosmético sin prescripción.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Utiliza el dispositivo únicamente como se describe en el manual.
- Los riesgos y peligros de usar el dispositivo de una manera que se desvíe de lo indicado en este manual de usuario no se conocen.
- Registra tu nuevo dispositivo en www.NuFACE.com.

CONTRAINDICACIONES DE USO

- **NO** uses este dispositivo si tienes un historial de epilepsia o ataques epilépticos.
- **NO** lo uses si has pasado recientemente por cirugías u otros procedimientos quirúrgicos.
- **NO** lo uses si tienes algún cáncer activo o lesiones cancerosas o sospechosas.
- **NO** lo uses si estás embarazada. No se ha determinado la seguridad de la estimulación eléctrica durante el embarazo.
- **NO** uses el dispositivo si tienes un dispositivo electrónico implantado, como un desfibrilador, neuroestimulador, marcapasos o monitor de ECG.
- Si llevas un dispositivo médico puesto, como una bomba de insulina, consulta con tu proveedor sanitario.
- **NO** lo uses en niños y menores de 18 años.
- Consulta con tu proveedor sanitario si alguna de las contraindicaciones se aplican a ti.

⚠ ADVERTENCIAS

- Si estás bajo tratamiento médico, consulta con el profesional antes de usar este dispositivo.
- Este dispositivo no está previsto para su uso por parte de personas (incluyendo niños) con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas; o que carezcan del conocimiento y la experiencia suficientes para manejarlo, a menos que sea bajo supervisión o con instrucciones para su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Aplica la estimulación solo sobre piel normal, intacta, limpia y saludable. **NO** lo uses sobre áreas hinchadas, infectadas o inflamadas o erupciones cutáneas (por ejemplo, flebitis, tromboflebitis, capilares rotos, venas varicosas, etc.)
- Es posible que este producto **NO** sea seguro para su uso sobre el cuello de personas con un historial conocido de enfermedad de la arteria carótida, apoplejía o ataque isquémico transitorio (AIT), estenosis carotídea, presión arterial inestable, tendencia al desmayo, enfermedad de la tiroides o procedimientos quirúrgicos anteriores en el área del cuello.
- **NO** utilices el dispositivo cerca de equipos de supervisión médica como (por ejemplo, monitores cardíacos, trazados cardíacos ni muy cerca (por ejemplo, 1 m o poco más de 3 pies) de equipo terapéutico de onda corta, microondas o electromagnéticos, ya que puede hacer que el equipo médico falle. Este equipo puede a su vez causar inestabilidad en la salida del dispositivo y causar quemaduras en la zona estimulada.
- **NO** desmontes el dispositivo. Esto podría causar daños, mal funcionamiento, descargas eléctricas, fuego o lesiones.
- Mantén el dispositivo y los accesorios eléctricos relacionados al resguardo del contacto directo con el agua (incluyendo baños, duchas y fregaderos).
- **NO** lo uses en el pecho, ya que la corriente eléctrica en el pecho puede causar perturbaciones del ritmo cardíaco que podrían ser letales.
- **NO** apliques presión excesiva cuando uses el dispositivo en el área anterior (frontal) del cuello.



NO LO USES en la línea central del cuello

ADVERTENCIAS (CONTINUACIÓN)

- **NO** lo uses sobre la línea central del cuello. Toma precauciones para minimizar el contacto directamente sobre la línea central del cuello, específicamente evitando la tiroides.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y mascotas.
- **NO** dejes caer ni insertes objetos en las aberturas del dispositivo.

Consulta con tu profesional de la salud antes de usar este dispositivo:

- Si tienes algún problema de salud preexistente o potencial que pueda verse afectado por el uso del dispositivo.
- Si tienes zonas dolorosas.
- Si sospechas de un trastorno neuromuscular.
- Si tienes una lesión de la espina dorsal.
- Si tienes alguna afección cutánea subyacente.
- Si tienes síndromes de dolor sin diagnosticar o conocidos.
- Si tienes tendencia a sangrar en exceso después de una lesión.
- Si experimentas dolores de cabeza o sensaciones dolorosas constantes.
- Si sospechas o sufres de afecciones cardíacas.

Deja de usar el dispositivo y contacta con tu proveedor de servicios sanitarios si experimentas alguno de los siguientes síntomas:

- Dolor o incomodidad persistentes.
- Incomodidad o cualquier dificultad al tragar o respirar.
- Reacciones negativas o dañinas, o lesiones.
- Síntomas de hipertensión (mareos o aturdimiento).
- Dolores de cabeza o sensaciones dolorosas constantes.
- Irritación o quemazón de la piel.
- Sensaciones incómodas en la piel durante el uso.
- Destellos consistentes cuando usas el dispositivo.

Si experimentas alguna reacción negativa mientras usas el dispositivo o el activador de microcorrientes, deja de usarlo de inmediato y contacta con tu proveedor de servicios sanitarios.

PRECAUCIONES

- El dispositivo NuFACE está diseñado únicamente para su uso cosmético.
- El dispositivo y sus accesorios se deben manejar, transportar y almacenar como se indica en este manual.
- Si el dispositivo y sus accesorios no se guardan y se cuidan como se indica en este manual, esto podría resultar en daño del producto o lesiones físicas, y anularía la garantía.
- Se desconocen los efectos a largo plazo de los estimuladores eléctricos.
- Aplica la estimulación solo sobre piel normal, intacta, limpia y saludable.
- No apliques presión excesiva cuando uses el dispositivo.
- Se pueden producir irritación o hipersensibilidad cutáneas debido a la estimulación eléctrica o el uso del Activador de microcorrientes NuFACE®.
- Es posible que se produzca un cosquilleo mientras se usa el dispositivo. Para reducir la sensación, es posible que se deba usar una intensidad más baja o echar un poco más de activador.
- Es posible que la piel se seque durante el tratamiento y que se deba volver a aplicar el Activador de microcorrientes.
- Si el dispositivo se usa cerca de los ojos, es posible que visualices destellos.
- **NO** uses el dispositivo si observas signos de daños o fugas.
- **NO** retires la batería del dispositivo.
- **NO** guardes o dejes el dispositivo bajo el sol o en una superficie caliente.
- Respeta todas las normas y directivas de gestión de residuos para la eliminación segura de dispositivos que contienen baterías.
- Usa únicamente la fuente de alimentación externa (marcada NuFACE) que viene con el dispositivo con las siguientes especificaciones: 5VCA 1A. El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los provistos por NuFACE puede resultar en un aumento de las emisiones, descenso de la inmunidad del sistema o lesiones.
- Posiciona siempre el adaptador de corriente de forma que sea accesible si necesitas desconectarlo de la toma de la pared.
- Los niños deben estar supervisados para asegurar que no juegan con el dispositivo.

PRECAUCIONES (CONTINUACIÓN)

Los dispositivos NuFACE Trinity+ y Mini+ están previstos para su uso cosmético en el rostro y el cuello, como se describe. Cualquier consecuencia resultante del mal uso, aplicación del dispositivo a otras partes del cuerpo o el rostro que no estén aprobadas para su uso, conexión a voltajes inadecuados, esferas sucias, alternativa conductiva caducada o de un proveedor que no sea NuFACE, o cualquier otro tipo de aplicación inadecuada no serán responsabilidad de NuFACE ni de sus afiliados.

El dispositivo ha sido diseñado para no presentar riesgos inaceptables cuando se usa en condiciones normales y con peligros dentro de lo razonable. En caso de que se pierda la función de tratamiento por completo, el dispositivo no presenta riesgo para el usuario.

ÁREAS Y TÉCNICA DE TRATAMIENTO

The instructions below are designed to provide users with the most effective results when followed correctly.

TREATMENT

- El dispositivo está diseñado para estimular áreas extensas del rostro y el cuello, como la mandíbula, los pómulos y la frente. **NO utilices el dispositivo directamente sobre la línea central del cuello.**

TÉCNICA

- Empleando presión ligera/intermedia, levanta un lado de la cara y del cuello a la vez con un movimiento deslizante.

IMPORTANT: Debes asegurarte de que ambas esferas están siempre en contacto con la piel durante el tratamiento.

- Para ver opciones y posiciones de tratamiento más avanzadas, descárgate la app NuFACE o visita nuestra web en www.NuFACE.com.

ANTES DE USAR TU NUEVO DISPOSITIVO

Sigue estos pasos esenciales antes de usar tu nuevo dispositivo:

1) CARGAR TU DISPOSITIVO

Trinity+: Carga tu dispositivo Trinity+ durante diez (10) horas antes del primer uso o hasta que todas las tres (3) luces led indicadoras se enciendan de forma continua.

- Saca el dispositivo Trinity+ y el adaptador de corriente externo de la caja.
- Conecta el adaptador de corriente externo al zócalo de carga y enchufa el dispositivo Trinity+ en la toma de pared, manteniéndolos al resguardo de cualquier fuente de agua.
- Las luces se iluminarán en sentido ascendente para indicar que el dispositivo se está cargando.
- La carga está completa cuando todas las luces queden completamente iluminadas.

Mini+: Carga tu dispositivo Mini+ durante cuatro (4) horas antes del primer uso o hasta que todas las tres (3) luces led indicadoras se enciendan de forma continua.

- Saca el dispositivo y el adaptador de corriente externo de la caja.
- Conecta el adaptador de corriente externo al zócalo de carga y enchufa el dispositivo Mini+ en la toma de pared, manteniéndolos al resguardo de cualquier fuente de agua.
- Las luces se iluminarán en sentido ascendente para indicar que el dispositivo se está cargando.
- La carga está completa cuando todas las luces queden completamente iluminadas.

El dispositivo NO se enciende si se está cargando.

2) HAZ UNA PRUEBA DE SENSIBILIDAD DE LA PIEL

IMPORTANTE: Haz una prueba para asegurarte de que no tienes sensibilidad al activador de microcorrientes NuFACE.

- Aplica una pequeña cantidad de Activador de microcorrientes en tu antebrazo y déjalo secar durante **15-30 minutos** antes de enjuagarlo.
- Si se produce una reacción alérgica (como sarpullidos, rojeces, etc.), **DEJA DE USAR el Activador de microcorrientes**. Si la reacción persiste, contacta con tu proveedor sanitario. Visita www.NuFACE.com para ver otros activadores NuFACE alternativos.

CÓMO USAR TU DISPOSITIVO

Prepárate para tonificar, reafirmar y contorneaar.

Las instrucciones a continuación están diseñadas para proporcionar los resultados más efectivos si se siguen correctamente.

1) LIMPIA

• Limpia el rostro y el cuello con un limpiador sin aceite. Los hombres se deben afeitar antes del tratamiento, ya que el vello facial puede interferir con la conductividad de las esferas.

Nota: Cualquier resto de crema, loción, bronceador o productos basados en aceite puede bloquear la microcorriente.

2) ACTIVA

IMPORTANTE: Aplica siempre el Activador de microcorrientes de NuFACE cuando estés usando el dispositivo.

- Aplica una capa de tu Activador de Microcorrientes NuFACE favorito como si fuera una mascarilla, sección a sección, según vayas tratando.
- Para poder seguir utilizando el dispositivo de forma segura, vuelve a aplicar el activador si la piel se seca durante el tratamiento.

3) PREPARA TU DISPOSITIVO

- **Trinity+:** Saca el adaptador del dispositivo y ENCIÉNDELO pulsando el botón on/off.
- **Mini+:** Saca el adaptador del dispositivo y ENCIÉNDELO pulsando el botón on/off.
- Oírás un pitido ascendente, arrancará el zumbido energizante, y las luces se encenderán para indicar que el dispositivo está ENCENDIDO.
- Ajusta el nivel de intensidad a tu gusto pulsando el botón ON/OFF en la parte frontal de tu dispositivo.
- Si aumentas o disminuyes la intensidad, oírás un pitido audible y cambiará el número de luces iluminadas.

INDICADORES DEL DISPOSITIVO

NIVEL DE TRATAMIENTO	LUZ INDICADORA	
Intensidad Mínima	La primera luz se ilumina	●○○
Intensidad Media	La primera y la segunda luz se iluminan	●●○
Intensidad Máxima	Se iluminan todas las tres (3) luces	●●●

SONIDO AUDIBLE DEL DISPOSITIVO	INDICACIÓN DEL DISPOSITIVO
Pitidos ascendentes y zumbido	Encendido
Pitidos descendentes	Apagado
Un pitido	Intensidad ajustada
Pitido de dos tonos	Fin del intervalo de deslizamiento Battery Needs To Be Charged
(Este tono solo se emite durante el tratamiento)	(Tone occurs only during treatment)

4) COMENZAR EL TRATAMIENTO

- Asegúrate de que el dispositivo está en contacto directo con la zona de tratamiento.
- **Para que las microcorrientes fluyan, ambas esferas deben estar en contacto con la piel.**
- Comienza el tratamiento aplicando presión ligera/media.
- El dispositivo emite un tono doble cada cinco (5) segundos para indicar cuándo pasar a la siguiente área.

CÓMO USAR TU DISPOSITIVO (CONTINUACIÓN)

CONSEJO PARA TRINITY+

Durante el tratamiento, potencia el tratamiento sobre las áreas más difíciles encendiendo el botón Botón BOOST.

- El zumbido energizante crecerá en intensidad, lo que indica que la función boost está activada.



IMPORTANTE: Si puedes sentir la corriente eléctrica o experimenta un cosquilleo en la piel, haz lo siguiente:

- Echa un poco más de Activador de microcorrientes NuFACE a la zona que estás tratando.

Si el dispositivo se usa como se indica, NO contraerá los músculos.

- Reduce la intensidad del dispositivo. Al reducir la intensidad, esta sensación disminuirá o desaparecerá.

5) TERMINAR EL TRATAMIENTO

- **APAGA** el dispositivo después del tratamiento.
- Después de completar el tratamiento y de apagar el dispositivo, masajea los restos del Activador de microcorrientes NuFACE para que la piel los absorba, y después aplica la crema para el contorno de ojos, la crema hidratante, y la protección solar.

The device will automatically shut off after 20 minutes of use. El dispositivo se apaga automáticamente después de 20 minutos de uso.

Consulta la sección «**CUIDADO DE TU DISPOSITIVO**» para ver instrucciones sobre la limpieza y el mantenimiento del dispositivo.

FRECUENCIA DEL TRATAMIENTO

- Úsalo 5 minutos al día.
- Durante los primeros 60 días, úsalo 5 días por semana.
- Después de 60 días, úsalo 2-3 veces por semana para mantenimiento.
- Espacia las sesiones de tratamiento 24 horas.

Para ver opciones y posiciones de tratamiento más avanzadas, descárgate la app NuFACE o visita nuestra web en www.NuFACE.com.

RESULTADOS

Los resultados pueden variar según el tipo y el estado de la piel. Los mejores resultados se obtienen si se usa regularmente.

CUIDADO DE TU DISPOSITIVO

Limpieza:

- Humedece ligeramente un paño suave y sin pelusas con agua o con alcohol de frotar para limpiar el dispositivo después de cada tratamiento.
- **NO sumerjas el dispositivo en agua en ningún momento.**

CUIDADO DE TU DISPOSITIVO (CONTINUACIÓN)

Carga

- Antes del primer uso, carga tu **dispositivo Trinity+ durante diez (10) horas o hasta que las tres (3) luces led indicadoras se enciendan de forma continua.**
- Antes del primer uso, carga tu dispositivo Mini+ **durante cuatro (4) horas o hasta que las tres (3) luces led indicadoras se enciendan de forma continua.**
- El dispositivo **NO** se enciende si se está cargando.
- Para optimizar la vida de la batería, recomendamos cargar el dispositivo regularmente.
- Un dispositivo completamente cargado debe durar unas 2 semanas de uso, con un uso diario de 5 minutos.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños mientras se esté cargando.
- Mantenga el producto al abrigo de temperaturas elevadas, llamas abiertas y fuentes de agua durante la carga para evitar que se produzcan cortocircuitos o daños en la batería.
- Conecte el cargador en una toma de pared lejos del agua y en una ubicación que permita su acceso y desconexión sencillos.

Batería:

Para maximizar la vida de la batería, le recomendamos cargar su dispositivo cuando aparezca el indicador de batería baja (solo 1 luz led) en el dispositivo y el tono de indicación empiece a bajar.

Comprobación de batería / Indicadores luminosos:

Para comprobar el nivel de batería del dispositivo, **mantén pulsado el botón de encendido durante un (1) segundo.** El nivel de batería se indica mediante las tres (3) ledes:

INDICADOR DE LUZ LED	NIVEL DE BATERÍA
Las luces no se encienden	○○○ No queda batería Trinity+: Se recomienda dejar cargar un ciclo completo de carga de diez (10) horas antes del uso. Mini+: Se recomienda dejar cargar un ciclo completo de carga de cuatro (4) horas antes del uso.
1 led parpadeante	◐○○ Batería muy baja. No hay suficiente batería para empezar un tratamiento.
1 led	●○○ Low Battery
2 ledes	●●○ Medium Battery
3 ledes	●●● Full Battery

Adaptador de corriente:

- Usa únicamente el adaptador de corriente (marcada NuFACE) que viene con el dispositivo con un voltaje de 5 VCA 1A.
- Conecta el adaptador de corriente en un lugar de fácil acceso y desconectado de la salida.
- Si el adaptador de corriente está dañado o no lo tienes, visita www.NuFACE.com para comprar un repuesto.

Almacenamiento:

El dispositivo está previsto para guardarse a temperatura ambiente. Ten cuidado antes de usar el dispositivo si lo has tenido almacenado o si no lo has usado durante un periodo de tiempo prolongado. Inspecciona el dispositivo y no lo uses si la batería presenta signos de fugas.

Eliminación:

IMPORTANTE: Al desechar el dispositivo, no lo arrojes al fuego. Elimina el dispositivo y sus baterías siguiendo las regulaciones locales.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El dispositivo no se enciende:

1) Comprueba si tu dispositivo está completamente cargado.

- Si no se ENCIENDE, es posible que no tenga batería.
- Es posible que el dispositivo deba pasar por un ciclo de carga completo de **diez (10) horas si es un Trinity+ y de cuatro (4) horas si es un Mini+.**
- Para saber más, consulta la sección «Batería» de esta guía de usuario.

2) Solo para dispositivos Trinity+: Comprueba que el accesorio esté y que encaja correctamente en el dispositivo Trinity+.

IMPORTANTE: El dispositivo Trinity+ NO se encenderá si el cabezal no está correctamente colocado y asegurado.

Restablecer tu dispositivo:

Trinity+:

- Para restablecer tu dispositivo, enchufa tu Trinity+ a la fuente de alimentación.
- Mantén pulsado el botón de encendido durante **10 segundos.**
- La primera y la tercera led parpadearán tres **(3) veces.**
- Cuando terminen de parpadear, podrás empezar a usar tu dispositivo.

Mini+:

- Para restablecer tu dispositivo, enchufa tu Mini+ a la fuente de alimentación.
- Mantén pulsado el botón de encendido durante **10 segundos.**
- La primera y la tercera led parpadearán tres **(3) veces.**
- Cuando terminen de parpadear, podrás empezar a usar tu dispositivo.

NO intentes arreglar el dispositivo desmontándolo, ya que anularías la garantía y podría ocasionar lesiones.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tienes algún problema con el dispositivo, contacta con el servicio de atención al cliente de NuFACE en info@nuface.com o llama al **888-360-9171** (solo en los Estados Unidos).

GARANTÍA

NuFACE® garantiza que todos los dispositivos y accesorios NuFACE® carecen de defectos de fabricación materiales y de mano de obra durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra original. Bajo esta Garantía, nuestras obligaciones están limitadas a la sustitución del producto, que no prolongará el periodo de su Garantía. Esta Garantía no cubre daños derivados del mal uso, mantenimiento inadecuado, la aplicación de productos químicos nocivos, alteraciones cualesquiera del producto, la pérdida del dispositivo y el producto adquirido a un vendedor no autorizado.

NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, YA SEA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE COMERCIALIZACIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO, SOBRE ESTE PRODUCTO.

Para dispositivos adquiridos en Estados Unidos: Para más información sobre la garantía, o para hacer una reclamación sobre la garantía y recibir un número de autorización de devolución, contacta con nuestro equipo de servicio al cliente en www.NuFACE.com o llama al **888-360-9171**. Debes proveer un recibo de un vendedor autorizado como prueba de compra.

Para dispositivos adquiridos fuera de Estados Unidos, devoluciones internacionales y garantías internacionales: En el caso de los productos comprados fuera de Estados Unidos, la garantía y las devoluciones dependen del lugar de compra: spa, minorista o distribuidor. Consulta el recibo o lugar de compra para conocer su política de devoluciones y garantías.

ATENCIÓN AL CLIENTE (CONTINUACIÓN)

INFORMACIÓN TÉCNICA

El dispositivo NuFACE® cumple con los requisitos de la norma IEC 60601-1-2:2014 (norma colateral de EMC), incluidos los requisitos de susceptibilidad de campo E a 10 voltios por metro, en frecuencias de 80 MHz a 2,7 GHz. Sin embargo, a pesar de este nivel de inmunidad de dispositivos, algunos dispositivos transmisores (teléfonos móviles, radios bidireccionales, teléfonos inalámbricos, transmisores de megafonía, dispositivos RFID, etc.) emiten radiofrecuencias que pueden perturbar el funcionamiento de aparatos si se operan en un rango demasiado cercano a este. Los usuarios deben ser conscientes de las posibles interferencias de radiofrecuencia si se manejan dispositivos en estrecha proximidad del dispositivo. Se recomienda que los dispositivos de transmisión, como los teléfonos móviles, las radios bidireccionales, los teléfonos inalámbricos, etc., no se sitúen a menos de 10 pies/3 m del dispositivo durante el tratamiento. Además, se recomienda mantener estos dispositivos transmisores a una distancia superior a 10 pies/3 m del dispositivo durante la comunicación inalámbrica Bluetooth® con la app NuFACE, con la excepción del teléfono móvil que se esté utilizando para comunicarse con el dispositivo.

El dispositivo NuFACE® cumple con los requisitos de la norma IEC 60601-1-2:2017 para la distorsión armónica en la clasificación armónica Grupo 1 clase B.

El dispositivo NuFACE® cumple con los requisitos de la norma IEC 60601-1-2:2014 para la distorsión armónica en la clasificación armónica A.

Corriente máx. del Mini+: 335uA
RMS Corriente máx. del Trinity+: 600uA
RMS Voltaje máximo descargado: 28VCC

CUMPLIMIENTO FCC

Este dispositivo cumple con el capítulo 15 de la normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado, y se ha demostrado que cumple con los límites establecidos por el capítulo 15 de la normativa FCC para dispositivos de clase B digitales. Estos límites están diseñados para ofrecer un grado razonable de protección contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se puede garantizar que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si el equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio y televisión, lo que puede hallarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre receptor y equipo.
- Conecte el equipo a una toma o a un circuito distinto al del receptor.
- Consulte con su vendedor o con un técnico de radio/televisión con experiencia para ver cómo resolver el problema.
- Cualquier cambio o modificación no expresamente autorizado por NuFACE podría invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Cumplimiento de Industry Canada

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: 1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. 2. Este dispositivo debe aceptar toda interferencia que, incluyendo interferencias que causen un funcionamiento no deseado de este.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) Este aparato digital de clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

Trinity+
REF
30790
10790-PRO

Mini+
REF
20400



RoHS
COMPLIANT

UK
CA



FCC

Trinity+ FCC ID: 2AGNA-10760, IC: 25861-10760
Mini+ FCC ID: 2AGNA-20400, IC: 25861-20400

Conforme con EN IEC/ UL: Dispositivo - 60529, 60335-1, 60335-2-23, 60601-1, 60601-1-11, 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-2-10, 62133-2, 62366-1.

Fuente de alimentación - 60950-1, 60068-2-70

SÍMBOLOS

Es posible que uno o más de los siguientes marcados aparezcan en el dispositivo, manual de usuario o embalaje.



Conformidad Europea



Representante Europeo



Número de Pieza



Manual del operador;
Instrucciones de manejo



Consulte con el fabricante del
manual de instrucciones/folleto



Fabricante



Pieza de alimentación separable



Encendido/apagado



Cumple con la Directiva Europea de Restricción
de Sustancias Peligrosas 2002/95/CE



El producto se debe desechar de acuerdo
con la normativa RAEE.



Marcado de autorización de equipo
aprobado por la FCC



Dispositivo eléctrico de doble aislamiento
de clase II



No utilice este dispositivo en una bañera, ducha o
depósito lleno de agua

IP22

Trinity+/Mini+: Impide que los dedos puedan acceder a las partes peligrosas y protege el equipo dentro de la carcasa contra la entrada de objetos sólidos extraños con un diámetro de 12,5 mm o superior. Protegido contra agua en caída vertical si el recinto inclinado hasta 15 °.



Parte aplicada del tipo BF, que designa a un equipo que proporciona un grado particular de protección contra descargas eléctricas. En particular en lo que respecta a la corriente de fuga admisible y a la conexión a tierra de protección.

Das Gerät erzeugt einen schwachen Mikrostrom, der durch die beiden eingebauten verchromten kugelförmigen Sonden abgegeben wird, wenn sie mit der Haut in Berührung kommen. Bevor das Gerät verwendet wird, muss die zu behandelnde Haut zunächst mit einem Mikrostrom-Aktivator von NuFACE® behandelt werden, um sie zu befeuchten und ihr eine optimale Leitfähigkeit für den Mikrostrom zu verleihen. Dann lässt man die beiden kugelförmigen Sonden sanft über die Haut gleiten, um die elektrischen Impulse der gewählten Behandlungseinstellung an sie abzugeben. Mikrostrom ist ein kosmetisches Mittel, das Stromstärken von Millionstel Ampere liefert und in der Lage ist, die Gesichtskonturen deutlicher hervortreten zu lassen und die Haut sowie die Muskeln zu straffen.

VERWENDUNGSZWECK

Die frei erhältlichen Geräte NuFACE Trinity+ und Mini+ dienen der Hals- und Gesichtsstimulation und sind für den kosmetischen Gebrauch vorgesehen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben.
- Eine abweichende Verwendung des Geräts birgt unter Umständen unbekannte Risiken und Gefahren.
- Registrieren Sie Ihr neues Gerät auf www.NuFACE.com.

KONTRAINDIKATIONEN

- Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT**, wenn Sie Epilepsie oder Anfallsleiden in Ihrer Krankengeschichte haben.
- Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT**, wenn bei Ihnen kürzlich eine Operation oder andere chirurgische Eingriffe durchgeführt wurden.
- Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** bei einer aktiven Krebserkrankung oder bei verdächtigen oder kanzerösen Hautveränderungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** während der Schwangerschaft. Es gibt keinen Nachweis über die Sicherheit der elektronischen Stimulation während der Schwangerschaft.
- Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT**, wenn Sie ein implantiertes elektronisches Gerät wie einen Defibrillator, Neurostimulator, Herzschrittmacher oder EKG-Monitor im Körper tragen. Konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt, wenn Sie ein medizinisches Gerät wie eine Insulinpumpe am Körper tragen.
- Wenden Sie das Gerät **NICHT** bei Kleinkindern oder Kindern unter 18 Jahren an.
- Kontaktieren Sie Ihren Arzt, falls eine der oben genannten Kontraindikationen auf Sie zutreffen sollte.

WARNHINWEISE

- Kontaktieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt, falls Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung oder fehlendem Wissen bestimmt, es sei denn, diese werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder haben von ihr Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
- Stimulieren Sie lediglich normale, unversehrte, reine und gesunde Haut. Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** auf geschwollenen, infizierten oder entzündeten Stellen der Haut oder auf Hautausschlägen wie Phlebitis, Thrombophlebitis, gerissenen Kapillaren, Krampfadern usw.
- Die sichere Verwendung des Gerätes im Halsbereich kann **NICHT** gewährleistet werden, wenn bei Ihnen folgende Diagnosen gestellt wurden: karotide Arterienerkrankung, Schlaganfall oder transitorische isämische Attacke (TIA), Karotisstenose, instabiler Blutdruck, Ohnmacht, Schilddrüsenerkrankung oder vor chirurgischen Eingriffen im Halsbereich.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in der Nähe von elektronischen Überwachungsgeräten (z. B. Herzmonitoren oder EKG-Geräten) oder in unmittelbarer Nähe (d. h. ca. 1 m) zu Kurzwellen-, Mikrowellen- oder elektromagnetischen Therapiegeräten, da die Funktionsfähigkeit der medizinischen Geräte gestört werden könnte. Darüber hinaus könnten sich diese Geräte auf die Stabilität der Geräteleistung des Geräts auswirken und Verbrennungen im Stimulationsbereich hervorrufen.
- Nehmen Sie das Gerät **NICHT** auseinander, da dies zu Schäden, eingeschränkter Funktion, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen führen kann.
- Halten Sie das Gerät und das zugehörige elektrische Zubehör von direktem Kontakt mit Wasser



Nicht in der Nähe der
Mittellinie des Halses
anwenden.

WARNHINWEISE (FORTSETZUNG)

- fern (einschließlich Badewannen, Duschen und Waschbecken).
- Wenden Sie das Gerät **NICHT** im Brustbereich an, da die Anwendung von elektrischem Strom auf die Brust lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen auslösen kann.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck im vorderen Halsbereich.
- Wenden Sie dieses Gerät NICHT über der Mittellinie des Halses an.** Achten Sie darauf, dass Sie die Behandlung über der Mittellinie des Halses auf das Minimum reduzieren und sparen Sie dabei den Schilddrüsenbereich aus (siehe Abbildung).
- Bewahren Sie dieses Gerät außer Reichweite von Kindern auf.
- Führen Sie **KEINE** Gegenstände in eine der Öffnungen des Geräts ein.

Wenden Sie sich vor der Verwendung des Geräts an Ihren Arzt:

- Wenn Sie bestehende oder potenzielle gesundheitliche Probleme haben, die durch die Verwendung des Geräts beeinträchtigt werden könnten.
- Wenn Sie schmerzhafte Stellen haben.
- Wenn Sie eine neuromuskuläre Störung vermuten oder haben.
- Wenn Sie eine Rückenmarksverletzung haben.
- Wenn Sie unter einer Hauterkrankung leiden.
- Wenn Sie unter nicht diagnostizierten oder bekannten Schmerzsyndromen leiden.
- Wenn Sie dazu neigen, nach einer Verletzung übermäßig zu bluten.
- Wenn Sie unter ständigen Kopfschmerzen und/oder schmerzhaften Empfindungen leiden.
- Wenn bei Ihnen eine Herzerkrankung vermutet oder diagnostiziert wurde.

Wenden Sie KEINE Stimulation an und verwenden Sie das Gerät nicht:

- Wenn nach akuten Verletzungen oder Knochenbrüchen eine Tendenz zu übermäßigen Blutungen besteht.
- Im Bereich des Auges (kreisförmiger Muskel am Augenhöhlenrand).
- An den Schläfen, der Brust oder der Leistenengegend.
- Über schmerzhaften Hautstellen oder an Stellen, an denen Sie kein normales Schmerzempfinden haben.
- Beim Baden oder Duschen.
- Bei extremen Temperaturen.
- Wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Beim Autofahren oder beim Bedienen von Maschinen.

Brachen Sie die Verwendung des Geräts ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie eines der folgenden Symptome feststellen:

- Anhaltende Schmerzen oder Unbehagen.
- Unbehagen oder Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken.
- Negative oder schädliche Reaktion(en) oder Verletzung.
- Symptome von Bluthochdruck (Schwindel oder Benommenheit).
- Ständige Kopfschmerzen und/oder schmerzhafte Empfindungen.
- Hautreizung oder -brennen.
- Unangenehme Empfindungen auf der Haut während der Anwendung.
- Kontinuierlich blinkende Lichter, wenn Sie Ihr Gerät nicht benutzen.

Wenn Sie während der Verwendung des Geräts und/oder des Mikrostrom-Aktivators negative Reaktionen feststellen, beenden Sie die Verwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt, oder Apotheker.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Das NuFACE Gerät ist nur für den kosmetischen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät und die Aufsätze sollten ausschließlich wie in diesem Handbuch angegeben betrieben, transportiert und aufbewahrt werden.
- Wenn das Gerät und die Aufsätze nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet und gehandhabt werden, erlischt die Garantie und es kann zu Produktschäden oder Verletzungen kommen.
- Die langfristigen Auswirkungen transkutaner elektrischer Stimulatoren sind nicht bekannt.
- Stimulieren Sie lediglich normale, unversehrte, reine und gesunde Haut.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck bei der Verwendung des Geräts.
- Durch die elektrische Stimulation und/oder die Verwendung des NuFACE® Mikrostrom-Aktivators

VORSICHTSMASSNAHMEN (FORTSETZUNG)

- können Hautreizungen oder Überempfindlichkeiten auftreten.
- Während der Verwendung des Geräts kann es sein, dass man den Mikrostrom spürt. Um diese Empfindung zu verringern, muss möglicherweise die Intensität gesenkt oder zusätzlicher Mikrostrom-Aktivator verwendet werden.
- Die Haut kann während der Behandlung trocken werden, sodass der Mikrostrom-Aktivator erneut aufgetragen werden muss.
- Wenn das Gerät in der Augenregion verwendet wird, kann dies die Wahrnehmung von blinkendem Licht zur Folge haben.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder auslaufenden Batterien am Gerät feststellen.
- Nehmen Sie den Akku des Geräts **NICHT** heraus.
- Legen Sie das Gerät **NICHT** in die Sonne oder auf eine heiße Oberfläche.
- Befolgen Sie alle örtlichen Vorschriften und Abfallentsorgungsrichtlinien für die sichere Entsorgung von Geräten, die Batterien enthalten
- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte externe Netzteil (gekennzeichnet mit NuFACE) mit den folgenden Spezifikationen: 5VAC 1A. Die Verwendung von Zubehör, Wandlern und Kabeln, die nicht von NuFACE vertrieben werden, kann zu erhöhten Emissionen, geringerer Störfestigkeit des Systems oder zu Verletzungen führen.
- Stecken Sie das Netzteil stets so ein, dass es zugänglich ist, falls es von der Steckdose getrennt werden muss.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Die Geräte NuFACE Trinity+ und Mini+ sind für die kosmetische Gesichtsbehandlung wie in diesem Handbuch beschrieben vorgesehen. Jegliche Folgen aus einem fälschlichen Gebrauch des Geräts, der Anwendung an anderen Körperstellen oder anderen Gesichtspartien, die nicht für die Anwendung zugelassen sind, dem Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, der Verwendung schmutziger Kugelelektroden oder abgelaufener oder nicht von NuFACE stammender leitender Mittel oder jeglicher anderen fehlerhaften Anwendung fallen nicht unter die Verantwortung von NuFACE oder seinen verbundenen Unternehmen.

Das NuFACE® wurde so konzipiert, dass es unter normalen Bedingungen und vernünftigerweise vorhersehbarer Gefahren keine inakzeptablen Risiken birgt. Im Falle eines vollständigen Verlusts der Behandlungsfunktion stellt das Gerät keine Gefahr für den Benutzer dar.

BEHANDLUNGSBEREICHE UND -TECHNIK

Die nachfolgenden Anweisungen sollen bei korrekter Einhaltung maximale Ergebnisse garantieren.

BEHANDLUNG

- Das Gerät wurde für die Stimulation großer Flächen im Gesicht und am Hals (z. B. Kiefer, Wangenknochen und Stirn) entwickelt. **VERWENDEN Sie das Gerät NICHT direkt über der Mittellinie des Halses.**

TECHNIK

- Behandeln Sie jeweils eine Seite des Gesichts und des Halses, indem Sie das Gerät mit leichtem bis mittlerem Druck über die Haut gleiten lassen.

WICHTIG: Vergewissern Sie sich stets, dass beide Kugeln während der Behandlung direkten Hautkontakt haben.

- Für fortgeschrittene Behandlungsoptionen und -techniken laden Sie die NuFACE App herunter oder besuchen Sie unsere Website unter www.NuFACE.com.

VOR DER VERWENDUNG IHRES NEUEN GERÄTS

Befolgen Sie diese wichtigen Schritte, bevor Sie Ihr neues Gerät verwenden:

1) AUFLADEN DES GERÄTS

Trinity+: Laden Sie Ihr Trinity+ Gerät vor dem ersten Gebrauch zehn (10) Stunden lang auf oder bis alle drei (3) LED-Anzeigen durchgehend leuchten.

- Nehmen Sie Ihr Trinity+ Gerät und das Netzteil aus der Verpackung.
- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Trinity+-Gerät, schließen Sie das Netzteil an eine Wandsteckdose an und halten Sie es dabei von Wasserquellen fern.
- Die Lichter leuchten zunehmend auf und zeigen damit an, dass Ihr Gerät geladen wird.
- Ihr Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn alle Lichter dauerhaft leuchten.

Mini+: Laden Sie Ihr Mini+ Gerät vor dem ersten Gebrauch vier (4) Stunden lang auf oder bis alle drei (3) LED-Anzeigen durchgehend leuchten.

- Nehmen Sie Ihr Trinity+ Gerät und das Netzteil aus der Verpackung.
- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Mini+-Gerät, schließen Sie das Netzteil an eine Wandsteckdose an und halten Sie es dabei von Wasserquellen fern.
- Die Lichter leuchten zunehmend auf und zeigen damit an, dass Ihr Gerät geladen wird.
- Ihr Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn alle Lichter dauerhaft leuchten.

Das Gerät kann NICHT angeschaltet werden, während es aufgeladen wird.

2) TESTEN SIE IHRE EMPFINDLICHKEIT

WICHTIG: Testen Sie Ihre Haut, um sicherzustellen, dass Sie nicht empfindlich auf den NuFACE-Mikrostrom-Aktivator reagieren.

- Reiben Sie eine kleine Menge Mikrostrom-Aktivator auf Ihren Unterarm und lassen Sie ihn **15-30 Minuten** einwirken, bevor Sie ihn abwaschen.
- **Setzen Sie** bei allergischen Reaktionen (Ausschlag, Rötungen usw.) die Anwendung des Mikrostrom-Aktivators NICHT fort. Bleibt die allergische Reaktion bestehen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Auf www.NuFACE.com finden Sie andere NuFACE-Aktivatoren als Alternativen.

VERWENDUNG DES GERÄTS

Freuen Sie sich auf straffe, tonisierte Haut mit schönen Konturen.

Die nachfolgenden Anweisungen sollen bei korrekter Einhaltung maximale Ergebnisse garantieren.

1) GESICHT UND HALS REINIGEN

- Reinigen Sie Gesicht und Hals mit einem ölfreien Reiniger. Männer sollten sich vor der Behandlung rasieren — Gesichtsbehaarung kann die Leitfähigkeit der Kugelelektroden beeinträchtigen.
Hinweis: Creme, Lotion, Selbstbräuner und/oder ölbasierte Produkte auf der Haut können den Mikrostrom blockieren.

2) AKTIVIEREN

WICHTIG: Tragen Sie vor der Verwendung Ihres Geräts stets einen NuFACE-Mikrostrom-Aktivator auf.

- Tragen Sie während der Verwendung abschnittsweise eine maskenartige Schicht des NuFACE-Mikrostrom-Aktivators auf.
- Tragen Sie den Aktivator erneut auf, wenn die Haut während der Behandlung trocken wird, um das Gerät weiterhin sicher verwenden zu können.

3) GERÄT VORBEREITEN

- **Trinity+:** Entfernen Sie das Netzteil vom Gerät und schalten Sie es durch Drücken der EIN/AUS-Taste ein.
- **Mini+:** Entfernen Sie das Netzteil vom Gerät und schalten Sie es durch Drücken der EIN/AUS-Taste ein.
- Es ertönt ein aufsteigender Signalton, das Gerät beginnt, zu brummen, und die Lichter leuchten auf, um anzuzeigen, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
- Passen Sie die Intensität durch Drücken der EIN/AUS-Taste auf der Vorderseite des Geräts

VERWENDUNG DES GERÄTS (FORTSETZUNG)

- nach Belieben an.
- Wenn Sie die Intensität erhöhen oder verringern, ertönt ein akustisches Signal und die Anzahl der leuchtenden LEDs ändert sich.

ANZEIGEN DES GERÄTS

BEHANDLUNGSSTUFE	LEUCHTANZEIGE	
Minimale Intensität	Erstes Licht leuchtet	●○○
Mittlere Intensität	Das erste und das zweite Licht leuchten	●●○
Maximale Intensität	Alle (drei) 3 Lichter leuchten	●●●

GERÄTETÖNE	BEDEUTUNG
Aufsteigende Signaltöne & Brummen	EINGeschaltet
Absteigende Signaltöne	AUSgeschaltet
Einzelner Signalton	Anpassung der Intensität
Doppelter Signalton	Ende des Gleitintervalls (ertönt nur während der Behandlung)
Niedriger Signalton	Batteriewechsel erforderlich (ertönt nur während der Behandlung)

4) BEHANDLUNG BEGINNEN

- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät direkten Kontakt mit dem Behandlungsbereich hat.
- Achten Sie stets darauf, dass beide Kugeln während der Behandlung direkten Hautkontakt haben, damit der Mikrostrom nicht unterbrochen wird.**
- Wenden Sie leichten bis mittleren Druck an, um die Behandlung zu starten.
- Das Gerät signalisiert alle fünf (5) Sekunden mit einem doppelten Signalton, dass mit dem nächsten Behandlungsbereich fortgefahren werden kann.

PROFI-TIPP FÜR TRINITY+

Verleihen Sie hartnäckigen Stellen während der Behandlung einen zusätzlichen Boost NuFACE-Mikrostrom-Energie, indem Sie die Boost-Taste einschalten.

- Das Brummen wird lauter und zeigt an, dass die Boost-Funktion EINGeschaltet ist.



Bouton Boost

WICHTIG: Wenn Sie den elektrischen Strom spüren und/oder ein Kribbeln auf der Haut verspüren, gehen Sie wie folgt vor:

- Geben Sie mehr NuFACE-Mikrostrom-Aktivator auf die zu behandelnde Stelle. Bei korrekter Verwendung verursacht das Gerät KEINE Muskelzuckungen.
- Verringern Sie die Intensität am Gerät. Durch Verringerung der der Intensität kann diese Empfindung verringert oder verhindert werden.

5) BEHANDLUNG BEENDEN

- Schalten Sie das Gerät nach der Behandlung **AUS**.
- Massieren Sie nach der Behandlung und nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben, den restlichen NuFACE-Mikrostrom-Aktivator in die Haut ein, danach Augencreme, Feuchtigkeitscreme und Sonnencreme.

Das Gerät schaltet sich nach 20 Minuten automatisch ab.

VERWENDUNG DES GERÄTS (FORTSETZUNG)

Im Abschnitt „GERÄTEPFLEGE“ finden Sie Anweisungen zur Reinigung und Pflege Ihres Geräts.

BEHANDLUNGSHÄUFIGKEIT

- Nur 5 Minuten am Tag anwenden.
- In den ersten 60 Tagen 5 Tage pro Woche anwenden.
- Für andauernde Ergebnisse nach 60 Tagen 2–3-mal pro Woche anwenden.
- Zwischen den Behandlungen 24 Stunden pausieren.

Für fortgeschrittene Behandlungsoptionen und -techniken laden Sie die NuFACE App herunter oder besuchen Sie unsere Website unter www.NuFACE.com.

ERGEBNISSE

Die Ergebnisse variieren je nach Hauttyp und Hautzustand. Optimale Resultate erzielen Sie bei einer regelmäßigen Verwendung.

GERÄTEPFLEGE

Reinigung:

- Verwenden Sie ein leicht feuchtes, weiches, fusselfreies Tuch mit Wasser oder Reinigungsalkohol, um Ihr Gerät nach jeder Behandlung zu reinigen.
- **Tauchen Sie Ihr Gerät KEINESFALLS in Wasser ein.**

Aufladung:

- Laden Sie Ihr Trinity+ Gerät vor der ersten Verwendung **zehn (10) Stunden lang auf oder bis alle 3 LEDs durchgehend leuchten**.
- Laden Sie Ihr Mini+ Gerät vor der ersten Verwendung **vier (4) Stunden lang auf oder bis alle 3 LEDs durchgehend leuchten**.
- Während des Ladens lässt sich das Gerät **NICHT** einschalten.
- Für eine optimale Lebensdauer der Batterie empfehlen wir Ihnen, das Gerät regelmäßig aufzuladen.
- Ein vollständig aufgeladenes Gerät kann bei einer täglichen Verwendung von 5 Minuten ca. 2 Wochen verwendet werden.
- Bewahren Sie das Produkt beim Aufladen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie das Produkt beim Aufladen von hohen Temperaturen, offenen Flammen und Wasserquellen fern, um einen Kurzschluss oder eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
- Schließen Sie das Ladegerät an eine Wandsteckdose an, die nicht mit Wasser in Berührung kommen kann und leicht zugänglich ist, sodass das Gerät problemlos von der Steckdose getrennt werden kann.

Batterie:

Für eine optimale Batterielebensdauer empfehlen wir, Ihr Gerät aufzuladen, wenn die Anzeige für niedrigen Batteriestand (nur 1 LED) auf Ihrem Gerät angezeigt wird und der Anzeigetron nachzulassen beginnt.

GERÄTEPFLEGE (FORTSETZUNG)

Batterie / Leuchtanzeigen prüfen:

Um den Batteriestand Ihres Geräts zu überprüfen, **halten Sie die Einschalttaste Ihres Geräts eine (1) Sekunde lang gedrückt**. Der Batteriestand wird durch die drei (3) LEDs angezeigt:

LED-ANZEIGE		BATTERIESTAND
KEINE LED leuchtet	○○○	Keine Batterieleistung Trinity+: Vor der Verwendung wird ein vollständiger Ladezyklus von zehn (10) Stunden empfohlen. Mini+: Vor der Verwendung wird ein vollständiger Ladezyklus von vier (4) Stunden empfohlen.
1 LED blinkt	○●○	Batteriestand niedrig Nicht ausreichend geladen, um eine Behandlung zu starten.
1 LED	●○○	Schwache Batterie
2 LEDs	●●○	Batterie ist halb voll
3 LEDs	●●●	Volle Batterie

Netzteil:

- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Netzteil (mit der Bezeichnung NuFACE), das eine Spannung von 5VAC 1A besitzt.
- Schließen Sie das Netzteil an einem Ort an, an dem das Gerät leicht zugänglich ist und problemlos von der Steckdose getrennt werden kann.
- Wenn Ihr Netzadapter beschädigt ist oder fehlt, besuchen Sie www.NuFACE.com, um Ersatz zu erwerben.

Aufbewahrung:

Das Gerät sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt und verwendet werden. Seien Sie vorsichtig, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum gelagert oder nicht verwendet wurde. Kontrollieren Sie das Gerät und verwenden Sie es nicht, wenn Sie Anzeichen von auslaufenden Batterien erkennen können.

Entsorgung:

WICHTIG: Werfen Sie das Gerät zur Entsorgung nicht ins Feuer. Entsorgen Sie das Gerät und seine Batterien gemäß den lokalen Vorschriften.

PROBLEMLÖSUNG

Gerät schaltet sich nicht ein:

1) Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist.

- Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise entladen.
- Dann kann ein vollständiger Ladezyklus von **zehn (10) Stunden beim Trinity+ beziehungsweise vier (4) Stunden beim Mini+ erforderlich sein**.
- Informationen finden Sie im Abschnitt „BATTERIE“ in diesem Benutzerhandbuch.

2) Nur für das Gerät Trinity+: Prüfen Sie, ob der Aufsatz ordnungsgemäß an dem Gerät Trinity+ befestigt ist und sicher sitzt.

WICHTIG: Das Trinity+-Gerät lässt sich NICHT einschalten, wenn der Aufsatz nicht richtig am Gerät angebracht ist.

Gerät zurücksetzen:

Trinity+:

- Um Ihr Gerät zurückzusetzen, schließen Sie Ihr Trinity+ Gerät an das Stromnetz an.
- Halten Sie die Einschalttaste für **10 Sekunden** gedrückt.
- Die erste und dritte LED blinken **drei (3) Mal**.
- Sobald die LEDs aufhören zu blinken, können Sie Ihr Gerät wieder verwenden.

PROBLEMLÖSUNG (FORTSETZUNG)

Mini+:

- Um Ihr Gerät zurückzusetzen, schließen Sie Ihr Mini+ Gerät an das Stromnetz an.
- Halten Sie die Einschalttaste für **10 Sekunden** gedrückt.
- Die erste und dritte LED blinken drei **(3) Mal**.
- Sobald die LEDs aufhören zu blinken, können Sie Ihr Gerät wieder verwenden.

Versuchen Sie **NICHT**, Fehler zu beheben, indem Sie das Produkt zerlegen, da dies zum Erlöschen der Garantie führt und Verletzungen verursachen kann.

KUNDENSUPPORT

Wenn Sie immer noch Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich an den NuFACE-Kundendienst unter **info@nuface.com** oder rufen Sie **888-360-9171** (nur USA) an.

GARANTIE

NuFACE® garantiert, dass alle NuFACE® Geräte und Aufsätze für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Datum des Originalkaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf den Ersatz des Produkts, wodurch sich die Garantiezeit nicht verlängert. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch, unsachgemäße Pflege, Anwendung schädlicher Chemikalien, ein in irgendeiner Weise verändertes Produkt, den Verlust des Geräts oder ein von einem nicht autorisierten Verkäufer erworbenes Produkt entstanden sind.

FÜR DIESES PRODUKT BESTEHT WEDER EINE AUSDRÜCKLICHE NOCH EINE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE FÜR DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE MAKTGÄNIGKEIT ODER IRGEND EINE ANDERE ART.

Für Geräte, die innerhalb der USA erworben wurden: Wenn Sie weitere Informationen zu Ihrer Garantie wünschen oder einen Garantieanspruch geltend machen und eine Rückgabeberechtigungsnummer erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam über unsere **www.NuFACE.com** oder telefonisch unter **888-360-9171**. Sie müssen den Kaufbeleg eines autorisierten Verkäufers als Nachweis vorlegen.

Für Geräte, die außerhalb der USA erworben wurden – Internationale Retouren und internationale Garantien:

Für alle Produkte, die außerhalb der Vereinigten Staaten gekauft wurden, gelten die Garantie- und Rückgabebestimmungen des jeweiligen Kaufortes – Spa, Einzel- oder Zwischenhändler. Bitte prüfen Sie Ihre Quittung oder erkundigen Sie sich am Ort des Kaufs für deren Rückgabe- und Garantiebestimmungen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Das NuFACE® erfüllt die Anforderungen von IEC 60601-1-2:2014 (EMC Collateral Standard) einschließlich der Anforderungen an die elektromagnetische Empfindlichkeit bei 10 Volt pro Meter und Frequenzen von 80 MHz bis 2,7 GHz. Doch selbst bei diesem Störfestigkeitsniveau können bestimmte Sendegeräte (Mobiltelefone, Funksprechgeräte, schnurlose Telefone, Funkrufsender, RFID-Geräte usw.) Funkfrequenzen aussenden, die den Betrieb des Geräts unterbrechen können, wenn sie sich zu nahe am Gerät befinden. Sie sollten sich über mögliche Funkfrequenzstörungen im Klaren sein, wenn tragbare Geräte in unmittelbarer Nähe des Geräts betrieben werden. Es wird empfohlen, darauf zu achten, dass sich Sendegeräte wie Mobiltelefone, Funksprechgeräte, schnurlose Telefone usw. während der Behandlung nicht in einem Umkreis von 3 m um das Gerät befinden. Außerdem wird empfohlen, solche Sendegeräte während der drahtlosen Bluetooth®-Kommunikation mit der NuFACE-App nicht in einem Umkreis von 3 m um das Gerät zu verwenden – mit Ausnahme des Mobiltelefons, das zur Kommunikation mit dem Gerät verwendet wird.

Das NuFACE®-Gerät entspricht den Anforderungen von IEC 60601-1-2:2017 für gestrahlte und leistungsführte Emissionen in Gruppe 1 Klasse B.

KUNDENSUPPORT (FORTSETZUNG)

Das NuFACE® erfüllt die Anforderungen der IEC 60601-1-2:2014 für harmonische Verzerrungen der Klasse A.

Maximalstrom Mini+: 335 μ A RMS

Maximalstrom Trinity+: 600 μ A RMS

Maximalspannung unbelastet: 28 V DC

FCC-COMPLIANCE

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollten Sie versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfangsgerät.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfangsgeräts verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von NuFACE genehmigt wurden, können dazu führen, dass Sie die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verlieren

Industry Canada-Compliance















Dieses Gerät enthält lizenzbefreite Sender/Empfänger, die mit den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada übereinstimmen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen. 2. Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Entspricht EN IEC/UL: Gerät - 60529, 60335-1, 60335-2-23, 60601-1, 60601-1-11, 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-2-10, 62133-2, 62366-1.
 Netzteil - 60950-1, 60068-2-70

SYMBOLE

Auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung können eine oder mehrere der folgenden Kennzeichnungen angebracht sein.

	CE-Kennzeichnung		Einhaltung der Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 2002/95/EC
	Bevollmächtigter für Medizinprodukte (EC-REP)		Das Produkt muss unter Einhaltung der WEEE-Richtlinie entsorgt werden.
	Teilenummer		Kennzeichnung als von der FCC zugelassenes Gerät
	Bedienungsanleitung; Betriebshinweise		Elektrogerät der Schutzklasse II mit doppelter Isolierung
	Siehe Bedienungsanleitung/Handbuch		Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter
	Hersteller		
	Abnehmbarer Teil des Netzteils		
	Ein/Aus		
IP22	Trinity+/Mini+: Verhinderung des Zugangs zu gefährlichen Teilen mit den Fingern und Schutz des Geräts innerhalb des Gehäuses gegen das Eindringen fester Fremdkörper mit einem Durchmesser von 12,5 mm und mehr. Bei Neigung des Gehäuses von bis zu 15° gegen senkrecht fallende Wassertropfen geschützt.		
	Anwendungsteil Typ BF, also ein Gerät, das ein bestimmtes Maß an Schutz gegen elektrische Schläge bietet, insbesondere bezüglich des zulässigen Ableitstroms und des Schutzleiteranschlusses.		

Il dispositivo in oggetto produce bassi livelli di microcorrente che viene scaricata attraverso le due sonde sferiche cromate incorporate, quando vengono a contatto con la pelle. Prima di utilizzare il dispositivo, la zona della pelle da trattare viene preparata con un attivatore di microcorrente NuFACE® per idratare l'epidermide e garantire una conducibilità ottimale della microcorrente. Le due sonde sferiche vengono quindi fatte scivolare delicatamente sulla pelle per erogare gli impulsi elettrici in base all'impostazione di trattamento selezionata. La microcorrente è un metodo estetico che fornisce corrente elettrica in milionesimi di ampere e ha la capacità di definire il contorno del viso e di aumentare la compattezza della pelle e dei muscoli.

USO PREVISTO

I dispositivi NuFACE Trinity+ e Mini+ sono destinati alla stimolazione del viso e del collo e sono indicati per l'uso cosmetico da banco.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Utilizzare il dispositivo solo come descritto nel presente manuale d'uso.
- I rischi e i pericoli derivanti dall'utilizzo del dispositivo in qualsiasi modalità non conforme al presente manuale d'uso non sono noti.
- Registrare il nuovo dispositivo su www.NuFACE.com.

CONTROINDICAZIONI PER L'USO

- **NON** utilizzare questo dispositivo se si soffre di epilessia o convulsioni.
- **NON** usare se si ha subito un intervento chirurgico recente o altre procedure chirurgiche.
- **NON** usare se si ha un cancro attivo o su qualsiasi lesione sospetta o cancerosa.
- **NON** usare in gravidanza. La sicurezza della stimolazione elettrica durante la gravidanza non è stata verificata.
- **NON** utilizzare in caso di dispositivo elettronico impiantato come un defibrillatore, un neurostimolatore, un pacemaker o un monitor ECG.
- Se si utilizza un dispositivo medico indossabile, come un microinfusore, consultare il proprio medico.
- **NON** utilizzare su neonati e bambini di età inferiore ai 18 anni.
- Consultare il proprio medico se si riscontra una qualsiasi delle controindicazioni di cui sopra.

AVVERTENZE

- Se si è in cura da un medico, consultarlo prima di utilizzare questo dispositivo.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Applicare la stimolazione solo su pelle normale, intatta, pulita e sana. **NON** utilizzare su aree gonfie, infette o infiammate o su eruzioni cutanee (ad es. flebiti, tromboflebiti, capillari rotti, vene varicose, ecc.).
- Il prodotto potrebbe **NON** essere sicuro per l'uso sul collo in soggetti con una storia nota di malattia dell'arteria carotidea, ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), stenosi carotidea, pressione sanguigna instabile, facile svenimento, malattia della tiroide o procedure chirurgiche precedenti nella zona del collo.
- **NON** utilizzare il dispositivo vicino ad apparecchiature di monitoraggio elettronico (ad es. cardiofrequenzimetri, tracciato cardiaco) o in prossimità (ad es. 1 metro) di onde corte, microonde o apparecchiature per terapia elettromagnetica, in quanto ciò potrebbe causare il malfunzionamento dell'apparecchiatura medica. Tali apparecchiature possono produrre instabilità della microcorrente emanata dal dispositivo e causare ustioni nell'area di stimolazione.
- **NON** smontare il dispositivo in quanto ciò potrebbe causare danni, malfunzionamenti, scosse elettriche, incendi o lesioni.
- Tenere il dispositivo e i relativi accessori elettrici lontano dal contatto diretto con l'acqua (inclusi bagni, docce e lavandini).
- **NON** utilizzare sul petto poiché l'introduzione di corrente elettrica nel torace può causare disturbi ritmici al cuore che potrebbero essere letali.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva quando si utilizza il dispositivo sulla parte anteriore del collo.
- **NON** utilizzare oltre la linea mediana del collo. Prestare attenzione a ridurre al minimo il trattamento direttamente sopra la linea mediana del collo, evitando specificamente la tiroide (vedi illustrazione).



Non usare vicino
alla linea mediana
del collo

AVVERTENZE (CONTINUA)

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- **NON** far cadere o inserire oggetti nelle aperture all'interno del dispositivo.

Consultare il proprio medico prima di utilizzare questo dispositivo:

- In caso di problemi di salute preesistenti o potenziali che potrebbero essere influenzati dall'uso del dispositivo.
- Se si hanno zone dolorose.
- Se si sospetta o si soffre di un disturbo neuromuscolare.
- Se si ha una lesione del midollo spinale.
- Se si soffre di problemi della pelle preesistenti.
- Se si soffre di sindromi dolorose non diagnosticate o note.
- Se si ha la tendenza a sanguinare eccessivamente a seguito di un infortunio.
- Se si verificano continui mal di testa e/o sensazioni dolorose.
- Se si ha una malattia cardiaca sospetta o diagnosticata.

NON applicare la stimolazione o utilizzare il dispositivo:

- Quando si riscontra una tendenza a sanguinare eccessivamente a seguito di lesioni acute o fratture ossee.
- Sulla zona degli occhi (muscolo circolare all'interno del bordo orbitale).
- Sulle tempie, sul seno o sulla zona inguinale.
- Su aree dolorose della pelle o in aree prive di sensibilità normale.
- Durante il bagno o la doccia.
- A temperature estreme.
- Se si sospetta che il dispositivo sia danneggiato o non funzioni correttamente.
- Durante la guida o l'uso di macchinari.

INTERROMPERE L'USO DEL DISPOSITIVO E CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO SE SI VERIFICA ANCHE SOLO UNO DEI SEGUENTI:

- Dolore o disagio persistente.
- Disagio o qualsiasi difficoltà a respirare o deglutire.
- Reazioni o lesioni negative o dannose.
- Sintomi di ipertensione (vertigini o stordimento).
- Mal di testa costanti e/o sensazioni dolorose.
- Irritazione o bruciore della pelle.
- Sensazioni spiacevoli sulla pelle durante l'uso.
- Luci lampeggianti costanti quando non si utilizza il dispositivo.

Se si verificano reazioni negative durante l'utilizzo del dispositivo e/o dell'attivatore di microcorrente, interrompere immediatamente l'uso e contattare il proprio medico.

PRECAUZIONI

- Il dispositivo NuFACE è progettato esclusivamente per uso cosmetico.
- Il dispositivo e gli accessori devono essere utilizzati, trasportati e conservati secondo le modalità specificate nel presente manuale.
- Il mancato utilizzo e manutenzione del dispositivo e dei relativi accessori in conformità con le istruzioni riportate nel presente manuale invaliderà la garanzia e potrebbe causare danni al prodotto o lesioni fisiche.
- Gli effetti a lungo termine degli stimolatori elettrici transcutanei non sono noti.
- Applicare la stimolazione solo su pelle normale, intatta, pulita e sana.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva durante l'utilizzo del dispositivo.
- A causa della stimolazione elettrica e/o dell'uso dell'attivatore di microcorrente NuFACE® possono verificarsi irritazione o ipersensibilità della pelle.
- Potrebbe verificarsi una sensazione di microcorrente durante l'utilizzo del dispositivo. Potrebbe essere necessario utilizzare un'intensità inferiore e/o un attivatore aggiuntivo per ridurre la sensazione.
- La pelle può diventare secca durante un trattamento in cui potrebbe essere necessario riapplicare l'attivatore di microcorrente.
- Una percezione di luci lampeggianti può verificarsi se il dispositivo viene utilizzato vicino o intorno alla regione degli occhi.
- **NON** utilizzare il dispositivo se si notano segni di danni o perdite dal dispositivo.
- **NON** rimuovere la batteria del dispositivo.

PRECAUZIONI (CONTINUA)

- **NON** conservare o lasciare il dispositivo sotto il sole o su una superficie calda. Seguire tutte le normative locali e le linee guida sulla gestione dei rifiuti per uno smaltimento sicuro dei dispositivi contenenti batterie.
- Utilizzare solo l'alimentatore esterno (contrassegnato NuFACE) fornito con il dispositivo con le seguenti specifiche: 5VAC 1A. L'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli venduti da NuFACE può causare un aumento delle emissioni, una diminuzione dell'immunità del sistema o lesioni.
- Posizionare sempre l'alimentatore in modo che sia accessibile nel caso in cui sia necessario scollegarlo dalla presa a muro.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

I dispositivi NuFACE Trinity+ e Mini+ sono destinati all'uso cosmetico su viso e collo come descritto. Qualsiasi conseguenza derivante da uso improprio, applicazione del dispositivo su altre parti del corpo o del viso non approvate per l'uso, collegamento a fonti di tensione improprie, sfere sporche, alternative conduttive scadute o non NuFACE o qualsiasi altra applicazione impropria non è responsabilità di NuFACE né delle sue affiliate.

Il dispositivo è stato progettato per garantire l'assenza di rischi inaccettabili se utilizzato in condizioni normali e pericoli ragionevolmente prevedibili. In caso di perdita completa della funzione di trattamento, il dispositivo non rappresenta un rischio per l'utente.

AREE DI TRATTAMENTO E TECNICA

Le istruzioni riportate di seguito hanno lo scopo di fornire agli utenti i risultati più efficaci se seguite correttamente.

TRATTAMENTO

- Il dispositivo è progettato per stimolare ampie aree superficiali del viso e del collo, come la mascella, gli zigomi e la fronte. NON utilizzare il dispositivo direttamente sopra la linea mediana del collo.

TECNICA

- Esercitando una pressione da leggera a media, sollevare un lato del viso e del collo alla volta con un movimento fluido.

IMPORTANTE: Assicurarsi sempre che entrambe le sfere siano a contatto con la pelle durante il trattamento.

- Per opzioni di trattamento e applicazioni più avanzate, scaricare l'app NuFACE o visitare il nostro sito internet all'indirizzo www.NuFACE.com.

PRIMA DI UTILIZZARE IL NUOVO DISPOSITIVO

Follow these important steps before using your new device:

1) CARICARE IL DISPOSITIVO

Trinity+: Caricare il dispositivo Trinity+ per dieci (10) ore prima del primo utilizzo o finché tutte e tre (3) le spie LED non si accendono in modalità fissa.

- Rimuovere il dispositivo Trinity+ e l'alimentatore esterno dalla confezione.
- Collegare l'alimentatore esterno al dispositivo Trinity+ e attaccarlo alla presa a muro tenendolo lontano da qualsiasi fonte d'acqua.
- Le luci si illumineranno sempre più, indicando che il dispositivo è in carica.
- Il dispositivo è completamente carico quando tutte le luci rimangono accese.

Mini+: Caricare il dispositivo Mini+ per quattro (4) ore prima del primo utilizzo o finché tutte e tre (3) le spie LED non si accendono in modalità fissa.

- Rimuovere il dispositivo Mini+ e l'alimentatore esterno dalla confezione.
- Collegare l'alimentatore esterno al dispositivo Mini+ e attaccarlo alla presa a muro tenendolo lontano da qualsiasi fonte d'acqua.
- Le luci si illumineranno sempre più, indicando che il dispositivo è in carica.
- Il dispositivo è completamente carico quando tutte le luci rimangono accese.

Il dispositivo NON si accende quando è in carica.

PRIMA DI UTILIZZARE IL NUOVO DISPOSITIVO (CONTINUA)

2) TEST DI SENSIBILITÀ

IMPORTANTE: Testare la propria pelle per assicurarsi di non essere sensibili all'attivatore di microcorrente NuFACE.

- Strofinare una piccola quantità di attivatore di microcorrente sull'avambraccio e lasciare agire per 15-30 minuti prima di lavarlo via.
- Se si sviluppa una reazione allergica (eruzione cutanea, arrossamento, ecc.), **NON continuare l'applicazione dell'attivatore di microcorrente.** Contattare il proprio medico se la reazione allergica persiste. Visitare www.NuFACE.com per scoprire altri attivatori NuFACE alternativi.

COME USARE IL DISPOSITIVO

Prepararsi a tonificare, liftare e modellare.

Le istruzioni riportate di seguito hanno lo scopo di fornire i risultati più efficaci se seguite correttamente.

1) DETERGERE

- Detergere il viso e il collo con un detergente privo di oli. Gli uomini dovrebbero radersi prima del trattamento; i peli del viso possono interferire con la conduttività delle sfere.

Nota: qualsiasi crema, lozione, autoabbronzante e/o prodotto a base di olio sulla pelle può bloccare la microcorrente.

2) ATTIVARE

IMPORTANTE: Applicare sempre un attivatore di microcorrente NuFACE quando si usa il dispositivo.

- Applicare uno strato di attivatore di microcorrente NuFACE come una maschera, procedendo per aree durante il trattamento.
- Riapplicare l'attivatore se la pelle si secca durante il trattamento per continuare a utilizzare il dispositivo in sicurezza.

3) PREPARARE IL DISPOSITIVO

- **Trinity+:** Rimuovere l'alimentatore dal dispositivo e accenderlo premendo il pulsante ON/OFF.
- **Mini+:** Rimuovere l'alimentatore dal dispositivo e accenderlo premendo il pulsante ON/OFF.
- Viene emesso un segnale acustico ascendente, inizia il ronzio energizzante e le luci si accendono indicando che il dispositivo è acceso.
- Regolare il livello di intensità in base al proprio comfort premendo il pulsante ON/OFF sulla parte anteriore del dispositivo.
- Aumentando o diminuendo l'intensità, viene emesso un segnale acustico e il numero di luci accese cambia.

INDICATORI DEL DISPOSITIVO

LIVELLO DI TRATTAMENTO	SPIA	
Intensità minima	Prima luce accesa	●○○
Intensità media	Prima e seconda luce accese	●●○
Intensità massima	Le (tre) 3 luci accese	●●●

SUONO ACUSTICO DEL DISPOSITIVO	INDICAZIONE DEL DISPOSITIVO
Bip e ronzii ascendenti	Acceso
Bip discendenti	Spento
Bip singolo	Intensità regolata
Segnale acustico bitonale	Fine dell'intervallo di ascesa (il segnale acustico viene emesso solo durante il trattamento)
Bip di tono basso	La batteria deve essere caricata (il segnale acustico viene emesso solo durante il trattamento)

COME USARE IL DISPOSITIVO (CONTINUED)

4) INIZIARE IL TRATTAMENTO

- Posizionare il dispositivo a diretto contatto con l'area da trattare.
- **Tenere sempre entrambe le sfere a contatto con la pelle durante il trattamento per mantenere il flusso della microcorrente.**
- Esercitando una pressione da leggera a media, iniziare il trattamento.
- Il dispositivo emette un segnale acustico bisonoro ogni cinque (5) secondi per indicare quando passare all'area di trattamento successiva.

SUGGERIMENTO PROFESSIONALE PER TRINITY+

Durante il trattamento, riservare alle aree più ostinate una carica extra di energia a microcorrente NuFACE attivando il pulsante di potenziamento.

- Il ronzio energizzante aumenterà, indicando che il potenziamento è attivo.



IMPORTANTE: Se si sente la corrente elettrica e/o si prova una sensazione di formicolio sulla pelle, procedere come segue:

- Aggiungere più attivatore di microcorrente NuFACE sull'area che si sta trattando. Il dispositivo NON contrarrà i muscoli se utilizzato secondo le istruzioni.
- Diminuire l'intensità sul dispositivo. Abbassare l'intensità può anche ridurre o eliminare questa sensazione.

5) TRATTAMENTO FINALE

- **Spegnere** il dispositivo dopo il trattamento.
- Al termine del trattamento e dopo aver spento il dispositivo, massaggiare l'attivatore di microcorrente NuFACE rimanente sulla pelle e applicare poi una crema per gli occhi, una crema idratante e una protezione SPF.

Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 20 minuti di utilizzo.

Consultare la sezione **"MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO"** per le istruzioni sulla pulizia e la manutenzione del dispositivo.

FREQUENZA DEL TRATTAMENTO

- Utilizzare 5 minuti al giorno.
- Per i primi 60 giorni, utilizzare 5 giorni a settimana.
- Dopo 60 giorni, utilizzare 2-3 volte a settimana per il mantenimento.
- Lasciare passare 24 ore tra le sessioni di trattamento.

Per opzioni di trattamento e applicazioni più avanzate, scaricare l'app NuFACE o visitare il nostro sito internet all'indirizzo www.NuFACE.com.

RISULTATI

I risultati possono variare in base al tipo di pelle e alle condizioni della pelle. I migliori risultati si ottengono con un uso regolare.

MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO

Pulizia:

- Inumidire leggermente un panno morbido e privo di lanugine con acqua o alcol denaturato per pulire il dispositivo dopo ogni trattamento.
- NON immergere mai il dispositivo in acqua.

Ricarica:

- Prima del primo utilizzo, caricare il dispositivo Trinity+ per dieci (10) ore o finché tutti e 3 i LED non si accendono in modalità fissa.
- Prima del primo utilizzo, caricare il dispositivo Mini+ per quattro (4) ore o finché tutti e 3 i LED non si accendono in modalità fissa.
- Il dispositivo NON si accende quando è in carica.
- Per una durata ottimale della batteria, si consiglia di caricare regolarmente il dispositivo.
- Un dispositivo completamente carico dovrebbe durare per circa 2 settimane di utilizzo con un uso giornaliero di 5 minuti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini durante la ricarica.
- Tenere il prodotto lontano da temperature elevate, fiamme libere e fonti d'acqua durante la ricarica per evitare cortocircuiti o danni alla batteria.
- Collegare il caricabatteria a una presa a muro lontano dall'acqua e in un luogo facilmente accessibile e scollegabile.

Batteria:

Per una durata della batteria ideale, si consiglia di caricare il dispositivo quando sul dispositivo viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica (solo 1 LED) e il segnale acustico inizia a diminuire.

Controllare la batteria / Indicatori luminosi:

Per controllare il livello della batteria del dispositivo, **tenere premuto il pulsante di accensione sul dispositivo per un (1) secondo**. Il livello della batteria sarà illuminato attraverso i tre (3) LED:

INDICATORE LUMINOSO A LED		CARICA BATTERIA
NESSUN LED	○○○	Batteria scarica Trinity+ : Si consiglia un ciclo di carica completo di dieci (10) ore prima dell'uso. Mini+ : Si consiglia un ciclo di ricarica completo di quattro (4) ore prima dell'uso.
1 LED lampeggiante	○○○	Livello di batteria critico. Carica insufficiente per iniziare un trattamento.
1 LED	●○○	Livello di batteria basso
2 LED	●●○	Livello batteria medio
3 LED	●●●	Batteria carica

Adattatore di alimentazione:

- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione (contrassegnato NuFACE) fornito con il dispositivo, con tensione 5VAC 1A.
- Collegare l'alimentatore in una posizione facilmente accessibile e scollegabile dalla presa.
- Se l'alimentatore è danneggiato o non è presente, visitare il sito www.NuFACE.com per richiederne uno sostitutivo.

Conservazione:

Il dispositivo deve essere conservato e utilizzato a temperatura ambiente. Prestare attenzione prima di utilizzare il dispositivo se è stato conservato o non utilizzato per un lungo periodo di tempo. Ispezionare il dispositivo e non utilizzarlo se sono presenti segni di perdite della batteria interna.

COME USARE IL DISPOSITIVO (CONTINUED)

Smaltimento:

IMPORTANTE: In caso di smaltimento del dispositivo, non gettarlo nel fuoco. Smaltire il dispositivo e le sue batterie secondo le normative locali.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Dispositivo che non si accende:

1) Controllare se il dispositivo è completamente carico.

- Se il dispositivo non si accende, la batteria potrebbe essere scarica.
- Per il dispositivo potrebbe essere necessario un ciclo di ricarica completo di **dieci (10) ore per Trinity+ e di quattro (4) ore per Mini+**.
- Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Batteria" in questa guida per l'utente.

2) Solo per dispositivo Trinity+: Controllare che l'attacco sia posizionato correttamente e si adatti saldamente al dispositivo Trinity+.

IMPORTANTE: Il dispositivo Trinity+ NON si accende se l'attacco non è correttamente posizionato e fissato in posizione.

Reimpostazione del dispositivo:

Trinity+:

- Per reimpostare il dispositivo, collegare il dispositivo Trinity+ all'alimentatore.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per **10 secondi**.
- Il 1° e il 3° LED lampeggeranno tre **(3) volte**.
- Una volta che i LED smettono di lampeggiare, si può iniziare a utilizzare il dispositivo.

Mini+:

- Per reimpostare il dispositivo, collegare il dispositivo Mini+ all'alimentatore.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per **10 secondi**.
- Il 1° e il 3° LED lampeggeranno tre **(3) volte**.
- Una volta che i LED smettono di lampeggiare, si può iniziare a utilizzare il dispositivo.

NON tentare di risolvere i problemi smontando il prodotto, in quanto ciò invaliderà la garanzia e potrebbe causare lesioni.

SERVIZIO CLIENTI

Se si continuano a riscontrare problemi con il dispositivo, contattare il servizio clienti NuFACE all'indirizzo info@nuface.com o chiamare il numero **888-360-9171** (solo Stati Uniti).

GARANZIA

NuFACE® garantisce che tutti i dispositivi e gli accessori NuFACE® siano esenti da difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale. Il nostro obbligo ai sensi della presente Garanzia è limitato alla sostituzione del prodotto, che non prolungherà il periodo della Garanzia. La Garanzia non copre i danni dovuti a abuso, cura impropria, applicazione di sostanze chimiche dannose, qualsiasi tipo di alterazione del prodotto, perdita del dispositivo e prodotto acquistato da un venditore non autorizzato.

IN RELAZIONE A TALE PRODOTTO NON ESISTE NESSUN'ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, SIA DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE CHE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DI QUALSIASI ALTRO TIPO.

Per i dispositivi acquistati negli Stati Uniti: Per ulteriori informazioni sulla garanzia o per inoltrare una richiesta di garanzia e ricevere un numero di autorizzazione alla restituzione, contattare il nostro team di assistenza clienti tramite il sito internet all'indirizzo www.NuFACE.com o chiamando il numero 888-360-9171. È necessario mostrare una ricevuta ottenuta da un venditore autorizzato come prova di acquisto.

ASSISTENZA CLIENTI (CONTINUA)

Per i dispositivi acquistati al di fuori degli Stati Uniti, resi internazionali e garanzie internazionali:

Per tutti i prodotti acquistati al di fuori degli Stati Uniti, la garanzia e i resi si applicano al luogo di acquisto: spa, rivenditore o distributore. Si prega di consultare la ricevuta o il luogo di acquisto per la loro politica di restituzione e garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il dispositivo NuFACE® è conforme ai requisiti della norma IEC 60601-1-2:2014 (EMC Collateral Standard), compresi i requisiti di suscettibilità del campo elettrico a 10 volt per metro, a frequenze da 80 MHz a 2,7 GHz. Tuttavia, anche a questo livello di immunità del dispositivo, alcuni dispositivi trasmettenti (telefoni cellulari, ricetrasmittenti, telefoni cordless, trasmettitori cercapersone, dispositivi RFID, ecc.) emettono frequenze radio che potrebbero interrompere il funzionamento del dispositivo se utilizzati in un raggio troppo vicino. Gli utenti devono essere consapevoli della possibile interferenza di radiofrequenza se i dispositivi portatili vengono utilizzati in prossimità del dispositivo. Si raccomanda che i dispositivi trasmettenti come telefoni cellulari, ricetrasmittenti, telefoni cordless, ecc. non si trovino entro un raggio di 3 m dal dispositivo durante il trattamento. Inoltre, si raccomanda che tali dispositivi trasmettenti non si trovino entro un raggio di 3 m dal dispositivo durante la comunicazione wireless Bluetooth® con l'app NuFACE, a parte il telefono cellulare utilizzato per comunicare con il dispositivo.

Il dispositivo NuFACE® è conforme ai requisiti della norma IEC 60601-1-2:2017 per le emissioni irradiate e condotte nel Gruppo 1 Classe B.

NuFACE® è conforme ai requisiti della norma IEC 60601-1-2:2014 per la distorsione armonica nella classificazione armonica A.

Mini+ Corrente massima: 335uA RMS Trinity+ Corrente massima: Tensione massima scaricata 600uA RMS: 28 V CC

CONFORMITÀ FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono definiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
- Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da NuFACE potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

ASSISTENZA CLIENTI (CONTINUA)

Conformità industria canadese

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation,

Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1. Questo dispositivo non può causare interferenze. 2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.



Conforme a EN IEC/UL: Dispositivo - 60529, 60335-1, 60335-2-23, 60601-1, 60601-1-11, 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-2-10, 62133-2, 62366-1.
Alimentazione - 60950-1, 60068-2-70

SIMBOLI

Uno o più dei seguenti contrassegni possono comparire sul dispositivo, sul manuale dell'utente o sulla confezione.

Conformità Europea

Rappresentante Europeo Numero

parte

Manuale dell'operatore;
Istruzioni per l'uso

Fare riferimento al manuale/
opuscolo di istruzioni

Produttore

Parte di alimentazione staccabile

Acceso/Spento

Conformità alla direttiva europea sulla
restrizione delle sostanze pericolose
2002/95/CE

Il prodotto deve essere smaltito in
conformità con la direttiva WEEE

Marchio di autorizzazione dell'attrezzatura
approvato dalla FCC

Dispositivo elettrico a doppio isolamento
di classe II

Non utilizzare questo dispositivo in una
vasca da bagno, doccia o serbatoio pieno
d'acqua

IP22 **Trinity+:** Impedisce l'accesso a parti pericolose con le dita e protegge l'apparecchiatura all'interno della custodia dall'ingresso di corpi estranei solidi con un diametro di 12,5 mm e superiore. Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua quando l'involucro è inclinato fino a 15 gradi.

Mini+: Protezione contro le particelle di polvere: Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua quando l'involucro è inclinato fino a 15 gradi (nota: usare il simbolo dei gradi).

Parte applicata di tipo BF, ovvero un'apparecchiatura che fornisce un particolare grado di protezione contro le scosse elettriche. In particolare per quanto riguarda la corrente di dispersione ammissibile e il collegamento a terra di protezione.
protective earth connection.

해당 기기는 피부와 접촉할 때 낮은 수준의 미세 전류를 생성하여 내장된 크롬 도금 구형 프로브 2 개를 통해 방출합니다. 해당 기기를 사용하기 전에 피부에 수분을 공급하여 미세전류 전도도를 최적화할 수 있도록 먼저 시술할 피부의 선택된 표면에 NuFACE® 마이크로커런트 액티브에이터를 도포합니다. 그런 다음 두 개의 구형 프로브를 피부 위로 부드럽게 미끄러지듯 움직여 선택한 시술 설정에 따라 전기 충격을 가합니다. 미세전류는 100만분의 1암페어 단위의 전류를 제공하는 에스테틱 기법으로, 얼굴의 윤곽을 재구성하고 피부와 근육의 탄력을 증가시키는 능력이 있습니다.

사용 목적

NuFACE Trinity+ 및 Mini+ 기기는 처방전 없이 구입할 수 있는 얼굴 및 목 자극용 미용기기입니다.

주요 정보

- 사용 설명서에 설명된 대로만 기기를 사용하십시오.
- 본 사용 설명서를 따르지 않고 기기를 사용할 때의 위험 요소에 대해서는 알려진 바가 없습니다.
- www.NuFACE.com 에서 새 기기를 등록하십시오.

사용 시 금기사항

- 간질 또는 발작 병력이 있는 경우 **사용하지 마십시오.**
- 최근 수술 또는 기타 외과 치료를 받은 경우 **사용하지 마십시오.**
- 암으로 치료를 받고 있거나 암 또는 암으로 의심되는 병변이 있는 경우 **사용하지 마십시오.**
- 임신한 경우에는 **사용하지 마십시오.** 임신 기간 중 전기 자극의 안전성에 대해서는 확증된 바가 없습니다.
- 제세동기, 신경 자극기, 심박조율기 또는 심전도 모니터와 같은 전자식 이식 장치가 있는 경우 **사용하지 마십시오.**
- 인슐린 펌프와 같은 신체 착용 의료기기를 사용하는 경우 의사와 상담하십시오.
- 영유아 및 18세 미만의 미성년자에게 **사용하지 마십시오.**
- 위의 금기사항 중 하나라도 해당하는 경우 의사와 상담하십시오.

⚠ 경고

- 치료를 받고 있는 경우 기기 사용 전 의사와 상담하십시오.
- 본 기기는 신체적, 감각적 및 정신적 능력이 저하된 사람(어린이 포함) 또는 경험과 지식이 부족한 사람이 안전 책임자의 기기 사용에 대한 감독이나 지시를 받지 않는 상태에서 사용할 수 있도록 고안되지 않았습니다.
- 정상적이고 온전하며 깨끗하고 건강한 피부에만 자극을 가합니다. 피부울러짐, 감염되었거나 염증이 있는 부위, 정맥염, 혈전정맥염, 무위혈관 파열, 정맥류 등의 부위 발진 이 있는 부위에는 **사용하지 마십시오.**
- 경동맥 질환, 뇌졸중 또는 일과성 허혈 발작(TIA), 경동맥 협착증, 불안정한 혈압, 쉬운 실신, 갑상선 질환 또는 목 부위에 수술 이력이 있는 개인의 목에 본 제품을 사용하는 것은 안전하지 **않을 수** 있습니다.
- 심장 모니터, 심전도 추적기와 같은 전자 모니터링 장비가 가까이(예: 1m 또는 3피트) 있는 경우 의료기기의 오작동을 유발할 수 있으므로 기기를 작동하지 마십시오. 이러한 장비는 기기의 출력을 불안정하게 만들어 자극 부위에 화상을 입힐 수 있습니다.
- 기기를 **분해하지 마십시오.** 손상, 오작동, 감전, 화재 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 기기와 관련 전기 부속품이 물(욕조, 샤워기 및 싱크대 포함)에 직접 닿지 않도록 하십시오.
- 가슴에 전류가 유입되면 심장 박동 장애를 초래해 치명적인 결과가 발생할 수 있으므로 가슴에 **사용하지 마십시오.**
- 목 앞부분에 기기를 사용하는 경우 과도한 압력을 가하지 마십시오.
- 목의 정중선에 **사용하지 마십시오.** 목의 정중선에 직접 트리트먼트하는 것을 최소화하고 특히 갑상선을 피하도록 주의해야 합니다(그림 참조).
- 기기를 반려동물과 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 기기의 틈새에 어떤 물건도 **떨어뜨리거나 삽입하지 마십시오.**



목의 정중선 부근에 사용하지 마십시오.

다음과 같은 경우 기기를 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.

- 기기 사용으로 인해 건강에 영향을 받을 수 있는 기존 또는 잠재적 문제가 있는 경우.
- 통증을 느끼는 부위가 있는 경우.
- 신경근 질환이 있거나 의심되는 경우.
- 척추 부상이 있는 경우.
- 기저 피부 질환이 있는 경우.
- 진단되지 않았거나 알려진 통증 증후군이 있는 경우.
- 부상 후 과다 출혈 경향이 있는 경우.
- 지속적인 두통 및/또는 통증 감각을 경험하는 경우.
- 심장 질환이 의심되거나 진단된 경우.

경고 (계속)

다음과 같은 경우에는 자극을 가하거나 기기를 사용하지 마십시오.

- 극심한 부상이나 골절 후 과다 출혈이 있는 경우.
- 눈 분위(안와)의 원형 근육).
- 관자놀이, 윗방 또는 서혜부.
- 통증이 있거나 정상적인 감각이 없는 피부 부위.
- 목욕 또는 샤워 중.
- 극한의 온도에서.
- 기기가 손상되었거나 제대로 작동하지 않는 것으로 의심되는 경우.
- 운전 또는 기계 조작 중.

다음과 같은 상황이 발생하면 기기 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오.

- 지속적인 통증이나 불편.
- 불편함 또는 호흡하거나 삼키는 데 어려움이 있는 경우.
- 부정적이거나 유해한 반응 또는 부상.
- 고혈압 증상(현기증 또는 어지럼증)
- 지속적인 두통 및/또는 통증 감각.
- 피부 자극 또는 화상.
- 사용 중 피부에 불쾌한 감각.
- 기기를 사용하지 않을 때 표시등이 지속적으로 깜박임.

기기와 마이크로커런트 액티베이터를 사용하는 동안 부정적인 반응이 발생하면 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오.

주의사항

- NuFACE 기기는 미용 목적으로만 사용하도록 설계되었습니다.
- 기기와 보조장치는 본 사용 설명서에 명시된 방법으로 작동, 운반 및 보관해야 합니다.
- 본 사용 설명서에 명시된 지침에 따라 기기와 해당 보조장치를 사용하고 관리하지 않을 경우 보증이 무효화되고 제품이 손상되거나 신체 상해를 입을 수 있습니다.
- 파하조직에 가해지는 전기 자극의 장기적인 영향은 알려진 바가 없습니다.
- 정상적이고 온전하며 깨끗하고 건강한 피부에만 자극을 가합니다.
- 기기를 사용할 때 과도한 압력을 가하지 마십시오.
- NuFACE® 마이크로커런트 액티베이터의 전기 자극 및/또는 사용으로 인해 피부 자극이나 과민증이 발생할 수 있습니다.
- 기기를 사용하는 동안 미세전류의 느낌을 받을 수 있습니다. 이러한 느낌을 줄이기 위해 더 낮은 강도 및/또는 추가 활성제를 사용해야 할 수 있습니다.
- 트리트먼트 중에 피부가 건조해져 마이크로커런트 액티베이터를 다시 발라야 할 수 있습니다.
- 기기를 눈 부위 가까이나 주변에 사용할 경우 깜박이는 불빛이 감지될 수 있습니다.
- 기기에서 손상 또는 누출의 징후가 보이면 기기를 사용하지 마십시오.
- 기기의 배터리를 제거하지 마십시오.
- 기기를 직사광선 아래 또는 뜨거운 표면 위에 보관하거나 두지 마십시오.
- 배터리가 들어 있는 기기를 안전하게 폐기하려면 모든 현지 규정 및 폐기를 관리 지침을 따르십시오.
- 5VAC 1A 사양의 기기와 함께 제공된 외부 전원 공급 장치(NuFACE 표시)만 사용하십시오. NuFACE에서 판매하지 않는 부속품, 변환기 및 케이블을 사용할 경우 방출량이 증가하거나 시스템의 내성이 단축되거나 부상을 입을 수 있습니다.
- 전원 어댑터를 벽면 콘센트에서 분리해야 하는 경우 항상 전원 어댑터에 액세스할 수 있도록 배치하십시오.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.

NuFACE Trinity+ 및 Mini+ 기기는 명시된 바와 같이 얼굴과 목의 미용 목적으로 사용하도록 설계되었습니다. NuFACE와 그 계열사는 기기의 오용, 신체의 다른 부위에 대한 승인되지 않은 사용, 잘못된 전압 콘센트 연결, 불결한 구체, 기한이 지났거나 NuFACE 이외의 미세전류 활성제 및 기타 잘못된 사용으로 인해 발생한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

기기는 위험을 합리적으로 예측할 수 있는 정상적인 상황에서 사용 시 용납할 수 없는 위험이 발생하지 않도록 설계되었습니다. 트리트먼트 기능이 완전히 상실된 경우, 기기는 사용자에게 위험을 초래하지 않습니다.

트리트먼트 부위 및 기술

다음 지침은 사용자가 올바르게 이해하고 준수하였을 때 가장 효과적인 결과를 얻을 수 있도록 작성되었습니다.

트리트먼트 부위 및 기술 (계속)

트리트먼트

· 기기는 턱선, 광대뼈, 이마와 같이 면적이 넓은 얼굴과 목 부위를 자극하도록 설계되었습니다. 목의 정중선에 직접 기기를 사용하지 마십시오.

기술

· 기기는 턱선, 광대뼈, 이마와 같이 면적이 넓은 얼굴과 목 부위를 자극하도록 설계되었습니다. 목의 정중선에 직접 기기를 사용하지 마십시오.

중요: 트리트먼트 중에는 항상 양 구체가 피부와 직접 닿도록 합니다.

· 고급 트리트먼트 옵션과 홀드에 대해서는 NuFACE 앱을 다운로드하거나 당사 웹사이트 (www.NuFACE.com)를 방문하십시오.

새로운 기기 사용 전 속지사항

새 기기를 사용하기 전에 다음 주요 단계를 따르십시오.

1) 기기 충전

Trinity+: Trinity+ 기기를 처음 사용하기 전 10시간 동안 또는 LED 표시등 3개가 모두 켜질 때까지 충전하십시오.

- 상자에서 Trinity+ 기기 외부 전원 어댑터를 꺼냅니다.
- 외부 전원 어댑터를 Trinity+ 기기에 연결하고 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂습니다. 물 가까이에 두지 마십시오.
- 표시등이 점점 켜지면서 기기가 충전 중임을 나타냅니다.
- 표시등이 모두 켜져 있으면 기기가 완전히 충전된 것입니다.

Mini+: Mini+ 기기를 처음 사용하기 전 4시간 동안 또는 LED 표시등 3개가 모두 켜질 때까지 충전하십시오.

- 상자에서 Mini+ 기기와 외부 전원 어댑터를 꺼냅니다.
- 외부 전원 어댑터를 Mini+ 기기에 연결하고 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂습니다. 물 가까이에 두지 마십시오.
- 표시등이 점점 켜지면서 기기가 충전 중임을 나타냅니다.
- 표시등이 모두 켜져 있으면 기기가 완전히 충전된 것입니다.

충전 중에는 기기가 켜지지 않습니다.

2) 민감도 테스트

중요: 피부를 테스트하여 NuFACE 마이크로커런트 액티베이터에 민감하지 않은지 확인하십시오.

- 소량의 마이크로커런트 액티베이터를 팔뚝에 문지르고 15~30분 정도 그대로 둔 후 씻어내십시오.
- 해당 부위가 붉게 변하거나 발진이 생기는 등의 알레르기 반응이 나타나는 경우, 마이크로커런트 액티베이터를 계속 사용하지 마십시오. 알레르기 반응이 지속될 경우 의사와 상담하십시오. www.NuFACE.com으로 이동하여 다른 대체 NuFACE 활성제에 대해 알아보십시오.

기기 사용 방법

피부의 주름, 탄력, 윤곽을 관리합니다.

다음 지침은 사용자가 올바르게 이해하고 준수하였을 때 가장 효과적인 결과를 얻을 수 있도록 작성되었습니다.

1) 클렌징

· 오일 프리 클렌저로 얼굴과 목을 깨끗이 세안하십시오. 남성의 경우 수염이 구체의 전도성을 방해할 수 있으므로 트리트먼트를 시작하기 전에 면도를 해야 합니다.

참고: 피부에 남아 있는 크림, 로션, 셸프 테너 및/또는 오일 기반의 제품은 미세전류를 차단할 수 있습니다.

2) 활성화

중요: 기기를 사용할 때는 항상 NuFACE 마이크로커런트 액티베이터를 사용하십시오.

- 트리트먼트를 할 때 색선별로 NuFACE 마이크로커런트 액티베이터를 마스크 두께로 넉넉히 발라줍니다.
- 트리트먼트 중에 피부가 건조해지면 기기를 계속 안전하게 사용할 수 있도록 액티베이터를 다시 발라줍니다.

기기 사용 방법 (계속)

3) 기기 준비

- **Trinity+**: 기기에서 전원 어댑터를 제거하고 ON/OFF 버튼을 눌러 기기를 켭니다.
- **Mini+**: 기기에서 전원 어댑터를 제거하고 ON/OFF 버튼을 눌러 기기를 켭니다.
- 상승 신호음이 울리고 전류가 통하는 윙윙거리는 소리가 들리고 불빛이 켜지면 전원이 켜진 것입니다.
- 기기 앞면의 ON/OFF 버튼을 눌러 세기를 강하거나 약하게 조절하십시오.
- 강도를 높이거나 줄이면 신호음이 울리고 켜지는 불빛의 개수가 달라집니다.

기기 상태 표시

트리트먼트 수준	표시등	
최소 강도	첫 번째 표시등 켜짐	●○○
중간 강도	첫 번째 및 두 번째 표시등 켜짐	●●○
최대 강도	세 개의 표시등이 모두 켜짐	●●●

기기의 가청음	기기 표시
상승 비프음과 윙윙거리는 소리	전원 켜짐
하강 신호음	전원 꺼짐
단일 신호음	강도 조절 완료
이중 톤 신호음	글라이드 간격 종료 (트리트먼트 중에만 톤 발생)
낮은 비프음	배터리 충전 필요 (트리트먼트 중에만 톤 발생)


4) 트리트먼트 시작

- 기기가 트리트먼트 부위에 직접 닿게 합니다.
- **트리트먼트 중에는 항상 양 구체가 피부에 닿도록 하여 미세전류가 흐르도록 합니다.**
- 약한 압력이나 중간 정도의 압력으로 트리트먼트를 시작합니다.
- 기기에서 5초마다 이중 톤 비프음이 울리면 관리 부위를 바꿔줍니다.

TRINITY+를 위한 프로 팁

좀처럼 없어지지 않는 부위에는 관리 중에 부스트 버튼을 눌러 NuFACE 미세전류 에너지를 더 많이 공급하십시오.

- 윙윙거리는 소리가 증가하며 부스트가 켜져 있음을 나타냅니다.



부스트
버튼

중요: 전류가 느껴지거나 피부에 따끔따끔한 느낌이 들면 다음을 수행하십시오.

- 트리트먼트 부위에 NuFACE 마이크로커런트 액티베이터를 더 바릅니다. 기기를 지시대로 사용하면 근육이 수축되지 않습니다.
- 기기의 강도를 낮춥니다. 강도를 낮추면 이러한 감각을 줄여들거나 없어질 수 있습니다.

5) 마무리 처리

- 트리트먼트가 끝나면 기기를 끕니다.
- 트리트먼트가 끝나면 기기를 끄고 남은 NuFACE 마이크로커런트 액티베이터를 피부에 마사지한 후 아이크림, 모이스처라이저, SPF를 바릅니다.

총 20분의 트리트먼트가 끝나면 기기가 자동으로 꺼집니다.

기기 세척 및 유지관리에 대한 지침은 '기기 관리' 섹션으로 이동하십시오.

기기 사용 방법 (계속)

트리트먼트 주기

- 하루에 5분간 사용하십시오.
- 첫 60일 동안에는 주 5회 사용하십시오.
- 60일 이후에는 유지 관리를 위해 주 2~3회 사용하십시오.
- 24시간의 사용 간격을 두십시오.
- 고급 트리트먼트 옵션과 홀드에 대해서는 NuFACE 앱을 다운로드하거나 당사 웹사이트 (www.NuFACE.com)를 방문하십시오.

결과

관리 결과는 피부 유형과 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 규칙적인 관리를 통해 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

기기 관리세척:

세척:

- 트리트먼트를 마친 후 매번 부드럽고 보풀이 없는 천을 물이나 알코올에 살짝 적서 기기를 닦아줍니다.
- 기기를 절대 물에 담그지 마십시오.

충전:

- Trinity+ 기기를 처음 사용하기 전에 10시간 동안 또는 LED 표시등 3개가 모두 켜질 때까지 충전하십시오.
- Mini+ 기기를 처음 사용하기 전에 4시간 동안 또는 LED 표시등 3개가 모두 켜질 때까지 충전하십시오.
- 충전 중에는 기기가 켜지지 않습니다.
- 배터리 수명을 최적 상태로 유지하려면 정기적으로 기기를 충전하는 것이 좋습니다.
- 완전히 충전된 기기는 1일 5분 사용을 기준으로 약 2주 동안 사용할 수 있습니다.
- 충전 시 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 충전 시 단락 또는 배터리 손상을 방지하기 위해 제품을 고온, 화기 및 수원에서 멀리 두십시오.
- 충전기를 물에서 멀리 떨어져 있고 쉽게 접근하고 분리할 수 있는 위치에 있는 벽면 콘센트에 꽂습니다.

배터리:

이상적인 배터리 수명 관리를 위해 기기에 배터리 부족 표시기(LED 표시등 1개)가 표시되고 표시음이 낮아지기 시작할 때 기기를 충전하는 것이 좋습니다.

배터리/표시등 확인:

기기의 배터리 잔량을 확인하려면 **기기의 전원 버튼을 1초 동안 누르십시오**. 배터리 잔량은 3개의 LED를 통해 표시됩니다.

LED 표시등	배터리 전원
LED 표시등 없음	○○○ 배터리 전원 없음 Trinity+: 사용하기 전에 10시간 동안 완전히 충전하는 것이 좋습니다. Mini+: 사용하기 전에 4시간 동안 완전히 충전하는 것이 좋습니다.
LED 표시등 1개 깜박임	◐○○ 배터리 위험 수준. 트리트먼트를 시작하기에 충전량이 충분하지 않습니다.
LED 표시등 1개	●○○ 배터리 부족
LED 표시등 2개	●●○ 배터리 중간
LED 표시등 3개	●●● 배터리 완충

기기 관리세척:(계속)

전원 어댑터:

- 5VAC 1A 전압의 기기와 함께 제공된 외부 전원 공급 장치(NuFACE 표시)만 사용하십시오.
- 전원 어댑터를 콘센트에서 쉽게 접근하고 분리할 수 있는 위치에 연결하십시오.
- 전원 어댑터가 손상되었거나 누락된 경우 www.NuFACE.com을 방문하여 교체품을 구입하십시오.

보관:

기기는 실온에서 보관 및 사용하도록 설계되었습니다. 기기를 장기간 보관하거나 사용하지 않은 경우 사용하기 전에 주의하십시오. 기기를 검사하여 배터리가 누출된 징후가 있는 경우 사용하지 마십시오.

폐기:

중요: 기기를 폐기할 경우 불 속에 넣지 마십시오. 지역의 규정에 따라 기기와 배터리를 폐기하십시오.

문제 해결

기기가 켜지지 않음:

1) 기기가 완전히 충전되었는지 확인하십시오.

- 기기가 켜지지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
- **Trinity+** 기기는 완전히 충전되기까지 10시간, **Mini+** 기기는 4시간이 소요될 수 있습니다.
- 추가 정보는 본 사용 설명서의 "배터리" 섹션을 참조하십시오

2) Trinity+ 기기만 해당: 보조장치가 제자리에 끼워져 있고 Trinity+ 기기에 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.

중요: 보조장치가 제자리에 단단히 고정되어 있지 않으면 Trinity+ 기기가 켜지지 않습니다.

기기 재설정:

Trinity+:

- Trinity+ 기기를 재설정하려면 전원 공급 장치에 연결합니다. 전원 버튼을 **10초 정도** 누르고 있습니다.
- 첫 번째와 세 번째 LED가 **세 번** 깜박입니다.
- LED가 깜박임을 멈추면 기기를 사용할 수 있습니다.

Mini+:

- Mini+ 기기를 재설정하려면 전원 공급 장치에 연결합니다.
- 전원 버튼을 **10초 정도** 누르고 있습니다.
- 첫 번째와 세 번째 LED가 **세 번** 깜박입니다.
- LED가 깜박임을 멈추면 기기를 사용할 수 있습니다.

제품을 분해하여 문제를 해결하려고 시도하지 **마십시오**. 보증이 무효화되고 부상을 입을 수 있습니다.

고객 지원

기기에 여전히 문제가 발생할 경우 info@nuface.com으로 NuFACE 고객센터에 문의하십시오. 전화 **888-360-9171**로 문의할 수도 있습니다(미국만 해당).

보증

NuFACE®는 모든 NuFACE® 기기와 그 보조장치에 대해 원 구매일로부터 2년 동안 재료와 기술에 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 본 보증에 따른 당사의 의무는 보증 기간 중에 제품을 교체하는 것으로 제한됩니다. 본 보증은 남용, 부적절한 관리, 유해한 화학물질의 사용, 어떤 식으로든 변경되었을 수 있는 제품, 승인되지 않은 판매자로부터 구입한 기기 및 제품의 본질로 인한 손해에는 적용되지 않습니다.

특정 목적에 대한 적합성, 상품성 또는 기타 어떤 종류의 적합성에 관계없이 해당 제품과 관련하여 명시적이거나 묵시적인 기타 어떠한 보증도 존재하지 않습니다.

미국에서 구입한 기기의 경우: 보증에 관한 자세한 정보가 필요하거나 보증 청구를 시작하고 반품 승인 번호를 발급받으시려는 경우, 웹사이트(www.MyNuFACE.com)나 전화(**888-360-9171**)를 통해 고객센터에 문의하십시오. 구매 증빙 자료로 공식 판매처의 영수증을 제시해야 합니다.

고객 지원 (계속)

미국 이외의 지역에서 구입한 기기의 경우: 모든 제품의 반품 및 국제 보증은 스파, 소매업체, 유통업체 등 구매처를 통해 이루어집니다. 반품 및 보증 정책에 대해서는 영수증을 확인하거나 구매처에 문의하십시오.

기술 정보

NuFACE® 기기는 80MHz ~ 2.7GHz의 주파수와 미터당 10V에서 전기장 민감도 요구 사항을 포함하여 IEC 60601-1-2:2014(EMC 보조 표준)의 요구 사항을 준수합니다. 하지만 이러한 수준의 장치 내성에서도 특정 전송 장치(휴대폰, 양방향 라디오, 무선 전화기, 호출 송신기, RFID 장치 등)는 기기 가까이에서 작동하는 경우 기기의 작동을 방해할 수 있는 무선 주파수를 방출합니다. 휴대용 장치가 기기 가까이에서 작동하는 경우 사용자는 무선 주파수 간섭 가능성을 알고 있어야 합니다. 트리트먼트 중에는 휴대폰, 양방향 라디오, 무선 전화기 등의 전송 장치를 기기와 3미터(10피트) 이내의 거리에 두지 않는 것이 좋습니다. 또한 기기와의 통신에 사용되는 휴대폰 외에도 NuFACE 앱과 블루투스 무선 통신을 하는 중에는 이러한 전송 장치를 기기와 10피트 이내의 거리에 두지 않는 것이 좋습니다.

NuFACE® 기기는 그룹 1 클래스 B의 방사성 및 전도성 방출에 대한 IEC 60601-1-2:2017의 요구 사항을 준수합니다.

NuFACE®는 고조파 분류 A의 고조파 왜곡에 대한 IEC 60601-1-2:2014의 요구 사항을 준수합니다.

Mini+ 최대 전류: 335uA RMS Trinity+ 최대 전류: 600uA RMS 최대 무부하 전압: 28VDC

FCC 규정 준수

이 기기는 FCC 규정의 제15부를 준수합니다. 기기의 작동은 다음의 두 가지 조건을 바탕으로 이루어집니다: (1) 유해한 간섭을 일으키지 않으며, (2) 기기의 오작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함, 수신되는 모든 간섭을 허용해야 합니다.

참고: 이 장비는 테스트를 거쳐 FCC 규정 제15부에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이 제한은 주거 지역에 설치할 경우 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위한 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성 및 사용하고 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 단, 특정 지역에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 장비를 켜다 켜서 확인할 수 있는, 라디오 또는 TV 수신에 유해한 간섭을 유발할 경우 다음 조치 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 해결하는 것이 좋습니다.

- 수신 안테나의 방향이나 위치를 변경합니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 수신기가 연결되지 않은 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 도움이 필요하면 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의합니다.
- NuFACE에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 개조는 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

캐나다 산업부 규정 준수

이 기기에는 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)의 라이선스 면제 RSS 표준을 준수하는 라이선스 면제 송신기/수신기가 포함되어 있습니다. 기기의 작동은 다음의 두 가지 조건을 바탕으로 이루어집니다. 이 기기는 간섭을 일으키지 않아야 합니다. 2. 기기의 오작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 모든 형태의 간섭을 허용해야 합니다.




CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) 이 클래스 B 디지털 장치는 캐나다 ICES-003 규정을 준수합니다.

EN IEC/UL 준수: 기기 - 60529, 60335-1, 60335-2-23, 60601-1, 60601-1-11, 60601-1-2,
 60601-1-6, 60601-2-10, 62133-2, 62366-1.
 전원 - 60950-1, 60068-2-70

기호

다음 마킹 중 하나 이상이 기기, 사용 설명서 또는 패키지에 표시될 수 있습니다.

- | | | | |
|---|-------------------|---|--|
|  | 유럽 적합성 인증 |  | 2002/95/EC 유럽 유해물질 사용제한 지침 준수 |
|  | 유럽공동체 승인 대표 |  | 기기는 WEEE 지침에 따라 폐기해야 합니다 |
|  | 부품 번호 |  | FCC 승인 장비 마크 |
|  | 사용 설명서
작동 지침 |  | 클래스 II 이중 절연 전기 장치 |
|  | 사용 설명서/
소책자 참조 |  | 욕조, 샤워기 또는 물이 가득 찬 물통에서 이
기기를 사용하지 마십시오 |

-  제조사
-  탈착식 전원부
-  전원 켜짐/꺼짐


IP22

Trinity+/Mini+: 손가락으로 위험한 부품에 접근하는 것을 방지하고, 직경 12.5mm 이상의 고체 이물질이 침입하지 않도록 인클로저 내부의 장비를 보호합니다. 인클로저가 최대 15° 기울어질 때 수직으로 떨어지는 물방울로부터 보호됩니다.




BF형 장착부: 전기 충격에 대한 특정 수준의 보호를 갖춘 장비로, 특히 허용 누설 전류 및 보호 접지 연결에 관한.


⚠ RECYCLING (CONTINUED)




Step 2




Step 3




Step 4



Step 5




Step 6




Step 7


⚠ RECYCLING (CONTINUED)




Step 4



Step 5



Step 6



Step 7

TRINITY+ DEVICE GENERAL SPECIFICATIONS

- Device Measurements: 5.2" / 132 mm (L) x 2.6" / 65 mm (W) x 1.6" / 40 mm (D)
- Device Net Weight: 9 oz / 249 g
- Charging Base: 2.3" / 58 mm (L) x 3" / 76 mm (W) x 2.7" / 68 mm (D)
- System Kit Gross Weight: 2 lbs, 41 oz lbs / 1.02 kg
- Antenna gain: 6 dBi maximum
- Antenna type: Micro Strip PCB Trace Antenna
- Antenna impedance: 50Ω nominal

Environmental Conditions

- Operating conditions: 50° F to 104° F / 10 to 40° C, 30 to 75 % rH*, 700 to 1060 hPa
 - Storage conditions: 14° F to 131° F / -10 to 55° C, 10 to 90 % rH*, 500 to 1060 hPa
 - Shipping condition: 14° F to 131° F / -10 to 55° C, 10 to 90 % rH*, 500 to 1060 hPa
- *Assuming non-condensing

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'APPAREIL TRINITY+

- Dimensions de l'appareil : 5,2 po / 132 mm (L) x 2,6 po / 65 mm (l) x 1,6 po / 40 mm (P)
- Poids net de l'appareil : 9 oz / 249 g
- Station de chargement : 2,3 po / 58 mm (L) x 3 po / 76 mm (l) x 2,7 po / 68 mm (P)
- Poids brut de l'ensemble du système : 2 lb, 41 oz lbs / 1,0 kg2
- Gain d'antenne : 6 dBi maximum
- Type d'antenne : antenne de circuit imprimé microstrip PCB
- Impédance d'antenne : 50 Ω (nominal)

Conditions Environnementales

- Conditions d'utilisation: 50 à 104 °F / 10 à 40 °C, 30 à 75 % d'HR*, 700 à 1 060 hPa
 - Conditions de rangement: 14 à 131 °F/-10 à 55 °C, 10 à 90 % d'HR*, 500 à 1 060 hPa
 - Conditions de transport: 14 à 131 °F/-10 à 55 °C, 10 à 90 % d'HR*, 500 à 1 060 hPa
- *En supposant l'absence de condensation

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DISPOSITIVO TRINITY+

- Medidas del dispositivo: 5,2" / 132 mm (L) x 2,6" / 65 mm (An) x 1,6" / 40 mm (P)
- Peso neto del dispositivo: 9 oz / 249 g
- Base de carga: 2,3" / 58 mm (L) x 3" / 76 mm (An) x 2,7" / 68 mm (P)
- Peso bruto del conjunto: 2 lbs, 41 oz lbs / 1.02 kg
- Ganancia de la antena: 6 dBi máximo
- Tipo de antena: Antena de trazado de PCB de microtiras
- Impedancia de la antena: 50 Ω nominal

Condiciones Ambientales

- Condiciones de funcionamiento: 50° F a 104° F / 10 a 40° C, 30 a 75 % Hr*, 700 a 1060 hPa
 - Condiciones de almacenamiento: 14° F a 131° F / -10 a 55° C, 10 a 90 % Hr*, 500 a 1060 hPa
 - Condiciones de envío: 14° F a 131° F / -10 a 55° C, 10 a 90 % Hr*, 500 a 1060 hPa
- *Asumiendo que no hay condensación

ALLGEMEINE GERÄTESPEZIFIKATIONEN TRINITY+ GERÄT

- Gerätemaße: 13,2 cm (H) x 6,5 cm (B) x 4,0 cm (T)
- Geräte-Nettogewicht: 249 g
- Ladestation: 5,8 cm (H) x 7,6 cm (B) x 6,8 cm (T)
- Bruttogewicht der Ausstattung: 1,02 kg
- Antennengewinn: maximal 6 dBi
- Antennentyp: Micro-Strip-PCB-Trace-Antenne
- Antennenimpedanz: 50 Ω nominal

Umgebungsbedingungen

- Betriebsbedingungen: 10 bis 40° C, 30 bis 75 % rH*, 700 bis 1060 hPa
 - Aufbewahrungsbedingungen: -10 bis 5° C, 10 bis 90 % rH*, 500 bis 1060 hPa
 - Versandbedingungen: -10 bis 55° C, 10 bis 90 % rH*, 500 bis 1060 hPa
- *nicht kondensierend

SPECIFICHE GENERALI DEL DISPOSITIVO TRINITY+

- Misure del dispositivo: 132 mm (L) x 65 mm (L) x 40 mm (P)
- Peso netto del dispositivo: 249 g
- Guadagno dell'antenna: massimo 6 dBi
- Tipo di antenna: Antenna di traccia PCB a microstriscia
- Impedenza dell'antenna: 50Ω nominali
- Base di ricarica: 58 mm (L) x 76 mm (L) x 68 mm (P)
- Peso lordo del kit di sistema: 1,02 kg

Condizioni ambientali

- Condizioni operative: da 10 a 40° C, da 30 a 75% rH*, da 700 a 1.060 hPa
 - Condizioni di conservazione: da -10 a 55° C, da 10 a 90% rH*, da 500 a 1.060 hPa
 - Condizioni di spedizione: da -10 a 55° C, da 10 a 90% rH*, da 500 a 1.060 hPa
- *Supponendo l'assenza di condensa

TRINITY+ 기기 일반 사양

- 기기 치수: 5.2" / 132 mm (L) x 2.6" / 65 mm (W) x 1.6" / 40 mm (D)
- 기기 순중량: 9oz / 249g
- 충전 베이스: 2.3" / 58 mm (L) x 3" / 76 mm (W) x 2.7" / 68 mm (D)
- 시스템 키트 총중량: 2lbs, 41oz lbs / 1.02kg
- 안테나 이득: 최대 6 dBi
- 안테나 유형: 마이크로 스트립 PCB 추적 안테나
- 안테나 임피던스: 공칭 50Ω

환경 조건

- 작동 조건: 50~104°F / 10~40°C, 30~75% rH*, 700~1060 hPa
 - 보관 조건: 14~131°F / -10~55°C, 10~90% rH*, 500~1060 hPa
 - 운송 조건: 14~131°F / -10~55°C, 10~90% rH*, 500~1060 hPa
- * 비응축 가정

MINI+ DEVICE GENERAL SPECIFICATIONS

- Device Measurements: 3.7" / 93mm(L) x 2.7" / 69mm(W) x 1.3" / 33mm(D)
- Device Net Weight: 5 oz / 142 g
- System Kit Gross Weight: 1 lb., 4.2 oz / 572.7 g
- Antenna gain: 6 dBi maximum
- Antenna type: Micro Strip PCB Trace Antenna
- Antenna impedance: 50Ω nominal

Environmental Conditions

- Operating conditions: 50° F to 104° F / 10 to 40° C, 30 to 75 % rH*, 700 to 1060 hPa
- Storage conditions: 14° F to 131° F / -10 to 55° C, 10 to 90 % rH*, 500 to 1060 hPa
- Shipping condition: 14° F to 131° F / -10 to 55° C, 10 to 90 % rH*, 500 to 1060 hPa

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'APPAREIL MINI+

- Dimensions de l'appareil : 3,7 po / 93 mm (L) x 2,7 po / 69 mm (l) x 1,3 po/33 mm (P)
- Poids net de l'appareil : 5 oz / 142 g
- Poids brut de l'ensemble du système : 1 lb, 4,2 oz/572,7 g
- Gain d'antenne : 6 dBi maximum
- Type d'antenne : antenne de circuit imprimé microstrip PCB
- Impédance d'antenne : 50 Ω (nominal)

Conditions Environnementales

- Condiciones de funcionamiento: 50° F a 104° F / 10 a 40° C, 30 a 75 % Hr*, 700 a 1060 hPa
- Condiciones de almacenamiento: 14° F a 131° F / -10 a 55° C, 10 a 90 % Hr*, 500 a 1060 hPa
- Condiciones de envío: 14° F a 131° F / -10 a 55° C, 10 a 90 % Hr*, 500 a 1060 hPa

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DISPOSITIVO MINI+

- Dimensiones del dispositivo: 3,7" / 93 mm (L) x 2,7" / 69mm(An) x 1,3" / 33mm(P)
- Peso neto del dispositivo: 5 oz / 142 g
- Peso bruto del kit del sistema: 1 lb., 4,2 oz / 572,7 g
- Ganancia de la antena: 6 dBi máximo
- Tipo de antena: Antena de trazado de PCB de microtiras
- Impedancia de la antena: 50 Ω nominal

Condiciones Ambientales

- Condiciones de funcionamiento: 50° F a 104° F / 10 a 40° C, 30 a 75 % Hr*, 700 a 1060 hPa
- Condiciones de almacenamiento: 14° F a 131° F / -10 a 55° C, 10 a 90 % Hr*, 500 a 1060 hPa
- Condiciones de envío: 14° F a 131° F / -10 a 55° C, 10 a 90 % Hr*, 500 a 1060 hPa

ALLGEMEINE GERÄTESPEZIFIKATIONEN MINI+ GERÄT

- Gerätemaße: 9,3 cm (H) x 6,9 cm (B) x 3,3 cm (T)
- Geräte-Nettogewicht: 142 g
- Bruttogewicht der Ausstattung: 572,7 g
- Antennengewinn: maximal 6 dBi
- Antennentyp: Micro-Strip-PCB-Trace-Antenne
- Antennenimpedanz: 50 Ω nominal

Umgebungsbedingungen

- Betriebsbedingungen: 10 bis 40° C, 30 bis 75 % rH*, 700 bis 1060 hPa
- Aufbewahrungsbedingungen: -10 bis 5° C, 10 bis 90 % rH*, 500 bis 1060 hPa
- Versandsbedingungen: -10 bis 55° C, 10 bis 90 % rH*, 500 bis 1060 hPa

SPECIFICHE GENERALI DEL DISPOSITIVO MINI+

- Misure del dispositivo: 93 mm (L) x 69 mm (L) x 33 mm (P)
- Peso netto del dispositivo: 142 g
- Guadagno dell'antenna: massimo 6 dBi
- Tipo di antenna: Antenna di traccia PCB a microstriscia
- Impedenza dell'antenna: 50Ω nominali
- Peso lordo del kit di sistema: 572,7 g

Condizioni ambientali

- Condizioni operative: da 10 a 40° C, da 30 a 75% rH*, da 700 a 1.060 hPa
- Condizioni di conservazione: da -10 a 55° C, da 10 a 90% rH*, da 500 a 1.060 hPa
- Condizioni di spedizione: da -10 a 55° C, da 10 a 90% rH*, da 500 a 1.060 hPa

MINI+ 기기 일반 사양

- 기기 치수: 3.7" / 93mm(L) x 2.7" / 69mm(W) x 1.3" / 33mm(D)
- 기기 순중량: 5oz / 142g
- 시스템 키트 총중량: 1lb, 4.2oz / 572.7g
- 안테나 이득: 최대 6 dBi
- 안테나 유형: 마이크로 스트립 PCB 추적 안테나
- 안테나 임피던스: 공칭 50Ω

환경 조건

- 작동 조건: 50~104°F / 10~40°C, 30~75% rH*, 700~1060 hPa
- 보관 조건: 14~131°F / -10~55°C, 10~90% rH*, 500~1060 hPa
- 운송 조건: 14~131°F / -10~55°C, 10~90% rH*, 500~1060 hPa



Manufactured by NuFACE® / Fabriqué par NuFACE® / Fabricado por NuFACE®
Hergestellt von NuFACE® / Prodotto da NuFACE® / 제조사: NuFACE®
1325 Sycamore Avenue, Suite A, Vista, CA 92081 | 1.888.360.9171 | www.NuFACE.com

©2026 NuFACE.

All Rights Reserved. / Tous droits réservés. / Todos los derechos reservados /
Alle Rechte vorbehalten. / Tutti i diritti riservati. / 모든 권리 보유. / 版权所有
NuFACE® and Trinity® are registered trademarks of the Carol Cole Company DBA NuFACE.
NuFACE® et Trinity® sont des marques déposées de la société Carol Cole Company Dba NuFACE.
NuFACE® y Trinity® son marcas registradas de Carol Cole Company Dba NuFACE.
NuFACE® und Trinity® sind eingetragene Marken der Carol Cole Company Dba NuFACE.
NuFACE® e Trinity® sono marchi registrati di Carol Cole Company DBA NuFACE.
NuFACE® 및 Trinity®는 Carol Cole Company Dba NuFACE의 등록 상표입니다.

Device designed in California. Assembled in Mexico with U.S. and Imported Materials.
Appareil conçu en Californie. Assemblé au Mexique à partir de matériaux des États-Unis et importés.
Dispositivo diseñado en California. Ensamblado en México con materia procedente de EE. UU.
y de otros países.
Das Gerät wurde in Kalifornien entwickelt. Zusammengebaut in Mexiko mit US- und importierten
Materialien.

Dispositivo progettato in California. Assemblato in Messico con materiali statunitensi e importati.
기기는 캘리포니아에서 설계하여 미국산 및 수입 자재로 멕시코에서 조립됩니다.

Microcurrent Activator made in the USA of U.S. and Imported Materials.
Activateur de microcourant fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux provenant des États-Unis
ou importés.
Activador de Microcorriente hecho en EE. UU. con material procedente de EE. UU. y de otros países.
Der Mikrostrom-Aktivator wird in den USA aus importierten und un den USA produzierten
Materialien hergestellt.
Attivatore di microcorrente prodotto negli Stati Uniti con materiali statunitensi e importati.
마이크로커런트 액티베이터는 미국산 및 수입 자재로 미국에서 제조되었습니다.



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Deutschland



UK Responsible Person
MDSS-UK RP
6 Wilmslow Road, Rusholme, Manchester
M14 5TP United Kingdom

[BIORIUS / EU: WAVRE, BE / UK: LONDON WC2H9JQ, GB](#)

N U F A C E®

75359-2