



NÜFACE
TRINITY®

WRINKLE REDUCER
ATTACHMENT

Accessoire de réduction des rides Trinity

Trinity Faltenentferner-Aufsatz

Trinity 红光嫩肤替换头 / Trinity 트리니티 링클 리듀서

USER MANUAL

ENSURE YOUR BEST RESULTS!

MANUEL D'UTILISATION

BÉNÉFICIEZ DE RÉSULTATS OPTIMAUX!

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERZIELEN SIE OPTIMALE ERGEBNISSE!

使用说明书

获得理想的护理效果！

사용 설명서

놀라운 결과를 제공해드립니다!



TABLE OF CONTENTS / SOMMAIRE
INHALTSVERZEICHNIS / 目录 / 목차

Getting to Know Your Device + Quick Start	1-2
Se familiariser avec l'appareil + Démarrage rapide	1-2
Ihr Gerät + Schnellstartanleitung	1-2
产品概述+ 快速使用指南	1-2
기기 알아보기 + 빠른 시작	1-2

English	3 - 8
Français	9 - 14
Deutsch	15 - 20
中文	21 - 25
한국어	26 - 30

General Specifications	31
Caractéristiques générales	31
Allgemeine Gerätespezifikationen	31
一般规格	31
기기 일반 사양	31

GETTING TO KNOW YOUR DEVICE / SE FAMILIARISER AVEC L'APPAREIL IHR GERÄT / 产品概述 / 기기에 대해 알아보기


NuFACE TRINITY® WRINKLE REDUCER ATTACHMENT

Accessoire de réduction des rides Trinity
Trinity Faltenentferner-Aufsatz
Trinity 红光嫩肤替换头 / Trinity 트리니티 링글 리두서



Note: Refer to NuFACE Trinity® User Manual for more device information.
Remarque : Référez-vous au manuel d'utilisation NuFACE Trinity® pour plus d'informations sur l'appareil.
Hinweis: Weitere Geräteinformationen finden Sie im NuFACE Trinity®-Benutzerhandbuch.
注意: 有关美容仪的更多信息请参阅《NuFACE Trinity® 使用说明书》, 참고: 자세한 장치 정보는 NuFACE Trinity® 사용 설명서를 참조하십시오.

QUICK START / DÉMARRAGE RAPIDE / SCHNELLSTARTANLEITUNG / 快速使用指南 / 사용 순서



7 TREATMENT AREAS / 7 ZONES DE TRAITEMENT
7 BEHANDLUNGSGEBIETE / 7个护理区域 / 7개 관리 영역

1) NuFACE Trinity® Wrinkle Reducer Attachment / Accessoire de réduction des rides NuFACE Trinity®
NuFACE Trinity Faltenentferner-Aufsatz / NuFACE Trinity 红光嫩肤替换头 / NuFACE Trinity 트리니티 링글 리두서

2) Protective Shield and Skin Sensor / Surface de protection et capteur cutané
Schutzelement und Hautsensor / 防护罩/皮肤传感器 / 보호막/피부 센서

3) Power On/Off / Bouton Marche/Arrêt / Ein-/Ausschalttaste / 开/关按钮 / 전원 온/오프 버튼

4) Attachment Release Button (on back, not shown) / Bouton de déverrouillage de l'accessoire
(au dos, non illustré) / Aufsatz-Löseknopf (auf der Rückseite, nicht abgebildet)
替换头装卸按钮 (位于背面, 未显示) / 부가 장치 분리 버튼 (뒷면, 보이지 않음)

PREP / PRÉPARATION / VORBEREITUNG / 准备 / 준비

Start with clean, dry skin. / Nettoyez puis séchez votre peau.
Achten Sie darauf, dass Ihre Haut sauber und trocken ist. / 肌肤洁净干爽 / 얼굴 세안 후 물기를 닦아주시시오.

SMOOTH - Place the NuFACE Trinity with Wrinkle Reducer Attachment directly on skin of one of the 7 targeted areas. Hold in place until you hear the beep (3 minutes), then move to the next area. Do not treat upper eyelid.

LISSER - Placez l'appareil NuFACE Trinity doté de son accessoire de réduction des rides Trinity directement sur la peau au niveau d'une des 7 zones ciblées. Maintenez l'appareil dans cette position jusqu'à ce que vous entendiez un bip (3 minutes), puis passez à une autre zone. NE faites PAS le traitement sur les paupières supérieures.

GLÄTTEN - Setzen Sie den NuFACE Trinity Faltenentferner-Aufsatz in einem der 7 Behandlungsbereiche direkt auf die Haut. Halten Sie das Gerät in Position, bis der Piepton ertönt (3 Minuten) und fahren Sie mit dem nächsten Bereich fort. Oberes Augenlid AUSSPAREN.

护理 - 把面部分成7个区域, 把 NuFACE Trinity 红光嫩肤替换头直接放置在其中一个区域的皮肤上。保持不动直至提示音响起(3分钟), 然后移动至下一个区域。切勿按压在上眼睑处。

관리하기 - 얼굴을 7개의 영역으로 나눈 후 트리니티 링글 리두서 장치를 부착한 NuFACE 트리니티 기기를 각 부위에 접촉하여 관리를 시작합니다. 3분 후 비프음이 울리면 위치를 바꿔줍니다. 눈 눈꺼풀에는 사용하지 않습니다.

FINISH / FINITION / NACHBEHANDLUNG / 完成 / 마무리

Proceed to your NuFACE® microcurrent treatment or apply your favorite skincare products.
Poursuivez avec votre traitement par microcourant NuFACE ou appliquez vos produits de soin pour la peau favoris.

Fahren Sie mit Ihrer NuFACE Mikrostrombehandlung fort oder tragen Sie Ihr Lieblingshautpflegeprodukt auf.

继续 NuFACE 微电流护理或使用您喜爱的护肤品进行护肤。
NuFACE 미세전류 관리로 넘어가거나 스킨 케어로 마무리하십시오.

HELLO FROM NuFACE®!

Congratulations on giving wrinkles the red light with your new Trinity Wrinkle Reducer Attachment.

We're excited for you to discover the incredible power of infrared and red light therapy. Simply switch out your Trinity Facial Trainer Attachment for your new Trinity Wrinkle Reducer Attachment and sit back as its LED lights help reduce the appearance of full-face wrinkles.

As always, don't forget to take before and after photos and tag us at @MyNuFACE. We'd love to follow your skincare journey!

Have an uplifting day,
Your NuFACE Family

INTENDED USE

The NuFACE Trinity Wrinkle Reducer is an over-the-counter hand-held device intended for the treatment of full-face wrinkles.

IMPORTANT INFORMATION

- The risks and dangers of using the Trinity Wrinkle Reducer in any way that does not follow this User Manual may be unknown. Use the Trinity Wrinkle Reducer only as described within this User Manual. The Trinity Wrinkle Reducer was not tested for use over the eye socket or eyelid so the risks are unknown.
- Your Trinity Wrinkle Reducer has a unique serial number located on the bottom of the attachment. Record your serial number and register your device online at www.MyNuFACE.com. A registration link can be found at the bottom of the webpage.
- In addition to guidance within this manual, also refer to your NuFACE Trinity Device manual.

CONTRAINDICATIONS FOR USE

- Do not use if you have a history of seizures, especially if you have photosensitive epilepsy.
 - Do not use on the neck if diagnosed with or suspect a thyroid problem.
 - Do not use if your skin is sensitive to light. People can be sensitive to light and not be aware of it. Certain drugs or cosmetics can cause skin sensitivity.
 - Do not use over any suspicious or cancerous lesion.
 - Do not use over topical or systemic steroids.
 - Do not use on infants and children under the age of 14.
- *Consult your healthcare provider if any of the contraindications above apply to you.

⚠️ WARNINGS

- If you are under the care of a physician, consult your physician before using this device.
- Discontinue using the device and consult your healthcare provider if you experience an adverse reaction from using the device.
- Apply only to normal, intact, clean, healthy skin.
- Consult your healthcare provider before use if you have any underlying skin conditions.
- Do not use flammable aerosol products or oxygen near the device.
- Do not operate Trinity Wrinkle Reducer in the presence of electronic monitoring equipment (e.g., heart monitors, heart tracing or in close proximity (e.g. 1 m) to shortwave, microwave or electromagnetic therapy equipment as it may cause the medical equipment to malfunction. Such equipment may produce instability in the Trinity Wrinkle Reducer.
- If the device begins to overheat, turn the device OFF immediately.
- Never operate the device if it's not functioning normally, or not operating properly due to damage caused by dropping, submersion in water or accidental cracks.
- Never drop or insert any object into any openings on the device.
- Device should not be used at extreme temperatures.
- Do not look directly into the Trinity Wrinkle Reducer's LEDs or shine in the eyes as this may cause harm.
- Overuse of this device may result in dryness of the skin.
- Keep all electrical appliances (including the Trinity Wrinkle Reducer) away from water (including baths, showers, and sinks).
- Do not use while driving, operating machinery, or during any activity which may put the user or the public at unnecessary risk of injury.
- Discontinue using the device immediately if you suspect the device to be malfunctioning, or not operating properly. Return the device to NuFACE for examination and repair.

⚠ WARNINGS (CONTINUED)

- Use of controls or adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein, may result in injury.
- Do not disassemble the attachment as this may cause damage, malfunction, electrical shock, fire or injury. There are no user-serviceable parts inside. **Note: Disassembly voids the warranty.**

PRECAUTIONS

The Trinity Wrinkle Reducer is designed for cosmetic use only and for individuals in good health. If this is not the case for you, please consult your healthcare provider before use.

- If using the Trinity Wrinkle Reducer causes persistent pain or discomfort, discontinue use immediately.
- The Trinity Wrinkle Reducer is intended to be stored and used at room temperature. Do not store Trinity Wrinkle Reducer in the sun or on a hot surface. High temperatures may be damaging. The device should be operated, transported and stored in the manner specified in this manual. Failure to use and maintain the device in accordance with the instructions outlined in this manual will void the warranty.

The NuFACE Trinity Wrinkle Reducer is intended for cosmetic use on the face as described. Any consequence resulting from misuse, application to other parts of the body or face, connection to improper voltage sources, dirty surface, or any other improper applications is neither the responsibility of NuFACE nor its affiliates.

GETTING STARTED

FOLLOW THESE IMPORTANT STEPS BEFORE USING YOUR NEW ATTACHMENT.

- 1) Note:** The Trinity Wrinkle Reducer's unique technology utilizes flashing LEDs to address facial wrinkles. Begin treatment in a well-lit room if you find flashing lights bothersome.
- 2)** Firmly press the release button to remove the current attachment. When fastening a new treatment attachment, press the release button, guide the attachment in place, and then release the button to secure the attachment to your Trinity Device.
- 3)** The +/- keys are not active when the Trinity Wrinkle Reducer is attached. There is only one setting for this attachment.
- 4)** Now, test your skin to make sure you are not sensitive to light. To do so, place the Trinity Wrinkle Reducer on your forearm for 3 minutes and then check the area. If your skin turns red and the redness lasts for more than 2 hours, you may be sensitive to light therapy and should consult with your healthcare provider before continuing to use the Trinity Wrinkle Reducer.
- 5)** Before you start, remember to take a photo of your cleansed face in a well-lit room to document your results. After your first treatment, take an after photo and repeat the photos in the same well-lit room every 4 weeks to track your results.

DEVICE SOUND — INDICATES

Ascending beeps	Powered ON
Descending beeps	Powered OFF
Dual-tone beep	End of interval
Three beeps	Skin not in contact

TREATMENT AREAS

The Trinity Wrinkle Reducer is designed to address large surface areas of the face. The following instructions are designed to provide users with the most effective results when followed correctly.

HOW TO USE YOUR TRINITY WRINKLE REDUCER

GET READY TO GIVE WRINKLES THE RED LIGHT.

- 1)** Cleanse your face with an oil-free cleanser.
- 2)** Remove your device from the charging cradle and turn it on by pressing the ON/OFF button. An ascending audible beep is emitted notifying you that your device is ON, and the red LEDs will flash rapidly 3 times. Do not touch the Trinity Wrinkle Reducer shield until the unit has finished flashing.
- 3)** Divide the face into 7 sections (see diagram in Quick Start) and treat each section separately.
- 4)** Place the Trinity Wrinkle Reducer in direct contact with your clean, dry skin, over the area to be treated. Your Trinity Wrinkle Reducer has a skin sensor that will illuminate the red LEDs when in complete contact with your skin. Press firmly enough to keep the Trinity Wrinkle Reducer in direct contact with your skin. The device should be used on lines and wrinkles within the section, not specifically where the number appears on the photo. Treat each section for 3 minutes until the beep sounds.
- 5)** If the Trinity Wrinkle Reducer is not touching the skin, your device will emit 3 beeps notifying you to hold directly on your skin.
- 6)** The Trinity Device will automatically shut OFF after 21 minutes indicating you are now finished with your treatment.

Note: Do not immerse device in water at any time.

TREATMENT FREQUENCY

- Use no more than 3 minutes per area, up to 21 minutes a day for the entire face. Do not overlap areas.
- For the first 60 days, use 5 days per week.
- After 60 days, use 2-3 days per week for maintenance.
- Allow 24 hours between treatments.

RESULTS

Results may vary based on skin type and skin condition. It takes about 8 weeks to see the start of the reduction in the appearance of fine lines and wrinkles. Some users see results in a shorter period of time, while others take longer.

CARING FOR YOUR TRINITY WRINKLE REDUCER

CLEANING

Slightly dampen a soft, lint-free cloth with water or rubbing alcohol to clean your device and attachment. **Do not immerse device in water at any time.**

CARING FOR YOUR TRINITY WRINKLE REDUCER (CONTINUED)

TEMPERATURE SENSOR

It's normal for the Trinity Wrinkle Reducer to get warm during treatment. If the attachment's internal temperature exceeds 129.5°F, a temperature sensor will automatically turn the device off. Contact NuFACE client services at 888-360-9171 if this occurs.

TROUBLESHOOTING

If your Trinity Device is not turning on, please make sure all of the following are true:

- The Trinity Wrinkle Reducer is completely attached to the device and fits snugly. Make sure to firmly press the release button when attaching and detaching the Trinity Wrinkle Reducer.
- The Trinity Device battery is fully charged. If not, please charge your device for a full 12 hours.
- The Trinity Wrinkle Reducer is pressed completely to the skin, activating (or turning on) the LEDs. Remember, the Trinity Wrinkle Reducer has a skin sensor that only turns on the LED lights when in direct contact with the skin.

If your device is still not working, please call NuFACE Client Services at 888-360-9171. We're here to help!

WARRANTY

For Devices Purchased in the US: NuFACE warrants that the NuFACE® devices and attachments are free of Manufacture defects in materials and workmanship for (1) year from the date of purchase for the NuFACE Trinity® Device, (2) years for the Trinity PRO Device. Abnormal wear and tear, submersions and drops are not covered by this warranty. This warranty is void if the product has been subject to accident, misuse, abuse, improper maintenance or repair, unauthorized modification, or any other use not found in the printed instructions. **Must show receipt as Proof of Purchase.**

For more information on your warranty, visit
www.MyNuFACE.com/pages/warranty-returns

Procedure for Warranty Service: If warranty service is necessary you can download a Warranty Form on our website at: www.MyNuFACE.com/warranty or call Client Services at 888-360-9171 to receive further instructions. Please be sure to return all parts (device, cradle and charger) and include a completed Warranty Form.

NuFACE - Returns / Repairs
1325 Sycamore Ave, Suite A
Vista, CA 92081
USA
1-888-360-9171

For Devices Purchased Outside of the US, International Returns and International Warranties:

All product returns outside of the United States are per your place of purchase - spa, retailer or distributor. Please consult your receipt or place of purchase for their return and warranty policy.



Conforms to EN IEC/UL: 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

SYMBOLS

One or more of the following markings may appear on the Trinity Device, User Manual or packaging.



European Conformity



European Representative



Part Number



Refer to Instruction Manual



Manufacturer



Type BF applied part, which is equipment that provides a particular degree of protection against electric shock. Particularly regarding allowable leakage current and of the protective earth connection.



Comply with European Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC



Product must be disposed of in accordance with the WEEE directive



FCC-approved equipment authorization mark



Class II double insulated electrical device

UN BONJOUR DE NuFACE®!

Félicitations : dites adieu à vos rides grâce à votre nouvel accessoire de réduction des rides Trinity.

Nous sommes ravis que vous puissiez désormais découvrir les pouvoirs instantanés des traitements infrarouges et à la lumière rouge. Passez de votre accessoire entraîneur facial Trinity au nouvel accessoire de réduction des rides et détendez-vous pendant que ses lumières DEL se chargent de réduire les rides apparentes sur votre visage.

Comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre des photos avant/après et de nous identifier sous @MyNuFACE.

Nous serions ravis de suivre cette aventure à vos côtés.

En vous souhaitant une journée revigorante,
Votre famille NuFACE

UTILISATION PRÉVUE

L'accessoire de réduction des rides NuFACE Trinity est un appareil portatif disponible en vente libre conçu pour le traitement des rides sur l'ensemble du visage.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Les risques et dangers associés à l'utilisation de l'accessoire de réduction des rides Trinity d'une manière qui ne respecte pas les instructions de ce manuel sont inconnus. Utilisez l'accessoire de réduction des rides Trinity conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation uniquement. L'utilisation de l'accessoire de réduction des rides Trinity sur les yeux ou les paupières n'a pas été testée, les risques sont donc inconnus.
- Un numéro de série unique est situé au bas de l'accessoire de réduction des rides NuFACE Trinity. Notez votre numéro de série et enregistrez votre appareil en ligne sur www.MyNuFACE.com. Un lien pour enregistrer votre appareil se situe en bas de cette page Web.
- Pour obtenir des informations complémentaires, rappelez-vous au manuel de votre appareil NuFACE Trinity.

CONTRE-INDICATIONS D'UTILISATION

- N'utilisez pas cet appareil si vous avez déjà souffert de convulsion et en particulier si vous souffrez d'épilepsie photosensible.
 - N'utilisez pas cet appareil sur le cou si vous avez été diagnostiqué ou si vous êtes susceptible de présenter un problème de thyroïde.
 - N'utilisez pas cet appareil si votre peau est sensible à la lumière. Certaines personnes peuvent être sensibles à la lumière sans le savoir. Certains médicaments ou cosmétiques peuvent rendre votre peau sensible.
 - N'utilisez pas cet appareil sur des lésions suspectes ou cancéreuses.
 - N'utilisez pas cet appareil sur des stéroïdes topiques ou systémiques.
 - N'utilisez pas cet appareil sur des nourrissons ou des enfants de moins de 14 ans.
- *Consultez votre professionnel de santé si l'une des contre-indications ci-dessus s'applique à vous.

⚠️ AVERTISSEMENTS

- Si vous êtes suivi par un médecin, consultez-le avant d'utiliser cet appareil.
- Cessez l'utilisation de l'appareil et consultez votre professionnel de santé si vous remarquez un effet indésirable dû à cette utilisation.
- Appliquez uniquement sur une peau normale, intacte, propre et en santé.
- Si vous avez des problèmes cutanés sous-jacents, consultez votre professionnel de santé avant toute utilisation.
- N'utilisez pas de produits aérosols inflammables ou de l'oxygène à proximité de l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'accessoire de réduction des rides Trinity en présence d'équipement de surveillance électronique (ex. : moniteur cardiaque, tracé du rythme cardiaque) ou à proximité (ex. : à 1 mètre) d'un équipement de thérapie électromagnétique, à ondes courtes ou micro-ondes, car cela pourrait empêcher le bon fonctionnement de l'équipement médical. De tels équipements pourraient créer une instabilité dans l'accessoire de réduction des rides Trinity.
- Si l'appareil commence à surchauffer, éteignez-le immédiatement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il ne fonctionne pas normalement ou correctement, notamment s'il est tombé, a été immergé dans l'eau ou fissuré par accident.
- Ne laissez jamais tomber l'accessoire et n'insérez jamais d'objet dans l'une de ses ouvertures.
- L'appareil ne devrait pas être utilisé à des températures extrêmes.
- Ne regardez pas directement les DEL de l'accessoire de réduction des rides Trinity et ne les dirigez pas sur les yeux, car elles pourraient vous causer des lésions.



⚠ AVERTISSEMENTS (SUITE)

- Une utilisation trop fréquente de cet appareil peut entraîner une sécheresse cutanée.
- Tenez tous les appareils électriques (y compris l'accessoire de réduction des rides Trinity) à l'écart de l'eau (notamment des baignoires, des douches et des lavabos).
- N'utilisez pas cet appareil en conduisant, en utilisant des machines ou au cours d'une activité qui pourrait exposer l'utilisateur ou le public à des risques de blessures inutiles.
- Cessez immédiatement l'utilisation de cet appareil s'il vous semble ne pas fonctionner normalement ou correctement. Retournez l'appareil à NuFACE afin qu'il soit examiné et réparé.
- L'utilisation de commandes, réglages ou instructions autres que ceux spécifiés présente un risque de blessures.
- Ne démontez pas l'accessoire, car cela pourrait causer des dommages, des dysfonctionnements, des décharges électriques, un feu ou des blessures. L'accessoire ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. **Remarque : Le fait de démonter l'appareil annule toute garantie.**

PRÉCAUTIONS

L'accessoire de réduction des rides Trinity est conçu pour un usage cosmétique uniquement et à l'intention de personnes en bonne santé. Si ce n'est pas votre cas, veuillez consulter votre professionnel de santé avant toute utilisation.

- Si l'utilisation de l'accessoire de réduction des rides Trinity provoque des douleurs ou un inconfort persistants, cessez immédiatement l'utilisation.
- L'accessoire de réduction des rides Trinity est prévu pour être rangé et utilisé dans une pièce à température ambiante. Ne rangez pas l'accessoire de réduction des rides Trinity dans un endroit exposé au soleil ou sur une surface chaude. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil. L'appareil doit être utilisé, transporté et rangé de la façon indiquée dans ce manuel d'utilisation. Une utilisation et un entretien de l'appareil non conformes aux instructions de ce manuel d'utilisation entraîneront l'annulation de la garantie.

L'accessoire de réduction des rides NuFACE Trinity est conçu à des fins cosmétiques pour être utilisé sur le visage, tel que décrit. NuFACE et ses affiliés ne peuvent être tenus responsables d'aucune conséquence résultant d'une mauvaise utilisation, d'une application sur d'autres parties du corps ou du visage, d'une connexion à des sources de tension inappropriées, de sphères souillées, d'une solution conductrice alternative périmée ou n'appartenant pas à NuFACE, ou toute autre application inappropriée.

BIEN COMMENCER

SUIVEZ CES ÉTAPES IMPORTANTES AVANT DE COMMENCER À UTILISER VOTRE NOUVEL ACCESSOIRE.

- 1) Remarque :** La technologie unique de l'accessoire de réduction des rides Trinity utilise des DEL clignotantes pour combattre les rides du visage. Si les lumières clignotantes vous dérangent, commencez le traitement dans une pièce bien éclairée.
- 2)** Appuyez fermement sur le bouton de déverrouillage pour retirer l'accessoire actuellement en place. Pour fixer un nouvel accessoire de traitement à l'appareil Trinity, appuyez sur le bouton de déverrouillage, mettez l'accessoire en place puis relâchez le bouton pour bloquer l'accessoire.
- 3)** Les boutons +/- sont inactifs quand l'accessoire de réduction des rides est en place. Il n'existe qu'un seul mode pour cet accessoire.

- 4)** Maintenant, faites un test cutané pour vérifier que vous n'êtes pas sensible à la lumière. Pour cela, placez l'accessoire de réduction des rides Trinity sur votre avant-bras pendant 3 minutes et examinez la zone. Si votre peau devient rouge et que les rougeurs persistent plus de 2 heures, vous êtes sans doute sensible au traitement à la lumière et devez consulter un professionnel de la santé avant de reprendre l'utilisation de l'accessoire de réduction des rides Trinity.

- 5)** Avant de commencer le traitement, pensez à prendre une photo de votre visage propre dans une pièce bien éclairée afin de documenter les résultats. Prenez une photo après le premier traitement puis toutes les quatre semaines dans la même pièce bien éclairée pour constater les améliorations.

SON DE L'APPAREIL ——— INDIQUE

Bips ascendants ———	L'appareil est allumé
Bips descendants ———	L'appareil est éteint
Bip à deux tonalités ———	Fin de l'intervalle
Trois bips ———	La peau n'est pas en contact avec l'accessoire

ZONES DE TRAITEMENT

L'accessoire de réduction des rides Trinity est conçu pour combattre les rides sur des grandes zones du visage. Les instructions ci-dessous ont été rédigées pour fournir les résultats les plus efficaces si vous les suivez correctement.

COMMENT UTILISER L'ACCESSOIRE DE RÉDUCTION DES RIDES TRINITY PRÉPAREZ-VOUS À DIRE ADIEU À VOS RIDES.

- 1)** Nettoyez votre visage avec un produit sans huile.
- 2)** Retirez l'appareil de son support de chargement et allumez-le en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Un bip ascendant sera émis pour vous indiquer que l'appareil est allumé et les DEL rouges clignoteront rapidement 3 fois. Ne touchez pas à la surface de protection de l'accessoire de réduction des rides Trinity tant que l'unité n'a pas fini de clignoter.
- 3)** Divisez votre visage en 7 zones (consultez le schéma dans le Guide de démarrage rapide) et traitez chaque zone séparément.
- 4)** Placez l'accessoire de réduction des rides Trinity directement sur votre peau propre et sèche, dans la zone que vous voulez traiter. L'accessoire de réduction des rides Trinity est doté d'un capteur cutané qui mettra en marche les DEL rouges quand l'accessoire sera complètement en contact avec votre peau. Exercez une pression assez ferme pour maintenir l'accessoire de réduction des rides Trinity en contact direct avec votre peau. Cet appareil doit être utilisé sur les rides et les ridules de la zone déterminée, qui ne doit pas nécessairement correspondre à l'endroit où apparaissent les numéros sur la photo. Traitez chaque zone pendant 3 minutes, jusqu'à ce que vous entendiez le bip.
- 5)** Si l'accessoire de réduction des rides Trinity ne touche pas votre peau, l'appareil émettra 3 bips pour vous rappeler de le placer en contact direct avec votre peau.
- 6)** L'appareil Trinity s'éteindra automatiquement après 21 minutes, vous indiquant que le traitement est terminé.

Remarque : N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.



FRÉQUENCE DE TRAITEMENT

- N'utilisez pas l'appareil plus de 3 minutes par zone et plus de 21 minutes par jour sur le visage entier. Ne faites pas chevaucher les zones de traitement.
- Pendant les 60 premiers jours, utilisez-le 5 fois par semaine.
- Après 60 jours, utilisez-le 2 à 3 fois par semaine pour maintenir les résultats.
- Faites une pause de 24 heures entre chaque traitement.

RÉSULTATS

Les résultats sont susceptibles de varier selon le type et l'état de la peau. Vous commencerez à voir une amélioration dans l'apparence des rides et des ridules au bout de 8 semaines. Certains utilisateurs peuvent constater des résultats plus tôt, tandis que pour d'autres, les résultats prennent plus de temps à apparaître.

PRENDRE SOIN DE SON ACCESSOIRE DE RÉDUCTION DES RIDES TRINITY

ENTRETIEN

Humidifiez légèrement un chiffon doux et non pelucheux avec de l'eau ou de l'alcool à friction pour nettoyer votre appareil et votre accessoire. **N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.**

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

Il est normal que l'accessoire de réduction des rides chauffe pendant le traitement. Si la température interne de l'accessoire dépasse les 129,5 °F (54,2 °C), le capteur de température éteindra directement l'appareil. Si cela se produit, veuillez appeler le service client NuFACE au 888 360-9171.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si votre appareil Trinity ne s'allume pas, veuillez vous assurer que :

- L'accessoire de réduction des rides Trinity est correctement fixé à l'appareil et bien embolité. Assurez-vous d'appuyer fermement sur le bouton de déverrouillage lorsque vous fixez et retirez l'accessoire de réduction des rides Trinity.
- L'appareil Trinity est complètement chargé. Si ce n'est pas le cas, veuillez le charger pendant 12 heures.
- L'accessoire de réduction des rides Trinity est complètement en contact avec la peau, et qu'il active (ou allume) les DEL. Rappelez-vous que l'accessoire de réduction des rides Trinity est doté d'un capteur cutané qui ne met en marche les lumières DEL que lorsqu'il est en contact direct avec la peau.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, veuillez appeler le service client NuFACE au 888 360-9171. Nous sommes à votre disposition pour vous aider!

GARANTIE

Pour les appareils achetés aux É.-U. : NuFACE garantit que les appareils et accessoires NuFACE® seront exempts de tout défaut de fabrication et de matériaux pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat de l'appareil NuFACE Trinity, et de deux (2) ans pour l'appareil Trinity PRO. Toute usure anormale, immersion et chute ne sont pas couvertes par cette garantie. Celle-ci s'annule si le produit fait l'objet d'un accident, d'une utilisation anormale ou abusive, d'un entretien inapproprié ou d'une réparation inadéquate, d'une modification non autorisée ou de toute autre utilisation non évoquée dans ce manuel. **Il est obligatoire de présenter le reçu comme preuve d'achat.**

Pour plus d'informations sur votre garantie, veuillez vous rendre sur www.MyNuFACE.com/pages/warranty-returns

Procédure pour recourir au service de garantie : Si le recours au service de garantie est nécessaire, vous pouvez télécharger le formulaire de garantie sur notre site internet : www.MyNuFACE.com/warranty ou appeler le service client au 888 360-9171 pour plus d'informations. Veuillez vous assurer de nous retourner toutes les pièces (l'appareil, le support et le chargeur) accompagnées du formulaire de garantie complété.

NuFACE - Returns / Repairs
1325 Sycamore Ave, Suite A
Vista, CA 92081
USA
1-888-360-9171

Pour les appareils achetés hors des É.-U., retours internationaux et garanties internationales : Tous les retours de produits à l'extérieur des États-Unis se font à votre lieu d'achat : spa, détaillant ou distributeur. Veuillez consulter votre reçu ou votre lieu d'achat pour connaître la politique de retour et de garantie.



Conforme aux normes EN CEI/UL : 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

SYMBOLES

Une ou plusieurs de ces indications peuvent apparaître sur l'appareil Trinity, le manuel d'utilisation ou l'emballage.

Conformité européenne

Représentant européen

Numéro de pièce

Se référer au manuel d'utilisation

Fabricant



Pièce appliquée de type BF. Il s'agit d'un dispositif garantissant un certain degré de protection contre une décharge électrique, particulièrement en ce qui a trait aux courants de fuite autorisés et au raccordement du conducteur de protection.

Conforme à la directive européenne 2002/95/EC sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses.

Le produit doit être jeté conformément à la directive DEEE.

Autorisation de l'équipement par la FCC

Appareil électrique à double isolation de classe II

HALLO VON NuFACE®!

Mit Ihrem neuen Trinity Faltenentferner können Sie Falten rotes Licht geben.

Lernen Sie die unglaublichen Vorzüge der Infrarot- und Rotlicht-Therapie kennen. Tauschen Sie einfach Ihren Trinity Gesichtstrainer-Aufsatz gegen Ihren neuen Faltenentferner-Aufsatz aus und lehnen Sie sich zurück, während die LED-Lichter im gesamten Gesicht Falten reduzieren.

Vergessen Sie nicht, Ihren Fortschritt in Vorher-Nachher-Bildern festzuhalten und uns auf @MyNuFACE zu taggen. Wir sind gespannt auf Ihre Ergebnisse!

Wir wünschen Ihnen einen spannenden Tag!
Ihre NuFACE-Familie

VERWENDUNGSZWECK

Der NuFACE Trinity Faltenentferner ist ein frei erhältliches Handgerät für die Behandlung von Gesichtsfalten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Eine von diesem Benutzerhandbuch abweichende Verwendung des Trinity Faltenentfernens birgt unter Umständen unbekannte Risiken und Gefahren. Verwenden Sie den Trinity Faltenentferner nur wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben. Der Trinity Faltenentferner ist nicht für die Verwendung über der Augenhöhle oder dem Augenlid vorgesehen, die Risiken einer solchen Verwendung sind unbekannt.
- Ihr NuFACE Trinity Faltenentferner ist mit einer Seriennummer auf der Unterseite des Geräts versehen. Notieren Sie sich Ihre Seriennummer und registrieren Sie Ihr Gerät online auf www.MyNuFACE.com. Den Registrierungslink finden Sie im unteren Bereich der Webseite.
- Weitere Informationen finden Sie auch in Ihrem NuFACE Trinity Gerätehandbuch.

KONTRAINDIKATIONEN

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Anfallsleiden und insbesondere photosensitive Epilepsie in Ihrer Krankengeschichte vorgekommen sind.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Halsbereich, wenn bei Ihnen eine Schilddrüsenerkrankung diagnostiziert wurde oder ein Verdacht auf eine solche besteht.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf lichtempfindlicher Haut. Eventuell sind Sie lichtempfindlich, ohne es zu wissen. Bestimmte Drogen oder Kosmetika können eine Hautempfindlichkeit auslösen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei verdächtigen oder krebsartigen Krankheitsherden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie topische oder systemische Steroide einnehmen.
- Wenden Sie das Gerät nicht bei Kleinkindern oder Kindern unter 14 Jahren an.
- * Kontaktieren Sie Ihren Arzt, falls eine der oben genannten Kontraindikationen auf Sie zutreffen sollte.

⚠️ WARNHINWEISE

- Kontaktieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt, falls Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden.
- Bei unerwünschten Wirkungen sollten Sie die Verwendung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen.
- Behandeln Sie lediglich normale, unversehrte, reine und gesunde Haut.
- Kontaktieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt, falls Sie ein Hautproblem haben.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von entflammenden Aerosol-Produkten oder Sauerstoff.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von elektronischen Überwachungsgeräten (z. B. Herzmonitoren oder EKG-Geräten) oder in unmittelbarer Nähe (d. h. ca. 1 m) zu Kurzwellen-, Mikrowellen- oder elektromagnetischen Therapiegeräten, da die Funktionsfähigkeit der medizinischen Geräte gestört werden könnte. Darüber hinaus könnten sich diese Geräte auf die Stabilität der Geräteleistung Ihres Trinity Faltenentfernens auswirken.
- Sollte sich das Gerät überhitzen, schalten Sie es umgehend AUS.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es nicht mehr normal oder ordnungsgemäß funktioniert, nachdem es heruntergefallen ist oder versehentlich in Wasser getaucht oder beschädigt wurde.
- Führen Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.
- Das Gerät sollte nicht bei hohen Temperaturen verwendet werden.
- Sehen Sie nicht direkt in die LEDs des Trinity Faltenentfernens und vermeiden Sie, dass Ihnen diese in die Augen scheinen, da dies Augenschäden verursachen könnte.
- Eine übermäßige Verwendung dieses Geräts kann zu Hauttrockenheit führen.
- Halten Sie sämtliche Elektrogeräte (einschließlich des Trinity Faltenentfernens) von Wasser fern (einschließlich von Bädern, Duschen und Waschbecken).
- Verwenden Sie das Gerät nicht während der Fahrt, der Bedienung von Maschinen oder jeglicher Aktivität, die ein unnötiges Verletzungsrisiko für den Benutzer oder die Allgemeinheit bergen könnte.



⚠ **WARNHINWEISE (FORTSETZUNG)**

- Beenden Sie die Verwendung des Gerätes unverzüglich, wenn Sie der Meinung sind, dass es fehlerhaft oder nicht richtig funktioniert. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an NuFACE zurück.
- Wenn andere Kontrollelemente oder Einstellungen als die hier beschriebenen benutzt bzw. andere Verfahren angewendet werden, kann dies zu Verletzungen führen.
- Nehmen Sie den Aufsatz nicht auseinander, da dies zu Schäden, Fehlfunktion, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen führen kann. Es befinden sich keine durch den Benutzer zu wartenden Teile innerhalb des Gerätes. **Hinweis: Das Zerlegen des Gerätes führt zum Verlust der Garantie.**

VORSICHTSMASSNAHMEN

Der Trinity Faltenentferner ist ausschließlich für den kosmetischen Gebrauch und für Personen mit guter Gesundheit bestimmt. Wenn dies nicht auf Sie zutrifft, sollten Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt wenden.

- Stellen Sie die Verwendung des Trinity Faltenentferners bei Schmerzen oder Unbehagen unverzüglich ein.
- Der Trinity Faltenentferner sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt und verwendet werden. Legen Sie den Trinity Faltenentferner nicht in die Sonne oder auf eine heiße Oberfläche. Hohe Temperaturen können Schäden verursachen. Das Gerät sollte ausschließlich wie in diesem Handbuch angegeben betrieben, transportiert und aufbewahrt werden. Wird das Gerät nicht so bedient oder gewartet, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, erlischt die Garantie.

Der NuFACE Trinity Faltenentferner ist für die kosmetische Gesichtsbehandlung wie in diesem Handbuch beschrieben vorgesehen. Jegliche Folgen aus einem falschen Gebrauch, der Anwendung an anderen Körperstellen oder anderen Gesichtspartien, dem Anschluss an unpassende Spannungsquellen, der Verwendung schmutziger Kugelelektroden oder abgelaufener oder nicht von NuFACE stammender leitender Mittel oder jeglicher anderer fehlerhafter Anwendung fallen nicht unter die Verantwortung von NuFACE oder seinen verbundenen Unternehmen.

ERSTE SCHRITTE

BEFOLGEN SIE DIESE WICHTIGEN SCHRITTE, EHE SIE IHREN NEUEN AUFSATZ VERWENDEN.

- 1) Hinweis:** Der Trinity Faltenentferner basiert auf einer einzigartigen Technologie mit blinkenden LEDs. Verwenden Sie das Gerät in einem hellen Raum, wenn blinkendes Licht Ihnen Unbehagen bereitet.
- 2)** Drücken Sie fest auf den Löseknopf, um den aktuellen Aufsatz zu entfernen. Drücken Sie den Löseknopf erneut, setzen Sie einen neuen Aufsatz auf und lassen Sie den Knopf los, um den Aufsatz an Ihrem Trinity Gerät zu befestigen.
- 3)** Die +/- Tasten sind inaktiv, wenn der Trinity Faltenentferner aufgesetzt ist. Für diesen Aufsatz gibt es lediglich eine Einstellung.
- 4)** Testen Sie den Trinity Faltenentferner nun auf Ihrer Haut, um sicherzustellen, dass Sie nicht lichtempfindlich sind. Setzen Sie den Trinity Faltenentferner hierfür 3 Minuten lang auf Ihren Unterarm und prüfen Sie die behandelte Stelle. Bei einer Hautrötung, die mehr als 2 Stunden anhält, reagieren Sie eventuell empfindlich auf Orthograpy: Lichttherapie und sollten Ihren Arzt konsultieren, ehe Sie die Verwendung des Trinity Faltenentferners fortsetzen.
- 5)** Machen Sie in einem hellen Zimmer ein Foto von Ihrer sauberen Haut, um Ihre Ergebnisse zu dokumentieren. Machen Sie nach der ersten Behandlung und anschließend alle 4 Wochen ein Foto in demselben Zimmer, um Ihre Fortschritte festzuhalten.

17

GERÄTETÖNE ————— BEDEUTUNG

Ansteigende Signaltöne	—————	EINschalten
Absteigende Signaltöne	—————	AUSschalten
Doppelter Signaltöne	—————	Intervallende
Drei Signaltöne	—————	Kein Hautkontakt

BEHANDLUNGSBEREICHE

Der Trinity Faltenentferner ist für die Behandlung von großflächigen Gesichtspartien vorgesehen. Die nachfolgenden Anweisungen sollen bei korrekter Einhaltung maximale Ergebnisse garantieren.

VERWENDUNG DES TRINITY FALTENENTFERNERS

ZEIGEN SIE IHREN FALTEN ROTES LICHT!

- 1)** Reinigen Sie Ihr Gesicht mit einem ölfreien Reiniger.
- 2)** Nehmen Sie Ihr Gerät aus der Ladestation und drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Es ertönt ein aufsteigender Signaltöne, der anzeigt, dass das Gerät EINGeschaltet ist. Anschließend leuchten die roten LEDs dreimal schnell auf. Berühren Sie das Schutzelement des Trinity Faltenentferners erst, wenn das Gerät aufgehört hat, zu blinken.
- 3)** Teilen Sie das Gesicht in 7 Partien auf (siehe Abbildung in der Schnellstartanleitung) und behandeln Sie jede Partie einzeln.
- 4)** Achten Sie darauf, dass der Trinity Faltenentferner direkten Kontakt zu der Haut im Behandlungsbereich hat. Ihr Trinity Faltenentferner ist mit einem Hautsensor ausgestattet, der die roten LEDs aktiviert, wenn er vollständigen Hautkontakt hat. Drücken Sie das Gerät fest genug auf die Haut, um sicherzustellen, dass der Trinity Faltenentferner direkten Hautkontakt hat. Das Gerät sollte auf Linien und Falten in der Partie gerichtet werden und nicht insbesondere auf die Stellen, die auf der Abbildung mit einer Zahl gekennzeichnet sind. Behandeln Sie jeden Bereich 3 Minuten lang, bis der Signaltöne ertönt.
- 5)** Falls der Trinity Faltenentferner keinen direkten Hautkontakt hat, ertönen drei Signaltöne, die anzeigen, dass Sie das Gerät direkt auf die Haut setzen müssen.
- 6)** Das Trinity-Gerät schaltet sich nach 21 Minuten automatisch ab und signalisiert so das Ende der Behandlungszeit.

Hinweis: Tauchen Sie das Gerät zu keiner Zeit in Wasser.

BEHANDLUNGSHÄUFIGKEIT

- Nicht länger als 3 Minuten pro Behandlungsbereich und 21 Minuten am Tag für das gesamte Gesicht. Überlappungen vermeiden.
- In den ersten 60 Tagen 5 Tage pro Woche verwenden.
- Für andauernde Ergebnisse nach 60 Tagen 2-3-mal pro Woche verwenden.
- Zwischen den Behandlungen 24 Stunden pausieren.

ERGEBNISSE

Die Ergebnisse variieren je nach Hauttyp und Hautzustand. Es dauert ca. 8 Wochen, bis eine Reduktion der Linien und Falten sichtbar ist. Einige Benutzer bemerken schon nach kürzerer Zeit Ergebnisse, bei anderen dauert es länger.

18



PFLEGE DES TRINITY FALTENENTFERNERS

REINIGUNG

Verwenden Sie nach jeder Behandlung einen leicht feuchten, weichen, fusselfreien Lappen mit Wasser oder Reinigungsalkohol, um Ihr Gerät und Ihren Aufsatz zu reinigen. **Tauchen Sie das Gerät zu keiner Zeit in Wasser.**

TEMPERATURSENSOR

Es ist völlig normal, dass sich der Trinity Faltenentferner während der Behandlung aufheizt. Sobald die Innentemperatur des Aufsatzes 54 Grad Celsius übersteigt, schaltet ein Temperatursensor das Gerät automatisch ab. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte den NuFACE Kundendienst unter 888-360-9171.

PROBLEMLÖSUNG

Sollte sich Ihr Trinity-Gerät nicht einschalten lassen, stellen Sie bitte Folgendes sicher:

- Der Trinity Faltenentferner ist vollständig aufgesetzt und eingerastet. Drücken Sie fest auf den Löseknopf, wenn Sie den Trinity Faltenentferner abnehmen oder aufsetzen möchten.
- Die Batterie des Trinity-Geräts ist vollständig aufgeladen. Falls nicht, laden Sie Ihr Gerät bitte 12 volle Stunden lang auf.
- Der Trinity Faltenentferner hat direkten und vollständigen Hautkontakt, sodass die LEDs leuchten. Ihr Trinity Faltenentferner ist mit einem Hautsensor ausgestattet, der die roten LEDs nur dann aktiviert, wenn er vollständigen Hautkontakt hat.

Sollte Ihr Gerät immer noch nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte den NuFACE Kundendienst unter 888-360-9171. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

GARANTIE

Für Geräte, die innerhalb der USA erworben wurden: NuFACE garantiert, dass seine Geräte und sein Zubehör keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen. Diese Garantie gilt für ein (1) Jahr ab Kaufdatum des NuFACE Trinity-Geräts und zwei (2) Jahre ab Kaufdatum des Trinity Pro-Geräts. Diese Garantie deckt keine abnormale Abnutzung, übermäßigen Verschleiß, Wasserschäden oder Schäden durch Fallenlassen ab. Die Garantie gilt nicht für Schäden durch Unfall, falschen Gebrauch, unsachgemäße Handhabung, unsachgemäße Pflege oder Reparatur und unbefugte Veränderung oder sonstige Schäden, die auf eine Verwendung zurückzuführen sind, die nicht in den gedruckten Anleitungen beschrieben ist. **Als Kaufnachweis muss der Kaufbeleg vorgelegt werden.**

Weitere Informationen zu Ihrer Garantie finden Sie unter www.MyNuFACE.com/pages/warranty-returns

Vorgehensweise bei Garantiereparaturen: Für Garantiereparaturen laden Sie bitte unser Garantieförmular auf unserer Website herunter: www.MyNuFACE.com/warranty oder kontaktieren Sie den Kundendienst unter 888-360-9171, um weitere Anweisungen zu erhalten. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Rücksendung den gesamten Lieferumfang (Gerät, Ladestation und Ladegerät) und das ausgefüllte Garantieförmular enthält.

NuFACE - Returns / Repairs
1325 Sycamore Ave, Suite A
Vista, CA 92081
USA
1-888-360-9171

GARANTIE (FORTSETZUNG)

Für Geräte, die außerhalb den USA erworben wurden - Internationale Retouren und internationale Garantien:

Alle Produktrücksendungen außerhalb den USA sind an den Einkaufsort (Spa, Einzel- oder Zwischenhändler) zu richten. Rücksende- und Garantieinformationen erhalten Sie auf Ihrem Beleg oder am Einkaufsort.



Entspricht EN IEC/UL: 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

SYMBOLE

Auf dem Trinity-Gerät, dem Benutzerhandbuch oder der Verpackung können Sie gegebenenfalls eines oder mehrere der folgenden Symbole finden.

	Europäische Konformität		Entspricht der europäischen ROHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances)
	Bevollmächtigter EU-Repräsentant		Produkentsorgung gemäß der WEEE-Richtlinie erforderlich
	Teilenummer		FCC-Zulassungszeichen
	Siehe Bedienungsanleitung		Doppelt isoliertes Elektrogerät der Schutzklasse II
	Hersteller		
	Anwendungsteil Typ FB mit einem bestimmten Schutzniveau vor Stromschlägen. Insbesondere in Bezug auf den zulässigen Ableitstrom und den Schutzleiteranschluss.		



您好，感谢使用 **NuFACE®**！

恭喜您拥有属于您的 Trinity 红光嫩肤替换头。

赶快体验红光和红外光护理吧！

给 Trinity 换上红光嫩肤替换头，即可舒享淡化细纹的护肤之旅。

别忘了使用前和使用后拍照记录效果哦。

祝您拥有紧致向上的一天。

NuFACE 团队

使用指示

Trinity 红光嫩肤替换头是用于改善面部皱纹，针对非处方用途的手持式美容仪器。

重要信息

- 《使用说明书》所述外的任何使用方式可能产生的风险和危险无从知晓。请严格按照本《使用说明书》使用 Trinity 红光嫩肤替换头。Trinity 红光嫩肤替换头未测试用在眼窝及眼睑的结果，由此产生的风险无从知晓。
- 我们的每一台 Trinity 红光嫩肤替换头均在底部标注唯一序列号。您可记录下来并在 www.MyNuFACE.com 进行网上注册，注册链接在网页底部。
- 除了本说明书之外，请参阅 NuFACE Trinity 美容仪的使用说明书。

使用禁忌

- 有癫痫病史者，尤其是光敏性癫痫病患者，请勿使用。
- 甲状腺病患者或疑似甲状腺病患者，请勿使用。
- 如对光照过敏，请勿使用。某些人可能对光照过敏而没有意识到。某些药物、化妆品或其他因素也可能导致皮肤过敏。
- 癌症患者或有疑似癌变者，请勿使用。
- 接受局部或系统性类固醇治疗者，请勿使用。
- 婴儿或14周岁以下未成年人请勿使用。
- 如具备上述任何使用禁忌情况，请在使用前咨询医生。

警告

- 如您正在就医，请在使用前咨询医生。
 - 如果怀疑使用此美容仪后产生不良反应，请立即咨询医生。
 - 仅在正常、无伤口、干净、健康的皮肤上使用。
 - 有潜在皮肤问题者，请在使用前咨询医生。
 - 请勿在美容仪旁使用易燃气溶胶产品或氧气。
 - 请勿在电子监护设备附近（如心电图监测仪、心电图监护仪等）以及短波、微波、电磁治疗设备附近使用红光嫩肤替换头，因为替换头可能导致该医疗设备工作异常，这些设备也可能引起替换头电流输出不稳定。
 - 若美容仪出现过热情况，请立即关机。
 - 若美容仪无法正常工作，请勿使用。若美容仪因碰撞、受损或浸入水中而不能正常工作，请勿使用。
 - 请勿在美容仪的任何开口处投入或插入任何物品。
 - 请勿在极端温度下使用。
 - 请勿直视 Trinity 红光嫩肤替换头的 LED 灯或将其直接照向眼睛，否则会对眼睛造成伤害。
 - 过度使用红光嫩肤替换头可能导致皮肤干燥。
 - 请确保所有设备（包括 Trinity 红光嫩肤替换头）远离水源（包括浴缸、淋浴间和水槽）。
 - 请勿在驾驶、操作机械或其他活动期间使用，否则可能会导致不必要的伤害。
 - 若美容仪疑似失灵或工作不正常，请立即停止使用，并将美容仪送回 NuFACE 的中国代理商处进行检查和维修。
 - 不按照本说明书指引进行操作可能会导致受伤。
 - 请勿拆解美容仪，否则可能会导致损坏、故障、触电、起火或受伤。美容仪内没有用户可维修零件。
- 注：拆解过的美容仪不享有保修服务。





安全注意事项

Trinity 红光嫩肤替换头仅供美容用途使用，针对健康状况良好的人群。非上述情况，请在使用前咨询医生的专业意见。

- 若使用红光嫩肤替换头期间或使用后感到持续疼痛或不适，请停止使用。
- 应在常温条件下储存和使用 Trinity 红光嫩肤替换头。请勿将替换头置于太阳下或高温表面。高温可能会造成机器损坏。美容仪应按照本说明书规定的方式操作、运输及保管；若不按照本说明书内容，错误使用及保管，保修政策将作废。

NuFACE Trinity 红光嫩肤替换头仅供面部美容。由于误用、用于其他身体部位、连接电压不当的电源器、使用不干净的护理头、使用过期或非 NuFACE 的电导介质，或其他不当操作所导致的不良后果，NuFACE 及其附属机构概不负责。

使用指南

使用前请依照以下步骤进行操作。

- 1) Trinity 红光嫩肤替换头的独特技术通过控制 LED 灯的闪烁来改善皮肤。如果对灯光闪烁不适应，可在光线充足的房间内使用。
- 2) 安装或即除替换头时，需紧紧按住美容仪上的护理替换头装卸按钮。安装护理替换头时，请按住护理替换头装卸按钮，将护理替换头安装到位后，放开按钮时，护理替换头已固定到 Trinity 美容仪。
- 3) 当美容仪换上 Trinity 红光嫩肤替换头后，强度加档键和减档键将暂时无法使用。该替换头只有一个档位设定。
- 4) 测试皮肤是否对光照过敏。将 Trinity 红光嫩肤替换头放置在前臂上3分钟，然后检查该位置是否过敏。如果皮肤变红并持续2个小时以上，说明可能对光照过敏，应咨询医生意见后才能继续使用红光嫩肤替换头。
- 5) 护理前，请在光线良好的房间拍摄清洁后的面部，并在护理后再次拍摄，对比护理效果。每四周，在相同环境下再次拍摄您的面部，比较前几周的改善效果。

提示音 ——— 表示

渐升的提示音 ——— 正在开机

渐降的提示音 ——— 正在关机

单次提示音 ——— 移至面部新的位置

三次提示音 ——— 没有接触皮肤

护理部位

Trinity 红光嫩肤替换头用于面部大部分区域。参照以下使用指引且操作正确时可达理想的护理效果。

使用步骤

开始红光淡皱护理。

- 1) 使用无油清洁乳清洁面部。
- 2) 从充电座中取出美容仪，按下开/关按钮，渐升的提示音表示美容仪已开启，同时 LED 灯将快速闪烁3次。在 LED 灯完成闪烁前，请勿触碰 Trinity 红光嫩肤替换头上的防护罩。

3) 把面部分成7个区域（参阅《快速使用指南》中的示意图），对每个区域进行护理。

4) 请把 Trinity 红光嫩肤替换头直接接在洁净干爽的皮肤上，对特定区域进行护理。当与皮肤充分接触时，皮肤传感器会使之发出红光。把替换头按压在皮肤上，使之与皮肤保持直接接触。替换头可用在各区域范围内的细纹和皱纹，而不只是照片中数字标记的位置。每个区域使用3分钟，直至提示音响起。

5) 如 Trinity 红光嫩肤替换头没有接触皮肤，美容仪将响起3声提示音，提示把它直接按压在皮肤上。

6) 21分钟后美容仪自动关机，提示护理完毕。

注意：任何时候请勿将替换头浸入水中。

使用频率

- 每天各区域使用不超过3分钟，全脸不超过21分钟。请勿重复护理同一区域。
- 前60天，每周使用5次。
- 60天后，每周2-3次维持效果。
- 两次使用之间间隔24小时。

护理效果

使用效果可能会因肌肤类型和肌肤情况而异。约8周后可观察到细纹和皱纹开始减少。有些使用者可能短期就感受到效果，而其他使用者则可能需要更长的时间。

产品维护

清洁

请用柔软的无绒布轻微沾水或酒精清洁美容仪和护理替换头。任何时候请勿将美容仪或替换头浸入水中。

温度传感器

Trinity 红光嫩肤替换头通常在护理过程中温度会升高。如果内部温度超过54.2°C，温度传感器将使美容仪关闭。当此情况出现时，请让美容仪自动冷却30分钟后重新使用，或拨打400-931-6776联系 NuFACE 中国总代理客服中心。

故障排除

如果 Trinity 美容仪无法开启，请先检查以下情况：

- 确保 Trinity 红光嫩肤替换头与美容仪完全紧密安装。安装及即除替换头时，请紧紧按住美容仪背面的替换头装卸按钮。
- 确保 Trinity 美容仪使用时已充满电。如未充满电，则需充电12个小时。
- 只有把 Trinity 红光嫩肤替换头完全按压在皮肤上，LED灯才能激活（或开启）。请记住，只有当替换头与皮肤充分接触时，皮肤传感器才能启动红光LED灯。

如果 Trinity 红光嫩肤替换头仍无法开启，请拨打400-931-6776 联系 NuFACE 中国总代理客服中心。我们随时为您服务！



保修

NuFACE 承诺,自购买日期起,有关材质、工艺上的质量问题,NuFACE 美容仪享有一年保修服务。保修需符合以下条件:异常磨损、浸水和摔坏不在保修范围内。保修仅限于消费者日常使用,其他用途的使用不在保修范围内,如美容院等商业活动或礼品赠送等公共事业。保修仅适用于原始购买者,不得转让。申请保修时,需出示购买凭证。若本产品因意外、误用、滥用、保管或维修不当、擅自改装或说明书描述以外的其他使用操作而出现问题,不享有保修服务。本说明书中 NuFACE 产品的保修政策是唯一保修标准。任何关于本产品的暗示性保证仅限于此保证的期限,如适销性或针对某一特定用途的适用性的任何暗示保证等。符合上述保修政策,消费者可以申请维修及更换产品。不符合上述保修政策,因产品的任何暗示保证所引起的任何直接或间接损害,NuFACE 概不负责。

有关保修的更多信息,请访问:

www.MyNuFACE.com/pages/warranty-returns

维修及更换产品:如您需要保修服务,请联系 NuFACE 中国总代理客服中心,了解保修服务须知。

NuFACE 中国总代理
上海小捷网络科技有限公司
中国客服专线
400-931-6776

为了保障您的权益,建议对寄回产品投保。运输期间发生的损坏不在保修范围内。若缺失所需证明凭证和/或欠缴任何运输及搬运费用的退货将不予受理。

中国以外地区的保修和退换货服务应依照当地购买渠道的政策,如国外的水疗中心、零售商、分销商等。详情请咨询购买凭证单位或购买地点。



符合 EN IEC/UL 标准: 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

标志

Trinity 眼唇提拉替换头、使用说明书、产品包装或出现以下标志:



CE 认证



欧盟授权代表



零件编号



参考使用说明



制造商



BF 型应用部件,即对电击有特定防护的设备,特指可允许的漏电流和保护接地连接。



符合 RoHS 2002/95/EC 标准



符合 WEEE 标准



FCC 认证



双重绝缘等级

NuFACE® 에서 인사 드립니다!

새로운 Trinity 링클 리듀서로 안티에이징을 효과를 경험 하십시오.

적외선 및 적색 광선 의 놀라운 효능을 발견하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. Trinity 페이스 트레이너 보조장치를 새로운 링클 리듀서 보조장치로 바꾸고 편안히 앉아서 LED 조명으로 피부관리를 시작하세요.

사용 전후 사진을 촬영하여 @MyNuFACE. 로 태그를 다는 것을 잊지 마십시오. 고객님의 스킨케어 진행 과정을 함께 공유하세요!

즐거운 하루가 되시길 바랍니다.

NuFACE 가족

용도

NuFACE 트리니티 링을 리두서는 처방전 없이 구입할 수 있는 얼굴 미용 기기입니다.

주요 정보

- 본 사용 설명서를 따르지 않고 트리니티 링을 리두서를 사용할 때의 위험 요소에 대해서는 알려진 바가 없습니다. 사용 설명서에 설명된 방법대로만 기기를 사용하십시오. 안와 또는 눈꺼풀에 사용하는 임상 시험을 거친 바가 없으므로, 해당 부위에 사용할 때의 위험 요소에 대해서는 알려진 바가 없습니다.
- 트리니티 링을 리두서 부가 장치의 하단에 고유 일련번호가 있습니다. www.MyNuFACE.com 에서 일련번호를 기재하여 기기를 등록하십시오. 등록 링크는 웹 사이트 하단에 있습니다.
- 본 설명서와 더불어 NuFACE 트리니티 기기 사용 설명서를 참조하십시오.

사용 시 금지사항

- 발작, 특히 광과민성 간질 발작이 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 감상선 질환이 의심되는 병변이 있거나 진단을 받은 경우 꼭에 사용하지 마십시오.
- 광과민성 피부에는 사용하지 마십시오. 피부가 빛에 민감한 경우라도 인지하지 못할 수 있습니다. 특정 약품 또는 화장품 사용은 광과민성을 유발할 수 있습니다.
- 암 또는 암으로 의심되는 병변이 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 국소용 또는 전신용 스테로이드제를 도포한 부위에는 사용하지 마십시오.
- 14 세 미만 유아나 어린이에게 사용하지 마십시오.
- * 사체 중 하나라도 해당하는 경우 의사와 상담하십시오.

경고

- 치료를 받고 있는 경우 기기 사용 전 전문의와 상담하십시오.
- 기기 사용 후 부작용이 발생한 경우 즉시 사용을 중단하고 전문의와 상담하십시오.
- 깨끗하고 상처가 없는 건강한 피부에만 사용하십시오.
- 피부 질환이 있는 경우 기기 사용 전 의사와 상담하십시오.
- 가연성 에어로졸 제품이 있는 환경에서는 기기를 사용하지 마십시오.
- 심장 모니터 등의 전자 모니터링 장비가 있는 장소 또는 단파, 극초단파 및 전자파 발생 장비로부터 1m 이내의 장소에서 트리니티 링을 리두서를 사용할 경우 의료 장비의 오작동을 초래할 수 있으니 기기를 사용하지 마십시오. 해당 장치들은 트리니티 링을 리두서의 불안정성을 유발할 수 있습니다.
- 기기가 과열되기 시작하면 즉시 전원을 끄십시오.
- 낙하, 침수, 균열 등 예기치 못한 손상으로 기기가 오작동하거나 제대로 작동하지 않는 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 기기의 흡수에 머무른 물이나 얼어붙은 기가 삽입하지 마십시오.
- 극심한 온도에서 사용하지 마십시오.
- 트리니티 링을 리두서의 LED 불빛을 직접 응시하거나 눈에 비추지 마십시오. 연구에 손상을 입을 수 있습니다.
- 기기를 과도하게 사용할 경우 피부가 건조해질 수 있습니다.
- 트리니티 링을 리두서를 포함한 모든 전기 제품을 욕조, 샤워기 및 싱크대와 같이 물이 닿을 수 있는 곳에서 멀리 두십시오. 본 제품은 방수가 되지 않습니다.
- 운전, 기계 조작 또는 사용자나 타인에게 부상을 초래할 수 있는 활동 중에는 사용하지 마십시오.
- 기기의 오작동이 의심되거나 기기가 제대로 작동하지 않을 경우 즉시 사용을 중단하십시오. 검사 및 수리를 위해 NuFACE에 기기를 반환하십시오.
- 본 사용 설명서에 명시되지 않은 재료가 또는 조정기를 사용하거나 명시된 절차를 따르지 않을 경우 부상을 초래할 수 있습니다.
- 제품을 분해하지 마십시오. 손상, 오작동, 감전, 화재 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다. 기기 내부에는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. **참고: 분해 시 보증이 무효화됩니다.**

주의사항

트리니티 링을 리두서는 건강 상태가 양호한 개인의 미용 목적으로 설계된 미용기기입니다. 이에 해당하지 않을 경우 기기 사용 전 전문의와 상담하십시오.

- 트리니티 링을 리두서를 사용하는 동안 지속적인 통증이나 불편이 발생하는 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 트리니티 링을 리두서는 실온에서 보관 및 사용하도록 제작되었습니다. 트리니티 링을 리두서를 직사광선 아래 또는 뜨거운 표면 위에 보관하지 마십시오. 고온으로 인해 손상될 수 있습니다. 기기는 본 사용 설명서에 명시된 방법으로 작동, 운반 및 보관하십시오. 본 사용 설명서에 명시된 지침에 따라 제품을 사용하고 관리하지 않을 경우 보증이 무효화됩니다.

NuFACE 트리니티 링을 리두서는 명시된 바와 같이 안전 미용 목적으로 제작되었습니다. NuFACE 와 그 계열사는 오용, 얼굴 또는 신체에 다른 부위에 대한 사용, 잘못된 전압 콘센트 연결, 비위생적인 구제, 사용 기한이 만료되었거나 NuFACE 상표가 아닌 전도성 대체 제품 사용 및 기타 잘못된 사용으로 발생한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

시작하기

다음의 단계에 따라 부가 장치를 사용하십시오.

- 참고:** 트리니티 링을 리두서는 LED 불빛을 활용하는 고유한 기술으로 피부를 관리하는 기기입니다. 이러한 불빛에 불편함을 느낄 경우 밝은 곳에서 기기를 사용하십시오.
- 부속품을 교체할 때는 탈부착 버튼을 올바르게 눌러 기존 부속품을 제거하고 새로운 부속품을 올바른 위치에 부착하십시오. 트리니티 기기에 해당 장치가 올바르게 장착되었다면 탈부착 버튼에서 손을 떼십시오.
- 트리니티 링을 리두서를 부착한 경우 +/- 키가 활성화되지 않습니다. 해당 장치는 한 가지 설정으로만 작동됩니다.

- 깨끗이 세안 후 물기를 닦은 피부의 관리할 부위에 트리니티 링을 리두서를 올려주십시오. 기기가 피부에 올바르게 닿았을 때 빨간색 LED 불빛이 켜집니다. 트리니티 링을 리두서가 지속적으로 피부와 접촉할 수 있도록 기기를 올바르게 눌러주십시오. 영력을 나는 후 부위별로 제품을 사용하십시오. 반드시 사전에서 숫자가 표시된 각 지점에 사용할 필요는 없습니다. 비프음이 울릴 때까지 각 부위를 3분씩 관리하십시오.

- 트리니티 링을 리두서가 피부에 정확히 닿지 않을 경우 비프음이 3번 울립니다.

기기 효과와 의미

상승 비프음	전원 켜짐
하강 비프음	전원 꺼짐
이중 톤 비프음	간격 종료
3번의 비프음	피부 접촉 실패

관리 부위

트리니티 링을 리두서는 면적이 넓은 얼굴 부위에 사용하는 목적으로 설계된 제품입니다. 다음의 지침서는 사용자가 올바르게 이해하고 준수하였을 때 최상의 결과를 얻을 수 있도록 작성되었습니다.

트리니티 링을 리두서 사용 방법

빨간색 불빛으로 피부를 관리하십시오.

- 오일 프리 클렌저를 사용해 얼굴을 깨끗이 세안하십시오.

- 충전 거치대에서 기기를 분리한 후 온/오프 버튼을 눌러 기기의 전원을 켜십시오. 상승 비프음이 울리고 빨간색 LED 불빛이 3번 빠르게 반복되면 전원이 켜진 것입니다. 불빛이 사라지기 전까지 트리니티 링을 리두서의 보호막을 만지지 마십시오.

트리니티 링을 리두서 사용 방법 (계속)

3) 얼굴을 7개의 관리 영역으로 나눈 후 (빠른 시작 가이드 참조) 부위별로 관리하십시오.

4) 깨끗이 세안 후 물기를 닦은 피부의 관리할 부위에 트리니티 링을 리두서를 올려주십시오. 기기가 피부에 올바르게 닿았을 때 빨간색 LED 불빛이 켜집니다. 트리니티 링을 리두서가 지속적으로 피부와 접촉할 수 있도록 기기를 올바르게 올려주십시오. 영역을 나눈 후 부위별로 제품을 사용하십시오. 반드시 사진에서 숫자가 표시된 그 지점에 사용할 필요는 없습니다. 비프음이 울릴 때까지 각 부위별 3분씩 관리하십시오.

5) 트리니티 링을 리두서가 피부에 정확히 닿지 않을 경우 비프음이 3번 울립니다.

6) 총 21분이 경과하면 모든 관리가 끝난 것으로 기기의 전원이 자동으로 꺼집니다.

참고: 기기를 물에 담그지 마십시오.

관리 주기

- 각 부위별 관리 시간을 3분 이하로 제한하여 총 이용 시간이 21분을 넘지 않도록 하십시오. 이미 관리한 부위에는 중복 사용을 삼가하십시오.
- 첫 60일 동안에는 주 5회 사용하십시오.
- 60일 이후에는 유지 관리를 위해 주 2-3회 사용하십시오.
- 24시간의 사용 간격을 두십시오.

결과

관리 결과는 피부 유형과 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 일반적으로 8주 후부터 피부 관리 효과가 나타나지만, 사용자에게 따라 그 기간이 짧거나 길어질 수 있습니다.

트리니티 링을 리두서 관리 방법

관리 방법

부드럽고 보풀이 없는 천을 물이나 알코올에 살짝 적신 후 기기와 부가 장치를 닦아줍니다. 기기를 물에 담그지 마십시오.

문제 해결

트리니티 기기의 전원이 켜지지 않을 경우, 다음의 사항이 지켜지고 있는지 확인하십시오.

- 트리니티 링을 리두서가 기기에 올바르게 부착되었는지 확인하십시오. 트리니티 링을 리두서를 부착하거나 제거할 때는 분리 버튼을 충분히 세게 올바르게 누르십시오.
- 트리니티 기기의 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 기기를 12시간 동안 완전히 충전하십시오.
- 트리니티 링을 리두서가 피부에 완전히 접촉하여 LED 불빛이 작동하는지 확인하십시오. 트리니티 링을 리두서에는 피부 센서가 장착되어 있어 피부와 직접 닿을 경우에만 LED 불빛이 켜집니다.

기기가 여전히 작동하지 않을 경우, NuFACE 고객센터(1899-0108)로 문의하십시오. 언제든지 도와드리겠습니다!

보증

미국에서 구입한 기기의 경우: NuFACE 는 미국에서 구입한 NuFACE® 기기와 그 부속품에 대해 NuFACE 트리니티 기기와 트리니티 프로 기기 구매일로부터 각 1년과 2년 동안 재료와 기술에 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 비정상적인 마모, 침수 및 낙하에는 본 보증이 적용되지 않습니다. 기기가 사고, 오용, 남용, 부적절한 유지 보수 및 수리, 무단 개조 또는 지침에 명시되지 않은 기타 용도로 사용되었을 경우 보증이 무효화됩니다. **구매 증거로 영수증을 제시하십시오.**

보증에 대한 자세한 내용은 다음 주소에서 확인하십시오:

www.MyNuFACE.com/pages/warranty-returns

보증 기간 동안의 서비스 절차: 보증 서비스가 필요한 경우 웹 사이트: www.MyNuFACE.com/warranty 에서 보증 양식을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 절차는 고객센터(1899-0108)로 문의하십시오. 보증 양식을 모두 작성한 후 기기, 거치대 및 충전 전기를 포함한 모든 부품을 반환하십시오.

NuFACE - Returns / Repairs
1325 Sycamore Ave, Suite A
Vista, CA 92081
USA

미국 이외의 지역에서 구입한 기기의 경우: 모든 제품의 반품 및 국제 보증은 스파, 소매업체, 유통업체 등의 구매처를 통해 이루어집니다. 반품 및 보증 정책에 대해서는 영수증을 확인하시거나 구매처에 문의하십시오.



다음 EN IEC/UL 규정 준수: 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

기호

다음 마킹 중 하나 이상이 미니 기기, 사용 설명서 또는 패키지에 표시될 수 있습니다.



유럽 적합성 인증



RoHS 2002/95/EC 유럽 유해물질 사용제한 지침 준수



유럽공동체 승인 대표



기기는 WEEE 지침에 따라 폐기해야 합니다



부품 번호



FCC 제품 승인 마크



사용 설명서 참조



클래스 II 이중 절연 전기 장치



제조자



클래스 II 이중 절연 전기 장치



BIF 형 장각부는 전기 충격에 대해 특정 보호 수준을 제공하는 장비로, 특히 허용 누설 전류 및 보호 접지에 관한 것입니다

TRINITY WRINKLE REDUCER GENERAL SPECIFICATIONS

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating conditions: 10 to 40° C, 30 to 75%rH*, 700 to 1060hPa

Storage conditions: -10 to 55° C, 10 to 90%rH*, 500 to 1060hPa

Shipping condition: -10 to 55° C, 10 to 90%rH*, 500 to 1060hPa

*Assuming non-condensing

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ACCESSOIRE DE RÉDUCTION DES RIDES TRINITY

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

• **Conditions d'utilisation :** 10 à 40 °C, 30 à 75 % d'HR*, 700 à 1060 hPa

• **Conditions de stockage :** -10 à 55 °C, 10 à 90 % d'HR*, 500 à 1060 hPa

• **Conditions de transport :** -10 à 55 °C, 10 à 90 % d'HR*, 500 à 1060 hPa

*En supposant l'absence de condensation

TRINITY FALTENENTFERNER - ALLGEMEINE GERÄTESPEZIFIKATIONEN

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

• **Betriebsbedingungen:** 10 bis 40° C, 30 bis 75 % rH*, 700 bis 1060 hPa

• **Aufbewahrungsbedingungen:** -10 bis 55° C, 10 bis 90 % rH*, 500 bis 1060 hPa

• **Versandbedingungen:** -10 bis 55° C, 10 bis 90 % rH*, 500 bis 1060 hPa

*nicht kondensierend

TRINITY WRINKLE REDUCER 一般规格

环境条件

• **使用时:** 温度 10-40° C, 相对湿度 30-75%, 大气压 700-1060hPa

• **储存时:** 温度 -10-55° C, 相对湿度 10-90%, 大气压 500-1060hPa

• **运输时:** 温度 -10-55° C, 相对湿度 10-90%, 大气压 500-1060hPa

*非冷凝条件下

TRINITY WRINKLE REDUCER 기기 일반 사양

환경 조건

• 작동 조건: 10 - 40° C, 30 - 75%rH*, 700 - 1060hPa

• 보관 조건: -10 - 55° C, 10 - 90%rH*, 500 - 1060hPa

• 운송 조건: -10 - 55° C, 10 - 90%rH*, 500 - 1060hPa

*비응축 가정



NuFACE®



Manufactured by NuFACE® / Fabriqué par NuFACE® / Hergestellt von NuFACE®
NuFACE® 制造 / NuFACE®에 의해 제조

1325 Sycamore Avenue, Suite A, Vista, CA 92081 | 1.888.360.9171 | www.MyNuFACE.com

©2019 NuFACE.

All Rights Reserved. / Tous droits réservés. / Alle Rechte vorbehalten. / 版权所有 / 모든 권리 보유.

NuFACE® is a registered trademark of the Carol Cole Company.

NuFACE® est une marque déposée de la Carol Cole Company.

NuFACE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Carol Cole Company.

NuFACE® 为卡罗拉科尔公司的注册商标。/ NuFACE® 는 Carol Cole Company 의 등록 상표입니다.

Made in the USA of U.S. and Imported Materials.

Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux importés et des États-Unis.

Aus importierten Teilen in den USA hergestellt. / 进口配件 美国制造 / 수입 부품으로 미국 캘리포니아에서 제조

EC REP

Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

BIORIUS, BE-7170 MANAGE / UK-LONDON WC2H 9JQ

75047